



„De eerste wondpreventie bij een zittende positie, bestaat erin om zich regelmatig op te tillen telkens wanneer het mogelijk is, om een te lange samendrukking van de bloedvaten te beperken en om verademing van de stof toe te laten.“

Max. gebruikersgewicht = 140 kg

## Handleiding

- Alle verpakkingselementen moeten verwijderd worden vóór gebruik.
- Het kussen op een stoel of een rolstoel plaatsen waarbij de kant met de rits wordt naar de achterkant geplaatst. De voorgevormde zijde moet naar boven gericht zijn.
- De Dartex® hoes is waterbestendig, elastisch teneinde het comfort van de patiënt te waarborgen en om de doeltreffendheid van het schuim te optimaliseren.
- Vermijd het gebruik van hoezen en aanvullende opvullingen tussen de patiënt en de producten, want dan loopt men het gevaar dat de doeltreffendheid van het product verminderd. Enkel de transparante, Polyeurethaan hoes die samen met het kussen wordt geleverd, maakt het mogelijk om de doeltreffendheid van het product te behouden. Deze hoes vergemakkelijkt de desinfectie.
- Het schuim (en de gel zak; indien nodig) moet periodiek gecontroleerd worden. Als de hoes beschadigd is geweest, mag het product niet meer gebruikt worden vooraleer een nieuwe hoes werd aangebracht.

- Tijdens het aanbrengen van de hoes, moet men erop toezien dat het kussen juist gepositioneerd wordt.
- Teneinde een grotere stabiliteit in de rolstoel te verkrijgen, moet men gebruik maken van een Invacare® Flo-Tech kussen, omdat men op die manier de helling van het zitzeil kan compenseren.

### **Beschrijving van het product**

Het Invacare® Flo-Tech Image kussen is een kussen met een ergonomische vorm, bestemd om de druk te verminderen. Hij wordt speciaal gevormd om een goede lichaamshouding te waarborgen.

Indien u aanvullende informatie over de Flo-Tech kussens wenst, kan u altijd contact opnemen met de klantendienst van Invacare® .

### **Herpositionering**

Het is essentieel voor de patiënt om regelmatig van positie te veranderen. Dat verlicht de druk op de gevarenczones ten gevolge van de stijging van de drukpunten en bewijst dat het een hulp is voor de preventie van wonden. Probeer niet om het kussen te verplaatsen met behulp van het handvat wanneer de gebruiker erop zit.

### **Schoonmaken en onderhoud**

De hoes kan schoongemaakt worden met een oplossing van schoonmaakmiddel en warm water of met behulp van een wegwerpstofdoek, ze kan ook in de wasmachine aan 71°C gewassen worden. Gebruik geen schoonmaakproducten met fenol of alcohol.

De hoes moet minutieus gedroogd worden alvorens op het kussen terug te bevestigen. Niet drogen in droogkast. In geval van grote vlekken, moet de hoes in de wasmachine gewassen worden op 71°C met een oplossing van verdund schoonmaakmiddel.

### **Kwaliteit en vuurbestendigheid**

In onze samenleving is de kwaliteit prioritair. Wij werken overeenkomstig de normen ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003. Alle MSS producten dragen het CE-kenmerk overeenkomstig de Richtlijn betreffende de geneeskundige apparaten.

De Invacare Flo-Tech® kussens zijn gebonden aan onafhankelijke proeven en vervolgens gewaarborgd aan de norm BS5852: 1990 (vuur reglementering). De hoes wordt getest overeenkomstig de norm BS7175: 1989.

### **Voorwaarden voor gebruik en opslag**

De uiterste temperatuur bij gebruik: °C

De vochtigheid: 5° C - 28°C

De opslag: 60%



**Yes, you can.®**

**Invacare NV –**

**Autobaan 22 – B-8210 Loppem – Tel. +32 (50) 83 10 10 – Fax. +32 (50) 83 10 11  
www.invacare.be**