



# DL

**DOLOMITE**

## **DOLOMITE JAZZ**

  
Ne pas utiliser le rollator ni  
comme fauteuil roulant ni pour  
le transport de personnes.



### **MODE D'EMPLOI**

Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. Le rollator est adapté pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.





**FR** MODE D'EMPLOI



## SÉCURITÉ

- Il est interdit de monter sur le rollator et de l'utiliser pour transporter des personnes.
- Pour s'asseoir, utiliser le siège.
- Quand vous êtes assis sur le rollator, les deux freins doivent être en position de stationnement.
- Les freins de stationnement doivent être actionnés avant d'utiliser le rollator comme soutien lorsqu'on se relève, par exemple, d'une chaise.
- Ne jamais s'asseoir sur le rollator pour s'en servir comme d'une patinette.
- Ne pas monter ni descendre des escaliers ni un escalier mécanique.
- Observer la plus grande prudence lors de la progression sur un terrain en pente.
- Le rollator doit toujours être complètement déplié avant d'être utilisé. **ATTENTION !** Utiliser uniquement comme aide à la marche.
- Observer la plus grande prudence quand le panier est lourdement chargé. La tablette et le panier sont seuls destinés à recevoir un chargement. Le poids de charge maximum est de 5 kg dans le panier et de 5 kg sur la tablette.
- Enlever le plastique de protection des roues avant utilisation.
- Les poignées ne doivent pas être orientées vers l'extérieur car cela affecterait la stabilité latérale du rollator.




## MONTAGE

- A) Montage du panier.
- B) Montage de la tablette.


## PLIAGE

- C)
  1. Se placer à côté du rollator.
  2. Soulever la sangle du siège. **ATTENTION !** Observer la plus grande prudence pour le pliage/dépliage du rollator.



## POSITION DE TRANSPORT

- D) Rabattre le taquet pour bloquer le rollator en position pliée, prêt au transport.




## POSITION DE FONCTIONNEMENT

- E) Déplier le rollator en appuyant sur la barre du siège. Avant l'utilisation, contrôler que le taquet est bien en position de blocage. **ATTENTION!** Risque de pincement.

## MONTE-TROTTOIR

- F) Utiliser le monte-trottoir pour grimper plus facilement sur un trottoir par exemple.



## FREINS

G. Pour ralentir, presser les poignées de frein vers le haut.

## FREIN DE STATIONNEMENT

H. Pour la position de stationnement, appuyer doucement vers le bas sur les poignées de frein. Un "clac" se fait entendre distinctement lorsque la bonne position est atteinte. Il est important que les deux freins soient mis en position de stationnement. Pour desserrer le frein de stationnement, presser les poignées de frein vers le haut.

## RÉGLAGE DES FREINS

I. Si le freinage est mauvais, régler le câble de frein. Utiliser des clés plates, 7 ou 10 mm (non incluses).


## POIGNÉES

### Pour le réglage en hauteur des poignées.


J. Se placer derrière le rollator. Normalement, les poignées doivent être ajustées à la hauteur des poignets de l'utilisateur.

K. Libérer la barre de la poignée à l'aide de la molette et ajuster à la hauteur adéquate. Resserrer la molette pour bloquer la barre de la poignée. Vérifier que les deux poignées sont pareillement ajustées .


G




H




I



J



K



## ENTRETIEN - SÉCURITÉ

Pour garantir le fonctionnement du rollator et la sécurité de son utilisateur, vous devez veiller à ce que les mesures suivantes soient régulièrement prises :

- Nettoyer le rollator à l'aide d'un détergent courant. Essuyer et faire sécher. Nettoyer les roues.
- Contrôler que toutes les vis et autres éléments de réglage sont bien serrés.
- Si le rollator ne fonctionne pas parfaitement, contacter immédiatement le revendeur. Ne jamais utiliser un rollator défectueux. Ne jamais faire d'intervention soi-même sur l'équipement!


**ATTENTION!** À n'utiliser que comme aide à la marche. Poids maximum de l'utilisateur : **DOLOMITE JAZZ** 130 kg. **DOLOMITE** décline toute responsabilité pour les interventions faites sur le rollator, sans son contrôle (adaptations, réparations insuffisantes).

### INDICATIONS POUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE :


Une fois le produit définitivement hors d'usage, les pièces et accessoires ainsi que l'emballage doivent être triés correctement. Chaque partie peut être traitée selon les spécifications du produit.

Toute l'information technique importante se trouve sur l'étiquette du **DOLOMITE JAZZ**.

- 1: Numéro d'article.
- 2: Nom du produit.
- 3: Numéro de série.
- 4: Date de fabrication.
- 5: Poids d'utilisation maximum.
- 6: ATTENTION ! Voir le mode d'emploi.
- 7: Rollator d'intérieur ou de plein-air.
- 8: Largeur maximum du rollator.
- 9: Nom du fabricant.



	520	600
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
Poids:	7,2 kg	7,8 kg



Diamètre des roues avant et arrière: 20 cm



INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TÉL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes  
TÉL (33) (0)2 47 62 64 66, FAX (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com