


# viamobil V25<sup>®</sup>


Anbauanweisung  
*Mounting instruction*



## Hinweis zur Anpassung des viamobil an den Rollstuhl

### Information about the Mounting of the viamobil at the wheelchair

1. Montieren Sie zuerst die Halterungen an den Rollstuhl, bevor Sie mit den Montagearbeiten am viamobil beginnen. Beachten Sie hierbei die in der Grafik angegebenen Abstände der oberen [1] und unteren [2] Bolzen, welche für die meisten Rollstuhlmodelle gelten. Je nach verwendetem Rollstuhlmodell können die Werte jedoch auch von den Angaben in der Grafik abweichen.
2. Die manuellen Räder müssen zur Einstellung des viamobil aufgesteckt werden. Prüfen Sie ggf. den korrekten Luftdruck der Reifen.
3. Das Antriebsrad des viamobil muss bei der Montage eingefahren sein; der Abstand des eingefahrenen Rades zum Boden muss 15 mm betragen.
4. Verwenden Sie bei den Montagearbeiten eine 19 mm starke Unterlage [3] aus Holz, um die Anpresskraft des Rades zu kompensieren.




1. Mount the bracket on the wheelchair before you begin the installation work on the viamobil. Please take care of the distances indicated on the drawing of the upper [1] and lower bolts [2] which apply to most manual wheelchairs. The values might differ from the graph depending on the wheelchair model.
2. The manual wheels need to be fixed on the chair to adjust the viamobil. If applicable, please check the air pressure of the tyres.
3. The drive wheel of the viamobil must be retracted during the assembly; the distance of the retracted wheel to the ground must be 15 mm.
4. Please use a 19 mm thick wooden plate [3] to compensate the contact pressure of the wheel.


## Hinweis zu den möglichen Montagepositionen der oberen und unteren Bolzen

### Information about the possible mounting positions of the upper and lower bolts

#### Obere Bolzen [1] Upper bolts [1]




#### Untere Bolzen [2] Lower Bolts [2]




Beachten Sie die Montagehinweise auf der nächsten Seite  
Pay attention to the mounting information at the next page

**Montageschritt 1 - Montage der Anbauprofile und Bolzen**  
**Mounting step 1 - Mounting of the priofiles and bolts**




Das Gegenstück [4] darf nicht über die Kante der Führung [5] an der Antriebseinheit hinausragen, sondern muss vollständig am Gehäuse des viamobil anliegen.

*The counterpart [4] shall not exceed the edge of the guide rod [5] on the drive unit, but must completely touch the housing of the viamobil.*





Die Mutter [6] darf nicht über die Kante der Führung [5] an der Antriebseinheit hinausragen, sondern muss sich vollständig innerhalb der Führung [5] befinden.

*The screw nut [6] shall not exceed the edge of the guide rod [5] on the drive unit, but must stay completely within the guide rod [5].*



**Anzugsmoment aller Schrauben: 12 Nm**  
**Tightening torque of all screws: 12 Nm**


**Montageschritt 2 - Montage des viamobil am Rollstuhl**  
**Mounting step 2 - Mounting of the viamobil at the wheelchair**



**Beachten Sie bei Ihren Montagearbeiten die angegebenen Anzugsmomente!**  
**When making your installation work, please pay attention to the specified tightening torque!**


- Legen Sie eine **19 mm** starke Platte [3] (Holz oder ähnliches) unter den Rollstuhl.
  - Schieben Sie das viamobil unter den Rollstuhl; das Antriebsrad darf nicht ausgefahren sein.
  - Richten Sie das viamobil mit einer Wasserwaage aus.
  - Montieren Sie das viamobil durch Verstellen der oberen [1] und unteren [2] Bolzen an den Rollstuhl.  
Sofern erforderlich können die oberen [7] und unteren [8] Halterungen ebenfalls verschoben werden.
  - Entfernen Sie die Unterlage [3] und prüfen Sie den korrekten Abstand (**15 mm**) des viamobil-Antriebsrads zum Boden
- 
- Place a **19 mm** thick plate [3] (wood or similar) under the wheelchair.
  - Push the viamobil under the wheelchair, the drive wheel may not be extended.
  - Align the viamobil with a spirit level.
  - Install the viamobil by adjusting the upper [1] and lower bolts [2] to the wheelchair.  
The upper [7] and lower [8] brackets can also be moved, if necessary.
  - Remove the pad [3] and check the correct distance (**15 mm**) of the viamobil drive wheel to the ground.

## Montage der Kippstützen (optionales Zubehör) Mounting of the anti-tippers (optional accessory)



Montieren Sie die Kippstützen in der äußeren Aussparung auf der linken bzw. rechten Seite des Gehäuses.


*Mount the anti-tippers in the outside notch at the left respectively right side of the housing.*



1. Teile zusammenfügen, Schraube maximal 3 Umdrehungen anziehen
2. Vormontierte Teile in das Gehäuse des Viamobil einsetzen
3. Schraube anziehen, Anzugsmoment: 4 Nm.


1. Add all parts and screw the screw (no more than three turns).
2. Insert the parts in the housing of the Viamobil.
3. Tighten the screw, tightening torque: 4 Nm

## Montage des Bediengeräts am Rollstuhl Mounting of the control unit at the wheelchair



[A], [B] und [C]:  
Das Anzugsmoment ist abhängig  
von Material und Wandstärke der  
am Rollstuhl verwendeten Rohre.

*[A], [B] and [C]:  
The tightening torque depends on  
the material and the thickness of  
the tubes of the wheelchair.*





## Montage der Zusatzschiebegriffe (optionales Zubehör) Mounting of the additional handgrips (optional accessory)




Bauen Sie zuerst das viamobil an den Rollstuhl an.  
Montieren Sie erst danach die Zusatzschiebegriffe an das viamobil.  
*First mount the viamobil at the wheelchair.  
Then mount the additional handgrips at the viamobil.*

Montageschritt 1  
Mounting, step 1




Montageschritt 2  
Mounting, step 2

Abdeckung entfernen  
Remove the cover



Anzugsmoment: 6 Nm  
Tightening torque: 6 Nm



Anzugsmoment: 10 Nm  
Tightening torque: 10 Nm

Montieren Sie die Zusatzschiebegriffe in der inneren Aussparung auf der linken bzw. rechten Seite des Gehäuses.  
*Mount the additional handgrips in the interior notch at the left respectively right side of the housing.*

**Ulrich Alber GmbH**  
Vor dem Weißen Stein 21  
D - 72461 Albstadt-Tailfingen  
Tel.: +49 (0)7432 2006 - 0  
Fax.: +49 (0)7432 2006 - 299  
info@alber.de  
www.alber.de

