

Rea® Azalea®

Azalea® Assist, Azalea® Base, Azalea® Max, Azalea® Minor,
Azalea® Tall



nl **Handbewogen rolstoel - passief**
Gebruiksaanwijzing

Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker van het product.
Lees deze handleiding VOORDAT u dit product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

rea



Yes, you can.®

©2023 Invacare Corporation

Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, duplicatie of gehele of gedeeltelijke wijziging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan [™] en [®]. Alle handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Invacare Corporation of haar dochterbedrijven tenzij anders aangegeven. Alle genoemde informatie wordt geacht juist te zijn ten tijde van het drukken. Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Rea, Rea-ontwerp en DSS-ontwerp (Dual Stability System) zijn geregistreerde handelsmerken van Invacare International.

Inhoudsopgave

1 Algemeen	5	4.11 Het werkblad bevestigen	30
1.1 Inleiding	5	4.12 Half werkblad	30
1.2 Symbolen in dit document	5	4.12.1 Het halve werkblad monteren	30
1.3 Garantie-informatie	5	4.12.2 Het halve werkblad aanpassen	30
1.4 Aansprakelijkheidsbeperking	5	4.12.3 Een kussen voor het halve werkblad toevoegen	30
1.5 Naleving	5	4.13 Antikantelvoorziening	31
1.5.1 Productspecifieke normen	5	4.14 Azalea Base - bevestiging zitting	31
1.5.2 Naleving Azalea Base	5	4.15 Kuitband met kussen	31
1.6 Levensduur	6	4.16 Hielband - Azalea Max	31
2 Veiligheid	7	4.17 Remverlenging - Azalea Max	32
2.1 Veiligheidsinformatie	7	4.18 Hoes voor voetsteun/voetplaat	32
2.2 Azalea Max en Azalea met Laguna 2-rugleuning	8	4.18.1 Een hoes om de enkele voetplaat aanbrengen	32
2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie	8	4.18.2 Een hoes om de eendelige voetsteun aanbrengen	32
2.4 Veiligheidsvoorzieningen	8	4.19 Voetenondersteuning	32
2.5 Labels en symbolen op het product	9	4.20 Privacyhulpstuk	33
2.6 Symbolen op de elektrische rolstoel	10	4.21 Draaivergrendeling	33
3 Productoverzicht	11	4.22 Bekkengordel	34
3.1 Productbeschrijving	11	4.22.1 Lichaamsband - Azalea Base	35
3.2 Beoogd gebruik	11	4.22.2 Lichaamsband - Azalea (algemeen)	35
3.3 Belangrijkste onderdelen van de rolstoel	11	4.23 Attachment when using positioning belt	35
3.4 Parkeerremmen	12	4.24 Harnas	35
3.5 De naspanbare rugleuning aanpassen	12	4.24.1 Harnasbevestigingshouder	36
3.6 Rugleuning voor Azalea Max	12	4.24.2 Azalea Minor - harnas	36
3.7 De zitting en rugleuning kantelen	12	4.24.3 Harnasbevestiging - Azalea Base	36
3.7.1 Aanpassing handmatige kanteling en rughoek	13	5 Montage	38
3.7.2 Aanpassing elektrische kanteling en rughoek	13	5.1 Veiligheidsinformatie	38
3.8 Duwhandgrepen/duwstang	16	5.2 Controle bij levering	38
3.8.1 Hoogteaanpassing duwhandgrepen/duwstang	16	5.3 Algemene montage	38
3.8.2 De hoek van de duwrem aanpassen	17	5.4 De rugleuning uitklappen	38
3.9 Aanpassen van de zitting	17	5.5 De kabels aanbrengen	39
3.9.1 De zitdiepte aanpassen	17	5.5.1 Kabels met naspanbare rugleuning	39
3.9.2 Aanpassen zitbreedte	17	5.5.2 Kabels met rugplaat	39
3.10 Aanpassingen armsteun	18	5.6 De rugleuning inklappen	39
3.10.1 Hoogte armsteunen	18	5.7 Armsteunen	40
3.10.2 Armsteundiepte	18	5.8 Achterwielen	40
3.10.3 Lage armsteun	18	5.9 Hoekverstelbare beensteunen	40
3.11 Beensteunen	18	5.10 Vaste beensteunen	40
3.11.1 Wegklapbare beensteunen	19	5.11 Het tafelblad plaatsen	40
3.11.2 Wegklapbare, hoekverstelbare beensteunen	19	6 Rijden met de rolstoel	41
3.12 Kuitkussens - Azalea Max	20	6.1 Algemene waarschuwingen - Gebruik	41
3.13 Overige voetplaten en voetsteun	21	6.2 Remmen	41
3.13.1 De eendelige voetsteun aanpassen	21	6.2.1 De gebruikersrem bedienen	41
3.13.2 Verstevigde voetensteun - Azalea Max	21	6.2.2 De eenzijdige rem gebruiken	41
3.14 De hoek van de centrale beensteun aanpassen	22	6.2.3 De begeleidersrem bedienen	41
3.15 Amputatiesteun	22	6.3 De kantel-/hellingsfunctie gebruiken	41
3.15.1 Amputatiesteun - algemeen	22	6.4 Overstappen naar of van de rolstoel	42
3.15.2 Amputatiesteun - Azalea Max	23	6.5 De rolstoel besturen	43
4 Opties	24	6.6 Op en af rijden van treden en stoepranden	43
4.1 Hoofdsteun/Neksteun	24	6.7 Over trappen rijden	43
4.1.1 Hoogte instelbaar	24	6.8 Hellingen op en af rijden	44
4.1.2 Aanpassen diepte en hoek	24	6.9 Stabiliteit en balans in de rolstoel	44
4.2 Armsteun voor hemiplegie	24	7 Transport	46
4.3 Abductiekussens	24	7.1 De rolstoel optillen	46
4.4 Zijpelotten	25	7.2 Demontage voor vervoer	46
4.4.1 Zijpelot met vaste arm	25	7.2.1 Rugleuning	46
4.4.2 Wegklapbare pelotten	26	7.2.2 Rugleuning van de Minor	46
4.5 Zijsteunkussens (alleen voor bekleding van aanpasbare rugleuning)	26	7.2.3 Duwhandgrepen/duwstang	47
4.5.1 Zijsteunkussens gebruiken	26	7.2.4 Hoekverstelbare beensteunen	47
4.5.2 Schuine steunen gebruiken bij het zijsteunkussens	27	7.2.5 Vaste beensteunen	47
4.6 De infuushouder aanpassen	27	7.2.6 Armsteun	47
4.7 Kantelmeter	27	7.2.7 Achterwielen	47
4.7.1 Kantelmeter rugleuning	27	7.3 Het mobiliteitshulpmiddel vervoeren zonder rolstoelgebruiker	47
4.7.2 Kantelmeter zitting	28	7.4 De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren	47
4.8 Tafelblad	28	8 Onderhoud	51
4.8.1 Diepteanpassing	28	8.1 Veiligheidsinformatie	51
4.8.2 Wegklaptafel	29	8.2 Controle dagelijkse werking	51
4.9 Werkbladkussens	29	8.3 Onderhoudsschema	51
4.10 Elleboogkussens toevoegen	29	8.4 Onderhoud elektrische versie	52
		8.5 Reiniging en desinfectie	52
		8.5.1 Algemene veiligheidsinformatie	52
		8.5.2 Reinigingsintervallen	53

8.5.3	Reiniging	53
8.5.4	Wassen	53
8.5.5	Desinfectie.	53
9	Na gebruik.	54
9.1	Opslag	54
9.1.1	Opslag van de elektrische rolstoel	54
9.2	Afvoeren.	54
9.2.1	Afvoeren van de elektrische rolstoel.	54
9.3	Geschikt maken voor hergebruik	54
10	Problemen oplossen.	56
10.1	Veiligheidsinformatie	56
10.2	Storingen identificeren en oplossen	57
10.3	Storingen identificeren en oplossen, elektrische rolstoel.	57
11	Technische Specificaties	58
11.1	Afmetingen en gewichten	58
11.1.1	Maximaal gewicht van verwijderbare onderdelen	59
11.2	Banden	60
11.3	Materialen	60
11.4	Voorwaarden voor de gebruiksomgeving	60
11.5	Omgevingsvoorwaarden voor de elektrische rolstoel.	61
11.6	Elektrisch systeem — Modellen die zijn uitgerust met elektrische kanteling en rugleuning	61
11.7	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).	61
11.8	EMC - Verklaring van de fabrikant	62

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Gebruik dit product alleen als u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Ga voor meer informatie over het product en bij vragen over het juiste gebruik en eventuele aanpassing van het product naar een professionele zorgverlener die vertrouwd is met uw medische aandoening.

Omdat dit document betrekking heeft op alle beschikbare modellen (op de datum waarop dit document is gedrukt), zijn mogelijk niet alle delen relevant voor uw product. Indien niet expliciet anders wordt vermeld, verwijst elk hoofdstuk in dit document naar alle modellen van het product.

De modellen en uitvoeringen die in uw land beschikbaar zijn, zijn te vinden in de verkoopdocumenten van het desbetreffende land.

Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de juiste versie hebt. U vindt een pdf-bestand met de laatste versie op de Invacare-website.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u een pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

Neem voor meer informatie over het product, bijvoorbeeld meldingen over productveiligheid en teruggeroepen producten, contact op met uw Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen aan het einde van dit document.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

1.2 Symbolen in dit document

In dit document worden symbolen en signaalwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of klein letsel als de situatie niet wordt vermeden.



KENNISGEVING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan eigendommen als de situatie niet wordt vermeden.



Tips en adviezen

Hier worden nuttige tips, adviezen en informatie voor efficiënt, probleemloos gebruik gegeven.

Overige symbolen

(Niet op alle handleidingen van toepassing)



Verantwoordelijke persoon in het VK
Geeft aan of een product wel of niet in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd.



Triman

Wijst op de regels voor recyclen en sorteren (alleen voor Frankrijk).

1.3 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

1.4 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik
- Normale slijtage
- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen
- Niet-geautoriseerde wijzigingen en/of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen

1.5 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merktken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse 1.

Dit product is voorzien van het UKCA-merktken conform Deel II UK MDR 2022 (zoals aangepast) klasse 1.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

Wij leven de huidige milieuwetgevingen AEEA en RoHS na.

1.5.1 Productspecifieke normen

De rolstoel is getest overeenkomstig EN 12183. Deze test omvatte tevens een brandbaarheidsproef.

Neem voor meer informatie over de lokale normen en voorschriften contact op met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

1.5.2 Naleving Azalea Base

Voor de Rea Azalea Base is een crashtest uitgevoerd met het Invacare "Flo-shape"-zitkussen en de "MatrX PB"-rugleuning. Er zijn ook andere testen op de Azalea Base uitgevoerd

terwijl het standaardrugleuning- en zittingsysteem van de Azalea-serie erop was gemonteerd.

Invacare kan op geen enkele wijze het effect van een ongeluk met andere configuraties voorspellen.

De Rea Azalea-serie is getest als compleet product, inclusief Invacare-rugleuningen. Maar als de Rea Azalea wordt besteld zonder rugleuning, wordt de rolstoel niet gezien als een compleet product. Pas als de basis en het rugleuningsysteem zijn gecombineerd, kan een veiligheidsevaluatie worden uitgevoerd. Het bedrijf dat het rugleuningsysteem bevestigt, moet een laatste risicobeoordeling uitvoeren. Controleer

altijd of de fabrikant van de rugleuning en Invacare het eens zijn over de compatibiliteit van hun producten. Alleen dan blijft de CE-markering op het product overeind staan.

1.6 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar bij dagelijks gebruik en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie betreffende de veiligheid van de rolstoelgebruiker en de begeleider, en het veilig en probleemloos gebruiken van de rolstoel.



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

In geval van brand of rook hebben rolstoelgebruikers een groter risico op overlijden of ernstig letsel, omdat ze niet weg kunnen komen van het vuur of de rook. Brandende lucifers, aanstekers en sigaretten kunnen leiden tot een open vuur in de buurt van de rolstoel of op kleding.

- Vermijd gebruik of opslag van de rolstoel in de buurt van open vuur of brandbare producten.
- Rook niet tijdens het gebruik van de rolstoel.



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

– De rolstoel moet worden voorgeschreven door een gekwalificeerde persoon met gedegen kennis over zitten en positioneren met betrekking tot het gebruik van een rolstoel.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen

De lengtepositie van de achterwielas van de rolstoel ten opzichte van de positie van de rugleuning kan de stabiliteit beïnvloeden.

- Als de achterwielas meer naar voren staat, is de rolstoel minder stabiel en neemt het risico op achterover kantelen toe. Door een betere grippositie van de handen op de hoepel en een kortere draaicirkel is de rolstoel dan wel wendbaarder.
- Als de achterwielas naar achteren wordt verplaatst, is de rolstoel juist stabiel en kantelt deze minder eenvoudig, maar is ook minder wendbaar.
- Afhankelijk van de gebruiksvaardigheid van de gebruiker en de specifieke veiligheidslimieten kan de verminderde stabiliteit worden gecompenseerd door een antikantelsteun te installeren.



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

- Controleer of alle onderdelen stevig zijn bevestigd aan het frame.
- Controleer of alle wielen, knoppen, schroeven en moeren stevig zijn vastgedraaid.
- Controleer of alle remmen en anti-kantelvoorzieningen correct werken.
- Controleer of de zwenkwielen en de achterwielen stevig zijn bevestigd.
- Controleer of de rolstoel is voorzien van een anti-kantelsysteem.
- Controleer of de remmen zijn ingeschakeld voordat u de rolstoel in- of uitgaat.
- Ga nooit op de voetplaten staan om in of uit de stoel te komen, vanwege het risico op kantelen.
- Als de dikte van het zit- en/of rugkussen wordt gewijzigd, is dat van invloed op het zwaartepunt van de stoel. Het verhoogt het instabiliteitsrisico voor de gebruiker als de rolstoel op deze wijze wordt aangepast.
- Aanpassing van de zithoek kan het risico op kantelen verhogen.
- De effectiviteit van de remmen wordt verminderd in natte en gladde omstandigheden en op een helling.



WAARSCHUWING!

Risico op voetletsel

Wanneer u de voetplaat gebruikt om deuren te openen, bestaat het risico op voetletsel.

- Gebruik de onderdelen van de rolstoel niet om deuren te openen.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen/omvallen bij gebruik van een naspanbare rugleuning

- Het risico op kantelen en letsels zijn groter als de klittenbandbanden op de rugleuning niet meer strak genoeg zitten. Controleer altijd de spanning. Zorg ook dat de achterwielen goed zijn ingesteld om omkiepen te voorkomen.



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

- Til de rolstoel nooit op aan de afneembare armsteunen, voetsteunen, rugbeugel of de aanpasbare duwhandgrepen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Gebruik'.
- De hoepels kunnen heet worden door wrijving, waardoor u uw handen kunt verwonden.
- Zorg dat uw vingers niet bekneld raken wanneer u accessoires en dergelijke monteert.
- Er is altijd een verhoogd risico op het knel raken van lichaamsdelen als u de rugleuning en zitting van de rolstoel achterover kantelt.
- De breedte van de zitting mag niet te veel worden verkleind, omdat hierdoor de druk van de armsteunen op de zijkant van het bekken toeneemt.

**LET OP!****Risico op verbranding**

De onderdelen van de rolstoel kunnen heet worden bij blootstelling aan een externe verwarmingsbron.

- Stel de rolstoel vóór gebruik niet bloot aan sterk zonlicht.
- Controleer vóór gebruik hoe warm de onderdelen zijn die in aanraking komen met uw huid.

**WAARSCHUWING!****Risico op drukwonden en ingezakte houding**

– Blijf niet langere tijd in een gekantelde positie zitten. Varieer de zithouding om drukwonden te voorkomen.

**LET OP!****Kans op lichamelijk letsel**

– Als u een drukzweer of beschadigde huid hebt, beschermt u uw verwonding zodat u rechtstreeks contact met de stoffen van het apparaat voorkomt. Raadpleeg een professioneel zorgverlener voor medisch advies.

**KENNISGEVING!**

Als dit product wordt gecombineerd met een ander product, gelden de beperkingen van beide producten voor de combinatie. Het maximale gebruikersgewicht van één product in de combinatie kan bijvoorbeeld lager zijn.

- Gebruik alleen door Invacare goedgekeurde combinaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Invacare-distributeur.
- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding van elk product en controleer de beperkingen. Voor een veilig gebruik is volledige naleving van de informatie, instructies en aanbevelingen in beide gebruikershandleidingen noodzakelijk.

2.2 Azalea Max en Azalea met Laguna 2-rugleuning

Azalea met Laguna 2-rugleuning

**WAARSCHUWING!****Risico op achterover kantelen**

Bij het gebruik van de Laguna 2-rugleuning in de hoogste stand in combinatie met van achteren geactiveerd kantelen en hellingen, is het risico op kantelen hoger.

- Zorg dat het evenwicht van de rolstoel wordt aangepast aan de individuele gebruiker.

Azalea Max

**WAARSCHUWING!****Risico op voorover kantelen**

Het zitplaatsverlengstuk moet worden gebruikt met het verlengstuk van het frame, anders is het risico op vooroverkantelen hoger.

- Gebruik het zitplaatsverlengstuk altijd in combinatie met het verlengstuk van het frame.
- Pas op bij het afdalen van een helling of van een stoeprand af rijden.
- Zorg dat de positie van de gebruiker stabiel is.
- Zorg dat het evenwicht van de rolstoel wordt aangepast aan de individuele gebruiker.

2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie

Dit mobiliteitshulpmiddel is getest op basis van de internationale normen voor elektromagnetische interferentie en voldoet aan de EMI-voorschriften. Elektromagnetische velden die worden gegenereerd door bijvoorbeeld radio- of televisiesignalen en mobiele telefoons, kunnen de werking van elektrische mobiliteitshulpmiddelen echter beïnvloeden. De elektronica die in onze mobiliteitshulpmiddelen is ingebouwd, produceert ook zelf een zwakke elektromagnetische straling, die echter het wettelijk toegestane niveau niet overschrijdt. We verzoeken u daarom de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

**WAARSCHUWING!****Defecten mogelijk als gevolg van elektromagnetische interferentie**

- Maak geen gebruik van draagbare zend- of communicatieapparatuur (zoals radiozenders of mobiele telefoons) wanneer het mobiliteitshulpmiddel is ingeschakeld.
- Probeer krachtige zendapparatuur voor radio en televisie niet te dicht te naderen.
- Als het mobiliteitshulpmiddel onbedoeld in beweging komt, moet u het onmiddellijk uitschakelen en dit melden aan de fabrikant.
- Het aanbrengen van elektrische accessoires en andere onderdelen of wijzigingen in welke vorm dan ook, kunnen het mobiliteitshulpmiddel gevoeliger maken voor elektromagnetische interferentie. Wees u ervan bewust dat u nooit precies kunt weten wat het effect is van dergelijke wijzigingen op de algehele immuniteit van de elektronica.

2.4 Veiligheidsvoorzieningen

**WAARSCHUWING!****Kans op ongelukken**

Veiligheidsvoorzieningen die niet goed zijn afgesteld of niet meer werken (remmen, antikantelsteun), kunnen ongelukken veroorzaken.

- Controleer altijd of de veiligheidsvoorzieningen werken voordat u de rolstoel gebruikt, en laat ze regelmatig controleren door een gekwalificeerde monteur of uw erkende leverancier.



LET OP!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Niet-originele of verkeerde onderdelen kunnen de werking en veiligheid van het product nadelig beïnvloeden.

- Gebruik alleen originele onderdelen voor het product dat u gebruikt.
- Omdat er verschillen zijn per regio, kunt u het beste de Invacare-catalogus of -website in uw regio raadplegen voor de beschikbare opties. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

De functies van de veiligheidsvoorzieningen worden in hoofdstuk 3 *Productoverzicht*, pagina 11 beschreven.

2.5 Labels en symbolen op het product

Identificatie

De identificatie is aangebracht op het frame van uw rolstoel en bevat de volgende informatie:



- (A) Adres van de fabrikant
- (B) EAN/HMI-barcode
- (C) Conformiteit met Europese normen
- (D) Conform met Verenigd Koninkrijk normen
- (E) Lees de gebruikershandleiding
- (F) Medisch hulpmiddel
- (G) Maximaal gebruikersgewicht
- (H) Barcode serienummer
- (I) Serienummer
- (J) Referentienummer
- (K) Zitbreedte
- (L) Productbeschrijving
- (M) Fabricagedatum


	Lees de gebruikershandleiding
	Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.

Informatie-etiket van de bekkengordel

	De bekkengordel heeft de juiste lengte als er net voldoende ruimte is voor een vlakke hand tussen het lichaam en de band.
--	---

Karabijnhaaksymbolen

Afhankelijk van de configuratie kunnen sommige rolstoelen worden gebruikt als stoel in een motorvoertuig, maar andere weer niet.

	<p>Bevestigingsposities waar de kabelbinders van het vastzetsysteem moeten worden geplaatst als de rolstoel met gebruiker in een gemotoriseerd voertuig wordt vervoerd. Dit symbool wordt alleen op de rolstoel bevestigd als deze wordt besteld met de transportkitoptie.</p>
	<p>Waarschuwingssymbool Deze rolstoel niet is ingesteld voor passagiersvervoer in een motorvoertuig. Dit symbool is aan het frame bevestigd, naast de identificatie.</p>

2.6 Symbolen op de elektrische rolstoel



Informatie over afvalverwerking en recycling. Zie rubriek "Na gebruik", "Afvalverwerking"



Apparatuur van KLASSE II



Product met een thermische zekering

Toegepast onderdeel van type B

Toegepast onderdeel voldoet aan de opgegeven vereisten voor bescherming tegen elektrische schokken in overeenstemming met IEC60601-1.



Veiligheid scheidingstransformator, algemene

3 Productoverzicht

3.1 Productbeschrijving

Dit is een handbewogen rolstoel met een kantelmechanisme voor de zitting en rugleuning en met wegklapbare, in hoek verstelbare beensteunen.

! KENNISGEVING!
Elke rolstoel wordt geproduceerd en samengesteld volgens de specificaties in de bestelling. De specificaties moeten door een professionele zorgverlener worden opgegeven, volgens de eisen en gezondheidstoestand van de gebruiker.

- Overleg eventuele plannen om de configuratie van de rolstoel te wijzigen met een professionele zorgverlener.
- Aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

3.2 Beoogd gebruik

De rolstoel is bedoeld voor gebruik als mobiliteitshulpmiddel voor personen die zijn beperkt tot zitten, in hoge mate onafhankelijk zijn, lange tijd onafgebroken in de rolstoel moeten zitten en de rolstoel zo nu en dan zelf moeten kunnen voortbewegen.

De rolstoel mag binnen en buiten worden gebruikt, op een egale ondergrond en toegankelijk terrein (afhankelijk van het formaat zwenkwielen voor waarvoor is gekozen).

Beoogde gebruikers

De rolstoel is bedoeld voor personen met een minimale leeftijd van 12 jaar (jongeren of volwassenen). De gebruiker van de rolstoel mag niet zwaarder zijn dan het maximale gebruikersgewicht dat staat vermeld in de paragraaf Technische gegevens en op het typeplaatje.

De gebruiker kan de rolstoelgebruiker zelf zijn of een begeleider. De gebruiker moet fysiek en mentaal in staat zijn de rolstoel veilig te gebruiken (bijv. zelf kunnen voortbewegen, sturen en remmen).


Indicaties

- Aanzienlijke of volledige mobiliteitsbeperking als gevolg van structureel en/of functioneel letsel aan de onderste ledematen.
- Een beperking die een stabiele rechtopzittende positie onmogelijk maakt.

Contra-indicaties

- Kantelzittingen zijn niet geschikt voor gebruikers die gevoelig zijn voor een hoge bloeddruk in het bovenlichaam.

3.3 Belangrijkste onderdelen van de rolstoel



- Ⓐ Neksteun
- Ⓑ Rugleuning
- Ⓒ Armsteun
- Ⓓ Zitting
- Ⓔ Beensteunen, draaiende
- Ⓕ Zwenkwiel
- Ⓖ Rem
- Ⓗ Beschermplaat van de achterwielen
- Ⓘ Antikantelvoorziening en duwbuis
- Ⓙ Achterwiel met hoepel
- Ⓚ Inbussleutel voor aanpassingen (bevindt zich achter op rugkussen)
- Ⓛ Hendel voor aanpassing rughoek en zithoek
- Ⓜ Duwhandgreep

i De uitrusting van uw rolstoel kan afwijken van het diagram omdat elke rolstoel afzonderlijk is vervaardigd volgens de specificaties in de bestelling.

i De rolstoel moet altijd zijn uitgerust met een zitkussen en armsteunen.

3.4 Parkeerremmen

De parkeerremmen zijn bedoeld om de rolstoel te blokkeren wanneer deze stilstaat, om te voorkomen dat de rolstoel onbedoeld wegrolt.



WAARSCHUWING!

Risico op omvallen bij abrupt remmen

Als u de handremmen gebruikt terwijl u in uw rolstoel rijdt, kan de bewegingsrichting onbeheersbaar worden en de rolstoel abrupt stoppen, waardoor een botsing kan ontstaan of u uit de rolstoel kunt vallen.

- Rem dus nooit met de handremmen terwijl de rolstoel in beweging is.



WAARSCHUWING!

Risico's als gevolg van een onbestuurbare rolstoel

- De parkeerremmen moeten gelijktijdig worden gebruikt.
- Gebruik de handremmen niet om de rolstoel af te remmen.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen

De handremmen werken niet goed als er onvoldoende lucht in de banden zit.

- Zorg voor de juiste bandendruk; zie het gedeelte "Banden" voor meer informatie.



LET OP!

Kans op beknelling of verbrijzeling

Er bestaat een kleine opening tussen het achterwiel en de parkeerrem waarbij het risico bestaat dat uw vingers bekneld raken.


- Houd uw vingers uit de buurt van beweegbare onderdelen wanneer u de rem gebruikt, maar houd uw hand altijd op de remhendel.



De afstand tussen de remschoen en de band kan worden aangepast. De aanpassing moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.

Zie de paragraaf De rolstoel gebruiken, hoofdstuk 6.2.1 De gebruikersrem bedienen, pagina 41 voor instructies bij het remmen.


3.5 De naspanbare rugleuning aanpassen



1. Bepaal waar de rug van de gebruiker steviger ondersteund moet worden.
2. Laat de gebruiker voorover leunen en trek de banden in dat gebied aan.

3. Controleer of alle banden zijn vastgemaakt.
4. Breng de bekleding aan (begin met het verticale middendeel) en controleer of de vorm die nu door de banden wordt gemaakt, behouden blijft.

3.6 Rugleuning voor Azalea Max



- Ⓐ Positie A - Het deel van de rugleuning met de langere hoek is naar boven gedraaid.
- Ⓑ Positie B - Het deel van de rugleuning met de langere hoek is naar beneden gedraaid.

De rugleuning van de Azalea Max is uitgerust met verschillende hoeken. Hierdoor kan de rugleuning, op basis van de wijze van bevestiging, verschillend worden afgesteld. In positie Ⓐ (waarbij het deel van de rugleuning met de langere hoek naar boven is gedraaid) krijgt de gebruiker meer ruimte voor de schouders, terwijl in positie Ⓑ meer ruimte voor het zitvlak wordt verkregen.

3.7 De zitting en rugleuning kantelen

Zowel de zitting als de rugleuning kunnen worden gekanteld.



WAARSCHUWING!

Risico op fatale verwondingen

Verhoogde bloeddruk richting het bovenlichaam.

- Bij het combineren van instellingen (bijvoorbeeld voor het strekken van de knieën en volledig omhoog of omlaag kantelen) waarbij de onderste ledematen hoger dan het hart komen te liggen, moeten bepaalde medische aspecten in acht worden genomen. Er kan sprake zijn van een contra-indicatie voor de positie bij gebruikers die gevoelig zijn voor een hoge bloeddruk in het bovenlichaam.



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar of ademhalingsproblemen

Wanneer de gebruiker tijdens het eten niet rechtop zit, kan deze stikken.

- De rugleuning moet daarom vóór het eten of drinken omhoog worden gezet.

**WAARSCHUWING!****Risico op kantelen**

Het risico op achterover kantelen neemt toe wanneer de rolstoel wordt gekanteld of de rugleuning achterover helt.

Als de rolstoel is gekanteld of de rugleuning achterover helt, kan de gebruiker ook uit de rolstoel glijden.

- Gebruik altijd een antikantelvoorziening.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht achter in een neergeklapte of achterover hellende positie.
- Gebruik de bekkengordel.

**WAARSCHUWING!****Kans op lichamelijk letsel**

De gebruiker moet het hoofd rechtop kunnen houden wanneer de rugleuning en/of de zitting is gekanteld.

- De rugleuning moet zijn voorzien van een hoofdsteun of een neksteun.

**LET OP!****Beknellingsgevaar voor vingers**

– Wees voorzichtig bij het aanpassen van de rughoek. Let erop dat de vingers van de assistent of gebruiker niet tussen de rugleuning en de armsteunen terecht komen.

**LET OP!****Problemen met drukwonden**


Sommige rolstoelgebruikers kunnen de combinatie van kantelbewegingen als onaangenaam ervaren.

- Wees voorzichtig bij het verstellen van de kantelhoek; kantel altijd eerst de zitting en daarna pas de rugleuning.

Zie de paragraaf De rolstoel gebruiken voor instructies bij het aanpassen van de kantelhoek, hoofdstuk 6.3 *De kantel-/hellingsfunctie gebruiken*, pagina 41.


3.7.1 Aanpassing handmatige kanteling en rughoek

De rughoek aanpassen




1. Gebruik de **gele** hendel **A** met het **gele symbool** **B** aan de **linkerzijde** om de rughoek in te stellen.
2. Druk omhoog terwijl u rugleuning in de gewenste hoek kantelt.
3. Laat de hendel los.

Door begeleider bediend kantelbereik




1. Gebruik de **groene** hendel **A** met het **groene symbool** **B** aan de **rechterzijde** om de ziteenheid (zitting en rugleuning) te kantelen.
2. Druk deze hendel omhoog terwijl u de ziteenheid in de gewenste positie kantelt.
3. Laat de hendel los.

De aanpassing voor kanteling en/of rughoek vergrendelen



Met vergrendeling **A** kunt u de kantelzithoek en/of de rughoek in een vaste positie instellen.

1. Kantel de zit en/of zet de rugleuning naar de gewenste hoek.
2. Plaats de vergrendeling **A**.

 De positie staat nu vast en kan niet worden gewijzigd.

Als u de vergrendeling wilt verwijderen, drukt u met een klein voorwerp op de plastic pin **B** terwijl u de vergrendeling naar buiten trekt.

3.7.2 Aanpassing elektrische kanteling en rughoek

**WAARSCHUWING!****Kans op lichamelijk letsel**

Als de rolstoel wordt gebruikt door gebruikers die in de war, rusteloos of spastisch zijn:

- moeten de functies van de handbediening worden vergrendeld
- of zorg dat de handbediening buiten bereik is.

**WAARSCHUWING!****Kans op lichamelijk letsel**

Wanneer de rolstoel wordt gekanteld, kunnen lichaamsdelen klem komen te zitten tussen de onderplaat van de armsteun en het achterwiel.
– Zorg dat de afstand tussen de onderplaat van de armsteun en het achterwiel steeds 25 mm of meer bedraagt.



**LET OP!****Risico op beschadiging van het product**


– Zorg ervoor dat de handbediening niet per ongeluk wordt geactiveerd.
– Laat kinderen niet met de handbediening spelen.
– Als u iets ongebruikelijks opmerkt, zoals ongewone geluiden of als het systeem niet soepel werkt, schakelt u het systeem uit.

**Risico op storing**

– Er mag alleen aan de handbediening of andere elektrische onderdelen (motoren etc.) worden gewerkt door een gekwalificeerde monteur.

Wanneer u de aan/uit-knop activeert, klinkt een pieptoon ter bevestiging dat de handbediening is geactiveerd. De handbediening wordt binnen 30 seconden na de laatste actie actief, voordat die automatisch wordt gedeactiveerd.

-  De handbediening kan ook handmatig worden gedeactiveerd door op de aan/uit-knop te drukken.
-  De kracht die vereist is om de knoppen op de handbediening in te drukken is 5 Nm (vingerkracht).

Symbolen op de handbediening.

Accu- en oplaadindicator



Vergrendelingsmechanisme



Aan/uit




Rugkanteling (gele kleur op pijl en rugleuning)



Zitkanteling (groene kleur op pijl, rugleuning en zitting)




Omhoog/omlaag (gele kleur voor de rugkanteling, groene kleur voor de zitkanteling)

Rughoek aanpassen

Pas de rughoek aan met behulp van de gele knoppen aan de linkerkant van de handbediening A.

1. Druk op knop B om de rughoek naar voren aan te passen (omhoog te klappen).
2. Druk op knop C om de hoek naar achteren aan te passen (omlaag te klappen).

Zitting kantelen

Kantel de ziteenheid (zitting en rugleuning) met behulp van de groene knoppen aan de linkerkant van de handbediening A.


1. Druk op knop B om de hoek van de ziteenheid naar voren aan te passen (omhoog te klappen).
2. Druk op knop C om de hoek van de ziteenheid naar achteren aan te passen (omlaag te klappen).

**LET OP!****Beknellingsgevaar voor vingers**


Kan tot lichte verwondingen leiden.


- Knellingsgevaar van de vingers, enzovoort is altijd groter bij elektrische aanpassingen dan bij aanpassingen door de gebruiker.
- Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat een kind de bedieningsconsole in handen kan krijgen, op de knoppen kan drukken en zelf bekneld kan raken of de gebruiker raakt gekneld.
- De handbediening moet alleen door bevoegd personeel worden gebruikt.

Vergrendeling van functie voor kantelen en hellen



1. Druk op de vergrendelings sleutel (A).
2. Blijf op de vergrendelings sleutel drukken.
3. Druk gelijktijdig op de gekozen functie (B) voor de kantelzitting (groen) of (C) voor de rughoek (geel).
4. Herhaal de procedure om de functie te ontgrendelen.



 Wanneer een functie is vergrendeld, brandt de gele indicator (D).

De accu opladen



WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schok

- De gebruiker mag niet in de rolstoel zitten terwijl de accu wordt opgeladen.



Schade aan de accu

- De accu moet 24 uur lang worden opladen voordat u het systeem de eerste keer gebruikt.
- Haal de voedingskabel na het opladen en voordat de rolstoel wordt gebruikt uit het stopcontact.



De acculader heeft verschillende oplaadkabels voor verschillende plaatselijke elektrische normen.



Wanneer de accu bijna leeg is (20 %), gaat het systeem piepen wanneer het wordt gebruikt.


Oplaadkabel aansluiten



LET OP!


Schade aan de kabels

- Ga niet in de rolstoel zitten terwijl de accu wordt opgeladen.



1. Sluit de bij de stoel geleverde oplaadkabel aan op een stopcontact.
2. Steek de oplaadkabel (A) in het aansluitpunt (B) aan de zijkant van de rolstoel.
3. Haal de kabel eruit wanneer de accu volledig is opgeladen.

Handbedieningseenheid — Accu-indicaties




- (A) Groen licht — AAN — Handbediening is geactiveerd
- (B)
 - Groen licht — AAN — Accuniveau is hoger dan 20%
 - Knipperend groen licht — AAN — Accu is aan het opladen (brandt wanneer de accu volledig is opgeladen)
- (C)
 - Geel licht — AAN — Accuniveau is laag, lager dan 20%
- (D) Groen licht — AAN — Accukabel is aangesloten (gaat ongeveer 5 seconden nadat de kabel is aangesloten, branden)

3.8 Duwhandgrepen/duwstang


De volgende instructies en waarschuwingen zijn van toepassing op alle duwhandgrepen en de duwstang:

3.8.1 Hoogteaanpassing duwhandgrepen/duwstang


De hoogte van de gemonteerde handgrepen aanpassen




1. Draai de handwielen ② los.
2. De hoogte van de vastgezette duwhandgrepen/de duwrem ① kan eenvoudig worden aangepast door de handgrepen omhoog te trekken of naar beneden te duwen.
3. Pas ze aan tot de gewenste hoogte.
4. Draai de handwielen weer aan.



 Controleer of het handwiel voor de duwhandgreep ① op de gaten in de buizen past. Als meer dan 2,5 mm van de schroef van het handwiel ② zichtbaar is, 2,5 mm van de vijs van het handwiel zichtbaar is, is de positie ervan verkeerd. Breng de duwhandgreep omlaag of omhoog om het handwiel in de juiste positie te zetten.



 De duwrem/vastgezette duwhandgrepen ① mag/mogen niet hoger staan dan 19 cm boven de bovenrand van de bevestiging.




LET OP!

Knellingsgevaar vingers


– Zorg dat uw vingers niet gekneld raken tussen de vastgezette duwhandgrepen en de neksteunbevestiging (als u een naspanbare rugleuning hebt).

Duwstang Azalea Max



1. Draai de handwielen los. ①.
2. De hoogte van de vastgezette duwhandgrepen/duwstang ② kan eenvoudig worden aangepast door de handgrepen omhoog te trekken of naar beneden te duwen.
3. Pas ze aan tot de gewenste hoogte.
4. Draai de handwielen weer aan.

De hoogte van de duwstang aanpassen



1. Draai de handwielen ① los.
2. Zet de handvatten op de gewenste hoogte. U kunt kiezen uit twee vaste standen.
3. Draai de handwielen weer aan.




WAARSCHUWING!


Kans op lichamelijk letsel

De duwstang kan uit de bevestigingen losraken
 – Zorg dat de markering ② op de drukstangbuis is uitgelijnd met het uiteinde van de rugsteunbuis.
 – Controleer of de handwielen goed kunnen worden aangedraaid: de schroef van het handwiel moet nauwelijks zichtbaar zijn. Als de duwstang in de verkeerde stand staat, kunt u het handwiel niet goed aandraaien.

3.8.2 De hoek van de duwrem aanpassen



1. Druk op de knoppen A.
2. Stel de duwrem B in op de gewenste hoek.
3. Laat de knoppen A los.

 Duw zacht tegen de duwrem, totdat de knoppen op hun plaats klikken.




WAARSCHUWING!

Gevaar voor evenwicht verliezen

- Hang nijs aan de duwrem; dit kan het evenwicht verstoren.

3.9 Aanpassen van de zitting



De zitdiepte kan gemakkelijk worden aangepast voor de juiste ondersteuning. Tevens kan de breedte tussen de beensteunen en armsteunen en de hoogte van de armsteunen worden aangepast.

Afhankelijk van het model kussen, kan het zitkussen A met klittenband B aan de zitplaat worden bevestigd.




WAARSCHUWING!

Risico op wegglijden van het zitkussen

- Make sure that the hook and loop straps are pressed firmly together and tightened.

3.9.1 De zitdiepte aanpassen




1. Verwijder het zitkussen.
2. Draai de schroeven A los met een inbussleutel van 5 mm.
3. Beweeg de voorkant van de zitting naar voren of naar achteren.
4. Draai de schroeven A weer vast (5-6 Nm).
5. Leg het zitkussen terug.



De ruimte tussen knieholte/kuit en kussen moet zo klein mogelijk zijn, maar knieholte/kuit en kussen mogen elkaar niet raken.

3.9.2 Aanpassen zitbreedte



1. Draai de schroef A los met een inbussleutel.



Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm


2. Stel de armsteunen op de gewenste breedte af.
3. Draai de schroef A weer vast.




Risico op verkeerd bijstellen

- Er mag geen druk worden uitgeoefend op de armsteun/beensteun tijdens het afstellen van de schroef.

Breedteaanpassing beensteun




1. Draai de schroeven ② los.


 Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm

2. Stel de beensteunen op de gewenste breedte af.
3. Draai de schroeven ② weer vast (5-6 Nm).

Zijsteunkussens


Er zijn twee verschillende zijsteunkussens verkrijgbaar: een voor in de armsteunzak en een ander dat u direct op de zijsteun kunt plaatsen.



 De zitbreedte kan met 2 x 20 mm worden versmald door kussens ① in de armsteunzak ② te plaatsen of door het zijsteunkussen ③ + ④ te gebruiken.

3.10 Aanpassingen armsteun

3.10.1 Hoogte armsteunen



1. Pas de hoogte van de armsteunen aan door de schroef of het handwiel ② te draaien, afhankelijk van het type armsteun dat u hebt gekozen.
2. Stel de gewenste hoogte in.
3. Draai de schroef of het handwiel weer vast.



LET OP!


Knellingsgevaar vingers

– Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken tussen het armkussen en de zijsteun wanneer u de hoogte van de armsteun wijzigt.



De armsteunen zijn voorzien van een automatische vergrendeling om te voorkomen dat ze ongewild bewegen of losraken. Druk op de knop ① op de armsteun om te ontgrendelen voordat u de armsteun verwijdert of aanpast.

3.10.2 Armsteundiepte



1. Draai de schroef of het handwiel ① los, afhankelijk van het type armsteun dat u hebt gekozen.
2. Plaats het kussen in de gewenste positie.
3. Draai de schroef of het handwiel weer vast.



Risico op verkeerd bijstellen


– Er mag geen druk worden uitgeoefend op de armsteun tijdens het aandraaien van de schroef.

3.10.3 Lage armsteun

Voor de Azalea en Azalea Max is er ook een lagere armsteun verkrijgbaar.



Een ervaren therapeut moet beoordelen voor welke gebruikers de lagere armsteun geschikt is, vooral als deze in de laagste positie wordt gebruikt.



LET OP!

Uw vingers kunnen gekneld raken

– Wees voorzichtig bij het monteren van de armsteun.

Raadpleeg voor aanpassingen het gedeelte: 3.10.1 Hoogte armsteunen, pagina 18 en 3.10.2 Armsteundiepte, pagina 18

3.11 Beensteunen



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

– Til de rolstoel nooit aan de voet- en beensteunen op.




LET OP!

Kans op beknelling of verbrijzeling van de vingers

Er zitten draaimechanismen waarin uw vingers klem kunnen komen te zitten.
– Wees voorzichtig wanneer u deze mechanismes gebruikt, draait, demonteert of verstelt.

! KENNISGEVING!
 Risico op schade aan het beensteunmechanisme
 – Plaats geen zware voorwerpen op de beensteun
 en laat kinderen er niet op zitten.

3.11.1 Wegklapbare beensteunen



Naar buiten draaien

1. Pak de ontgrendelingshendel **A** en draai de beensteunen naar buiten.

Naar voren draaien

1. Draai de beensteun naar voren tot deze vastklikt.


Eraf halen

1. Schakel de ontgrendelingshendel **A** in.
2. Trek de beensteun omhoog.

Erop zetten

1. Zet de beensteun vast op de voorkant van het frame en draai de steun naar voren tot deze vastklikt.

3.11.2 Wegklapbare, hoekverstelbare beensteunen



Naar buiten draaien

1. Pak de ontgrendelingshendel **A** en draai de beensteunen naar buiten.

Naar voren draaien

1. Draai de beensteun naar voren tot deze vastklikt.


Eraf halen

1. Pak de ontgrendelingshendel **A** en draai de beensteun naar buiten.
2. Trek de beensteun omhoog.

Erop zetten

1. Duw de beensteun omlaag in de houder en draai de steun naar voren tot deze vastklikt.

De hoek aanpassen




Er zijn zes standen waarin de hoek versteld kan worden.

1. Draai knop **D** met één hand en ondersteun de beensteun met uw andere hand.
2. Als de beensteun in de gewenste hoek staat, laat u de knop los. De beensteun klikt dan vast in de gewenste stand.


Kuitkussen draaien en aanpassen

- Kuitkussen naar voren (1) of naar achteren (2) draaien:



1. Draai het kuitkussen **E** naar voren (1).
2. Trek het kuitkussen **E** omhoog en draai het naar buiten (2).


- Het naar buiten gedraaide kuitkussen vergrendelen:



1. Verwijder de grijze open tussenring **X**.
2. Draai de grijze open tussenring om.
3. Plaats de grijze open tussenring **X** zoals aangegeven in de rechterafbeelding.


i Voer deze handeling in omgekeerde volgorde uit om het naar buiten gedraaide kuitkussen te ontgrendelen.

- De hoogte van het kuitkussen aanpassen:



1. Draai de knop © los.
2. Stel de gewenste hoogte in en draai de knop stevig vast.

- De diepte van het kuitkussen aanpassen




Het kuitkussen heeft vier opties voor diepteanpassing:

1. Draai vergrendelingsbout ⑥ los met een inbussleutel van 5 mm.
2. Kies een van de vier posities en draai de vergrendelingsbout ⑥ stevig vast (3–5 Nm).

De voetplaat aanpassen

U kunt kiezen uit drie verschillende inklapbare voetplaten.


- Verstelbare voetplaten met standaardhoogte:



1. Draai de vergrendelingsbout ② los met een inbussleutel van 5 mm.
2. Stel de hoogte in en zorg dat de schroef zich vastzet in een van de inkepingen van de voetplaatbuis.
3. Draai vergrendelingsbout ② vast (3–5 Nm) op de gewenste positie.


i De afstand tussen het laagste deel van de voetsteun en de vloer moet minimaal 50 mm bedragen.

- In diepte, hoek (1) en breedte (2) verstelbare voetplaten:



1. Draai de vergrendelingsbout ③ of ④ los met een inbussleutel van 5 mm.
2. Pas de diepte en de hoek aan en draai vergrendelingsbout ③ (12 Nm) of ④ (8–9 Nm) stevig vast op de gewenste positie.

- In breedte verstelbare voetplaten (2):



1. Draai de twee vergrendelingsbouten ① los met een inbussleutel van 5 mm.
2. Pas de breedtepositie aan en draai de twee vergrendelingsbouten ① stevig vast (3–5 Nm) op de gewenste positie.

Invacare raadt aan om aanpassing van de voetplaat te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur.

i Voor een goede stand van de voeten zijn er twee soorten banden leverbaar: de hielband (als serie verkrijgbaar) en de kuitband (optioneel) die worden bevestigd aan de beensteun. Beide zijn verstelbaar met behulp van klittenband of schuifgesp.

3.12 Kuitkussens - Azalea Max




LET OP!

Uw vingers kunnen gekneld raken

Uw vingers kunnen gekneld raken wanneer u de kuitsteun aanbrengt of verwijdert.

– Zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de kuitsteun wanneer de handwielen zijn losgedraaid.



De kuitsteunen voor de Azalea Max kunnen in hoek, diepte en zijwaarts worden aangepast.

Aanpassing van de hoek:

1. Draai het handwiel ① los.
2. Stel het kuitkussen op de gewenste hoek af.
3. Draai het handwiel weer aan.

Aanpassing diepte:

1. Draai het handwiel ② los.
2. Stel het kuitkussen op de gewenste diepte af.

i De aanpassing moet worden afgestemd op de aanpassing van de beensteun.

3. Draai het handwiel weer aan.

Aanpassing zijwaarts:

1. Draai de schroeven ④ los op de plaat voor zijwaartse aanpassing ③.
2. Stel het kuitkussen zijwaarts af.
3. Draai de schroeven stevig aan.

3.13 Overige voetplaten en voetsteun

3.13.1 De eendelige voetsteun aanpassen




WAARSCHUWING!


Beknellingsgevaar voor vingers

Uw vingers kunnen bekneld raken tussen de voetplaat en de bevestiging van de voetplaat.


- Pas op dat uw vingers niet bekneld raken tussen de voetplaat en de bevestiging als u de voetplaat neerklapt.




1. Pas de hoek en de diepte aan door de twee schroeven **A** bij de voetplaatbevestiging los te draaien.


 Gereedschap: inbussleutel van 5 mm

2. Stel de voetplaat in op de juiste positie.
3. Draai de schroeven weer vast met 10 Nm.


 De voetplaat kan worden opgeklapt. Til de voetplaat **B** omhoog zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding.

 Leg niets op de voetplaat wanneer de schroeven zijn losgedraaid.


3.13.2 Verstevigde voetensteun - Azalea Max




De verstevigde voetensteun is een stevige plaat die gemakkelijk kan worden verwijderd bij het in en uit de rolstoel stappen.



1. Monteer het middenstuk van de versterkte voetensteun **B** door de bevestigingspennen **C** eerst in de ene voetplaat te steken en dan in die aan de andere kant.
2. Zorg ervoor dat het onderdeel in de juiste richting wordt gedraaid. Het zal eruit vallen als dit niet gebeurt.

 De ontgrendelingsknoppen **A** verschijnen als het middenstuk correct is geïnstalleerd.



1. Om het middelste gedeelte te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknoppen **A**. Eerst op de ene en dan op de andere zijde.
2. Zorg ervoor dat de voeten zo ver mogelijk uit elkaar staan.



LET OP!

Uw vingers kunnen bekneld raken

Uw vingers kunnen gekneld raken wanneer u de voetensteun aanbrengt of verwijdert.

- Zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de voetensteun wanneer u deze aanbrengt of verwijdert.




LET OP!


Risico op breken

De voetensteun is niet geschikt om de stoel aan op te tillen.

- Pak nooit de voetensteun vast als u de stoel wilt optillen.



i De voetplaten kunnen worden opgeklapt om het overstappen nog gemakkelijker te maken.



WAARSCHUWING!


Risico op breken van de voetensteun

De voetensteun kan breken door de druk op de voetplaten en letsel veroorzaken.

– Zorg ervoor dat de voeten zo ver mogelijk uit elkaar staan voordat u het middenstuk aanbrengt of verwijdert.

Hoek van de extra voetensteun aanpassen

i Haal het middelste gedeelte uit de voetensteun om de diepte en hoek van de extra voetensteun aan te passen. Zie 3.13.2 *Verstevigde voetensteun - Azalea Max*, pagina 21



1. Pas de hoek en de diepte aan door de schroef **A** bij de voetplaatbevestiging los te draaien.




Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm

2. Stel de voetplaat in op de juiste positie.
3. Draai de schroef weer vast.

i Leg niets op de voetplaat wanneer de schroef is losgedraaid.

3.14 De hoek van de centrale beensteun aanpassen



1. Draai de aanpassingsknop **A** los.
2. Houd de voetplaat met uw andere hand vast.
3. Stel deze in op de geschikte hoek voor het been.
4. Draai de knop weer vast.



WAARSCHUWING!

Knellingsgevaar vingers

Uw vingers kunnen gekneld raken wanneer u de voetplaat aanpast.

– Voorkom dat uw vingers of die van iemand anders gekneld raken door de aanpassingsknop met uw ene hand los te draaien, terwijl u de voetplaat met uw andere hand vasthoudt.



LET OP!

Risico op beschadiging

De beensteun kan de vloer beschadigen.

– Als de zitting van een stoel met een lange beensteunlengte en lage zithoogte naar voren is gekanteld, bestaat het risico dat de beensteun de vloer raakt en schade veroorzaakt.

3.15 Amputatiesteun




WAARSCHUWING!

Risico op kantelen


Gebruikers bij wie één of beide bovenbenen zijn geamputeerd, hebben een verhoogde kans op omkantelen.

– Gebruik anti-tip en/of balanceer de rolstoel opnieuw uit bij het gebruik van amputatiesteun.

3.15.1 Amputatiesteun - algemeen



1. Bevestig de amputatiesteunen door de buis aan de bovenkant van de steunen **A** in de buizen van de rolstoel **B** te duwen.
2. Draai de steunen naar binnen om ze te vergrendelen.
3. Maak hendel **C** op de kussenhouder los om de hoek en hoogte van het kussen aan te passen.
4. Maak schroeven **D** onder het kussen los om de diepte van het kussen aan te passen.



3.15.2 Amputatiesteun - Azalea Max



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

Verhoogd risico op voorover kantelen.
– De gebruiker moet nooit op het stompkussen gaan zitten.



LET OP!

Uw vingers kunnen bekneld raken

– Er mag geen druk worden uitgeoefend op de amputatiesteun tijdens het aanpassen van de instellingen.



De amputatiesteun voor de Azalea Max kan in hoek, in diepte, zijwaarts en in hoogte worden aangepast.

1. Draai het handwiel **A** los en pas de steun aan tot de gewenste hoek.
2. Draai het handwiel weer vast.
3. Draai het handwiel **B** los en pas het kuitkussen aan tot de gewenste diepte.
4. Draai het handwiel weer vast.
5. Draai de schroeven **C** los en pas het kuitkussen zijwaarts aan.




Vergeet niet de schroeven en hendels weer goed vast te zetten.

6. Maak de hendel **D** los en pas de amputatiesteun in hoogte aan.
7. Zet de hendel weer vast.

4 Opties

4.1 Hoofdsteun/Neksteun

4.1.1 Hoogte instelbaar




i U kunt de hoofdsteun met het handwiel instellen en verwijderen. Op de stang is een verstelbaar fixatieblokje gemonteerd.

1. Draai de schroef **B** van het fixatieblokje los.
2. Draai het handwiel **A** los.
3. Zet de hoofdsteun in de gewenste positie.
4. Draai het handwiel **A** weer aan.
5. Schuif het fixatieblokje **B** tegen de hoofdsteunbevestiging.
6. Draai de schroef weer vast.


i U kunt nu de hoofdsteun verwijderen en in de gewenste positie terugzetten zonder verdere afstelling.

4.1.2 Aanpassen diepte en hoek




1. Maak de hendel **D** los.
2. Draai de schroeven **C** los.
3. Stel de hoogte en hoek van de hoofdsteun in.
4. Zet de hendel en de schroeven weer vast.


4.2 Armsteun voor hemiplegie



1. Draai de schroef **A** los.
2. Verwijder de oorspronkelijke armsteun **B**.
3. Bevestig de armsteun voor hemiplegie **C** in de armsteunstang.
4. Draai de schroef **A** weer vast.



5. Deze armsteun kan in een hoek worden versteld. De weerstand kan worden verhoogd of verlaagd door de schroef **A** te verstellen.




WAARSCHUWING!

Risico op beschadiging.

Beschadiging van de armsteun
– Zet geen druk op de voorkant van de armsteun aangezien dat de bevestiging van de armsteun kan beschadigen.


4.3 Abductiekussen



1. Voor de hoogteaanpassing en het verwijderen van het abductiekussen gebruikt u het handwiel **A**.
2. De diepte stelt u in door het naar voren of naar achteren te bewegen. Maak het handwiel **A** los en draai.

4.4 Zijpelotten

4.4.1 Zijpelot met vaste arm


 De zijpelotten kunnen in hoogte, diepte en zijwaarts worden aangepast.




WAARSCHUWING!

Knellingsgevaar


– Zorg ervoor dat uw arm niet gekneld raakt tussen de pelot en de armsteunen wanneer u de hoek van de rugleuning wijzigt.



Rugplaat



Aanpasbare rugleuning

 Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm


Hoogteaanpassing


1. Als u de hoogte wilt aanpassen, draait u eerst de schroeven **A** los.
2. Verplaats de bevestiging **B** naar boven of naar beneden.
3. Draai de schroef/schroeven weer vast.

Aanpassing naar opzij

1. Pas de pelotten aan door de knop **C** los te draaien.
2. Beweeg de pelot zijwaarts naar de gewenste positie.
3. Draai de knop **C** weer vast.


Diepteaanpassing - vast kussen




 Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm

1. Om de diepte van de pelotten aan te passen, draait u de schroeven **D** los met een inbussleutel.
2. Verplaats de pelot naar voren of naar achteren.
3. Draai de schroeven weer vast.
4. Verwijder de pelot door knop **C** los te maken en de pelot zijwaarts en naar buiten te trekken.

Diepteaanpassing - multifunctioneel kussen




1. Verwijder de hoes van de pelot **B**.
2. Draai de schroeven **A** los en pas het kussen aan tot op de gewenste hoogte of diepte.
3. Draai de schroeven weer vast.




- A** Schroeven voor aanpassen hoogte of diepte
- C** Bevestigingspositie voor kleine zijsteun of grote pelotten
- D** Bevestigingspositie voor grote zijsteun of kleine pelotten

Hoekaanpassing - multifunctioneel kussen




1. Draai de schroef **E** los.
2. Stel het kussen op de gewenste hoek af.
3. Draai de schroef weer vast.

4.4.2 Wegklapbare pelotten




i De houder voor de wegklapbare pelot wordt in de bevestiging **A** op de rugleuning geplaatst.

1. Draai knop **B** los.
2. Plaats de houder voor de pelot **C**.
3. Draai de knop weer vast.



i Gereedschap: Inbusleutel van 5 mm/steeksleutel van 13 mm.

1. De hoek kan worden ingesteld door de schroeven **E** en bouten **D** op de arm voor de pelot los te draaien.
2. Fixeer de schroeven met de inbusleutel en draai alle elementen vast met de steeksleutel.
3. Denk eraan om de schroeven en bouten weer vast te draaien zodra de pelot de gewenste positie heeft.



i De wegklapbare pelot kan zijwaarts worden gedraaid zodat deze uit de weg is als de gebruiker in of uit de rolstoel gaat.



LET OP!

Uw vingers kunnen bekneld raken

- Wanneer de rolstoel in gebruik is, moet de arm van de pelot altijd zijn voorzien van bekleding.

4.5 Zijsteunkussens (alleen voor bekleding van aanpasbare rugleuning)



WAARSCHUWING!

Knellingsgevaar

- Pas op dat uw romp niet klem komt te zitten tussen de twee zijsteunkussens tijdens voor- en zijwaartse verplaatsingen; wanneer u zich in de rolstoel verplaatst.



LET OP!


Risico op ongemakkelijke houding

- Onvoldoende ruimte tussen de zijsteunkussens kan voor bepaalde gebruikers onprettig zijn.
- Deze aanpassing moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd met instemming van een behandelende arts.
- Raadpleeg uw erkende leverancier.




De zijsteunkussens kunnen in hoogte en zijwaarts worden aangepast.

4.5.1 Zijsteunkussens gebruiken




1. Verwijder de rugbekleding **A**.
2. Pas de hoogte en zijwaartse stand van de zijsteunkussens **B** aan op de gewenste positie met de klittenband op de rugbekleding **C**.
3. Zorg ervoor dat de twee klittenbanden (kussens en rugbekleding) op de juiste wijze vastzitten.



4. Breng de rugbekleding **A** weer aan.

4.5.2 Schuine steunen gebruiken bij het zijsteunkussen



1. Breng de schuine steunen aan op het zelfklevende kussen **A**.
2. Bevestig de zijsteunkussens op de rugleuning.

 Zie hoofdstuk: "Zijsteunkussens gebruiken".

4.6 De infuushouder aanpassen




WAARSCHUWING!

Risico op kantelen/letsel


– Max. lading op de infuushouder: 4 kg (2 x 2 kg)



De stang van de infuushouder moet, ongeacht de positie van de rugleuning of de rolstoel, altijd in verticale positie worden geplaatst, dus in een hoek van 90 graden ten opzichte van de grond.




Hoogte



1. Draai de hendel **A** los.
2. Stel de infuushouder op de gewenste hoogte af.
3. Draai de hendel **A** stevig vast.

Hoek






1. Draai de hendel **A** los.
2. Zet de infuushouder in de gewenste hoek.
3. Draai de hendel **A** stevig vast.

4.7 Kantelmeter

De kantelmeter laat zien hoeveel graden de zit en/of de rughoek is gekanteld.

4.7.1 Kantelmeter rugleuning



1. Plaats de kantelmeter voor de rughoek **G** op de duwstang/duwhandgreep of op de rugbuizen. Zie afbeelding **A** of **B** hierboven.
2. Bevestig de klemmen **C** aan de duwstang/duwhandgreep of de rugbuizen en draai de schroeven **D** vast.
3. Plaats de eindsteker **E** in het lege gat en verwijder de beschermhoes **F** van het voorgelijmde kussen **H**.
4. Bevestig de kantelmeter **G** aan het voorgelijmde kussen **H** bevestigingsklemmen **C**.

4.7.2 Kantelmeter zitting



De kantelmeter voor de zithoek wordt op de armsteun geplaatst. Zie de afbeeldingen hierboven.

4.8 Tafelblad



WAARSCHUWING!

Risico op vallen/letsel

- De tafel mag nooit worden gebruikt als vervanging van de bekkengordel.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen/letsel

- De maximale belasting van de tafel: 8 kg



LET OP!


Risico op ongemak/lichte kneuzingen

- Tijdens het duwen van de rolstoel moeten de ellebogen van de gebruiker op de tafel rusten. Als de ellebogen tijdens het duwen van de rolstoel buiten de tafel uitsteken, kan de gebruiker ongemak ervaren of lichte kneuzingen oplopen.

Het tafelblad is zowel in diepte als in breedte te verstellen; in de volgende hoofdstukken worden de mogelijkheden beschreven.


4.8.1 Diepteaanpassing

1.




Ontgrendel de diepteaanpassing **A**.

2.



Verstel de tafelsteunen **B** naar voor of naar achter en stel ze af op de gewenste diepte.

3.




Sluit de tafervergrendeling **A** af, zodat de tafel op die diepte wordt vergrendeld.



LET OP!

Risico op ongemakkelijk/onveilig gevoel

- De tafel heeft meerdere standen.
- Zorg ervoor dat de tafel na het aanpassen van de diepte terug is vergrendeld.




LET OP!

Risico op ongemak

- Zorg ervoor dat de tafel tijdens het aanpassen van de diepte niet tegen de buik van de gebruiker drukt.

4.8.2 Wegklaptafel



WAARSCHUWING!

Kans op letsel/blauwe plekken


– Pas op dat u de gebruiker niet raakt terwijl u de tafel wegklapt.



WAARSCHUWING!

Risico op voorover kantelen van de tafel

– Zet de tafel niet te ver naar voren vanwege het risico op kantelen van de tafel als er gewicht op rust.




LET OP!

Risico op ongemak/lichte kneuzingen


– Zorg ervoor dat de gebruiker genoeg ruimte heeft voor de benen. De stang van de tafel mag niet op de benen van de gebruiker rusten.

Diepteanpassing



1. Draai het handwiel **A** los.
2. Verstel de tafel in diepte met de stang van de tafel **B**.
3. Draai het handwiel **A** weer aan.


Wegklapfunctie



1. Draai het handwiel **A** los.
2. Klap het tafelblad **C** zijwaarts weg.
3. Draai het handwiel **A** weer aan.

4.9 Werkbladkussen

Op het werkblad kan een kussen worden geplaatst zodat het oppervlak zachter aanvoelt voor de armen en ellebogen.




Plaats het werkbladkussen **A** op de tafel en plaats de bevestigingsbanden **B** om de tafel heen.

4.10 Elleboogkussens toevoegen


Het tafelblad kan worden uitgerust met kussens voor de ellebogen om een zachter oppervlak te bieden.

1.



Verwijder het beschermende papier **A** van de elleboogkussens.


2.



Plaats de elleboogkussens **B** op de tafel.


4.11 Het werkblad bevestigen

1.



Plaats de tafelbevestiging **A** met het bevestigingsonderdeel naar buiten gericht. De vlakke zijde **B** van de bevestiging moet naar boven zijn gericht wanneer de tafel op de smalle armsteunen wordt gemonteerd.

2.



Voor het bevestigen van de tafelbevestiging **A** aan de brede armsteun draait u de bevestiging met de bewerkte zijde **C** naar boven.

4.12 Half werkblad



WAARSCHUWING! Risico op vallen/letsel

– Het halve werkblad mag nooit worden gebruikt als vervanging van de lichaamsband.



WAARSCHUWING! Risico op kantelen/letsel

– Max. belasting op het puntje van het breedste deel van het halve werkblad: 1,5 kg



LET OP! Risico op ongemak/lichte kneuzingen

– Tijdens het voortduwen van de rolstoel moet de elleboog van de gebruiker op het halve werkblad rusten. Als de elleboog tijdens het voortduwen van de rolstoel uitsteekt, kan de gebruiker ongemak ervaren of lichte kneuzingen oplopen.



LET OP! Knellingsgevaar voor vingers

Er zit een mechanisme onder het halve werkblad waarin uw vingers klem kunnen komen te zitten.
– Wees voorzichtig wanneer u het werkblad afstelt of de wegklapfunctie gebruikt.



LET OP! Kans op knelling of kleine snijwonden


– Verplaats geen personen in of uit de rolstoel wanneer het halve werkblad in een horizontale positie staat.




Het halve werkblad kan in de breedte worden versteld en weggedraaid worden.

4.12.1 Het halve werkblad monteren

Het halve werkblad monteren




1. Duw de buis van het halve werkblad **A** in de bevestiging **B** onder het armkussen.



2. Druk op de drukpin **C** en plaats de ring **D** op de buis **A**.
3. Laat de drukpin **C** los.

4.12.2 Het halve werkblad aanpassen



1. Schuif het halve werkblad **A** naar voren of naar achteren op de gewenste diepte.




LET OP! Risico op ongemak

– Zorg ervoor dat het halve werkblad tijdens het aanpassen van de diepte niet tegen de buik van de gebruiker drukt.


4.12.3 Een kussen voor het halve werkblad toevoegen

Een kussen kan op het halve werkblad worden geplaatst zodat het oppervlak zachter aanvoelt voor de armen en ellebogen.



1. Plaats het werkbladkussen voor een half werkblad **A** op het werkblad.
2. Plaats de bevestigingsbanden **B** in de plastic gesp en om het halve werkblad **A**.


4.13 Antikantelvoorziening



1. Om het hulpmiddel in de gebruikspositie **B** te plaatsen, drukt u op de van een veer voorziene knoppen **A**.
2. Zet de antitip hoger of lager.
3. Verzekert u ervan dat de knoppen **A** correct naar buiten springen in hun nieuwe positie.

Invacare raadt aan om de hoogte van de antikantelsteun alleen te laten aanpassen door een gekwalificeerde monteur.

- i** De antikantelsteun heeft vijf hoogtestanden. Stel de hoogte vanaf de vloer tot de onderkant van de antikantelsteun in op minimaal 15 mm en maximaal 40 mm.



4. Om de antitip in de transportpositie **C** te plaatsen, klapt u de antitip onder de rolstoel door op de knoppen **A** te drukken.
5. Draai de antitip in de gewenste positie.
6. Verzekert u ervan dat de knoppen **A** weer in hun positie springen.

- i** Vergeet nooit om antitips terug te zetten in hun gebruikspositie.

- i** De antitip fungeert tevens als duwbuis om obstakels te nemen. Het hulpmiddel kan in hoogte worden aangepast en is gemakkelijk in te stellen.

4.14 Azalea Base - bevestiging zitting

Er zijn vier mogelijkheden om een zitting te bevestigen aan een Azalea Base:

- Direct op de beugels van de zitting.
- Op een zitplaat.
- Op een zitplaat met een wig.
- Met de H-beugel.

Neem voor meer informatie contact op met de Invacare-dealer.




LET OPI!

Risico op beschadiging.

De uit één stuk gegoten stoelbevestigingen kunnen breken.
– De rugleuning mag niet naar achteren hellen wanneer de Azalea Base is toegerust met uit één stuk gegoten stoelbevestigingen.

4.15 Kuitband met kussen




1. Breng de kuitband aan op de beensteun.
2. Leg de uiteinden om de buis van de beensteun.
3. Maak de zelfklevende delen vast.

- i** Beide beensteunen moeten in dezelfde hoek staan om de kuitband op de juiste wijze te gebruiken.

- i** Om de gebruiker de nodige steun te kunnen bieden, mag de kuitband niet te veel speling hebben.

4.16 Hielband - Azalea Max



1. Breng de hielband boven de voetplaten aan.
2. Leg de uiteinden om de buis van de beensteun.
3. Maak de zelfklevende delen vast.

- i** Om de gebruiker de nodige steun te kunnen bieden, mag de hielband niet te veel speling hebben.

4.17 Remverlenging - Azalea Max




LET OP!

Risico op ontkoppelen rem

- De hendel van de remverlenging is naar buiten gedraaid. Let op dat u de rem niet per ongeluk ontkoppelt.

Voor de Azalea Max kan een rem met een remverlengingshendel worden besteld.

Raadpleeg voor aanpassingen: 6.2.1 *De gebruikersrem bedienen, pagina 41*



Ⓐ Remhendel

4.18 Hoes voor voetsteun/voetplaat




LET OP!

Gevaar voor evenwicht verliezen


- De hoes moet worden verwijderd voordat de voetplaat in opgetrokken positie wordt vastgezet.

4.18.1 Een hoes om de enkele voetplaat aanbrengen




1. Schuif de voetplaathees over de voetplaat.
2. Zet de klittenband vast om de hoes aan de voetplaat te bevestigen.


4.18.2 Een hoes om de eendelige voetsteun aanbrengen




1. Verwijder de voorgelijmde klittenband Ⓐ van de hoes.



2. Verwijder het beschermende papier Ⓑ van de voorgelijmde klittenband Ⓐ.
3. Bevestig de voorgelijmde delen van de klittenband Ⓐ op de voor- en achterzijde van de voetsteun.



4. Breng de hoes Ⓒ om de eendelige voetsteun aan.



5. Zet de hoes vast door de klittenband van de hoes vast te zetten op de voorgelijmde klittenband op de voor- en achterzijde van de voetsteun.

4.19 Voetenondersteuning



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

- Bij gebruik van de voetenondersteuning moeten de instellingen en aanpassingen van de optie en de rolstoel altijd worden uitgevoerd door een bevoegde persoon met kennis over het afstellen en positioneren.



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

- De gebruiker kan vallen bij het gaan zitten in of opstaan uit de rolstoel.
- Bij gebruik van de voetenondersteuning wordt daarom aanbevolen een heftoestel te gebruiken.



WAARSCHUWING!

Kans op letsel en/of schade aan het product

- Houd de voetenondersteuning vast voordat u de hendels ontgrendelt, anders valt die.




De voetenondersteuning mag tijdens gebruik niet van de rolstoel worden gehaald, tenzij deze moet worden vervangen.




De aanpassing van de voetenondersteuning moet worden uitgevoerd door twee personen.


Positie aanpassen




1. Druk op de ontgrendelingshandgrepen (A).
2. Stel de positie van de voetenondersteuning in (B).
3. Laat de ontgrendelingshandgrepen (A) los.

 Controleer of de voetenondersteuning in positie is vergrendeld.

Hoekaanpassing



1. Draai de moeren (C) los.
2. Pas de voetenondersteuning (D) in de gewenste hoek aan.
3. Draai de moeren (C) weer vast.

 Fixeer de schroeven met de inbussleutel (E) en draai de moer vast met de dopsleutel (C).

 Dopsleutel van 10 mm + inbussleutel van 4 mm

4.20 Privacyhulpstuk



Bevestig het privacyhulpstuk op de zelfklevende oppervlakken, zowel op het zitgedeelte als op de rugleuning (zie afbeelding).

4.21 Draaivergrendeling




WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

De draaivergrendeling is geen rem.

– De draaivergrendeling moet in combinatie met de standaardrem worden gebruikt.



(A) Draaivergrendeling los

(B) Draaivergrendeling vast




WAARSCHUWING!

Risico op beschadiging

Het draaivergrendelingsmechanisme kan beschadigd raken als de voorvork naar voren wijst.

– Gebruik de draaivergrendeling niet als de voorvork naar voren wijst.



4.22 Bekkengordel

De rolstoel kan worden voorzien van een bekkengordel. Deze voorkomt dat de gebruiker omlaag schuift in de rolstoel of uit de rolstoel valt. De bekkengordel is niet bedoeld als hulpmiddel bij de positionering.




WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel/verstikking

Wanneer de band loszit, zou de gebruiker omlaag kunnen glijden en met de hals achter de band bekneld kunnen raken.

- De bekkengordel moet door een gekwalificeerde technicus worden gemonteerd en door de verantwoordelijke medische adviseur verder worden afgesteld.
- Zorg er altijd voor dat de bekkengordel stevig, laag rond het bekken wordt aangebracht.
- Controleer elke keer of de bekkengordel goed is aangebracht. Door aanpassing van de zit- en/of rughoek, het kussen en zelfs uw kleding kan de pasvorm van de bekkengordel veranderen.




WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel tijdens transport

Een gebruiker die in zijn rolstoel met een voertuig wordt vervoerd, moet worden vastgezet met een veiligheidsgordel (3-punts gordel). Een lichaamsband alleen is niet voldoende om personen vast te zetten.

- Gebruik de lichaamsband als extra hulpmiddel bij het vervoeren van de rolstoelgebruiker in een voertuig, echter niet als vervanging voor de 3-punts veiligheidsgordel.

De bekkengordel sluiten en openen




Zorg ervoor dat u helemaal naar achteren in de zitting zit, met het bekken zo recht en symmetrisch mogelijk.

1. Duw de vergrendeling **A** in de gesp **B** om de gordel te sluiten.
2. Duw op de PRESS-knop **C** en trek de vergrendeling **A** uit de gesp **B** om de gordel te openen.


De lengte aanpassen



De bekkengordel heeft een juiste lengte als er net voldoende ruimte is voor een vlakke hand tussen het lichaam en de gordel.



1. Maak desgewenst de lus **D** kleiner of groter.
2. Haal lus **D** door vergrendeling **A** en plastic gesp **E** zodat de lus plat wordt.
3. Controleer of de lus **D** goed in de kunststof gesp **E** zit.
4. Zet de aanpassing vast waarbij het riemuiteinde in de gesp **E** zit.




De bekkengordel afstellen bij de bevestigingen




LET OP!

- Haal de lus door de plastic gespen zodat de band niet losraakt.
- Zorg dat beide kanten op dezelfde manier worden aangepast, zodat de gesp in het midden blijft zitten.
- Zorg ervoor dat de riemuiteinden in de gesp **E** zitten.
- Zorg ervoor dat de banden niet in de spaken van een achterwiel vast komen te zitten.




4.22.1 Lichaamsband - Azalea Base



Bevestig de bekkengordel aan het frame met een schroef en een moer op de positie A.

4.22.2 Lichaamsband - Azalea (algemeen)



De bekkengordel B wordt bevestigd op de beugels A van de rugleuning.

i De lichaamsband voor de Azalea Max is aanzienlijk langer dan die voor de andere versies en ze zijn niet onderling uitwisselbaar.

i Veiligheidsgordels die voor het gebruik ervan op rolstoelen zijn voorzien van een CE-markering, kunnen worden bevestigd op een stoel met een nog geldige CE-markering. De positioneringsriem moet worden afgemeten door de verantwoordelijk medisch adviseur en moet worden gemonteerd door een ervaren technicus.

Zie hoofdstuk: 'Rolstoelen met/zonder iemand erin in een voertuig vervoeren'


i Het doel van een lichaamsband voor positionering is de gebruiker goed te laten zitten en hem/haar een betere houding te geven.



LET OP!

Risico op wegglijden

– Bij een lage zithoogte en/of als de gebruiker de rolstoel beweegt met de voeten, kunnen de beensteunen worden verwijderd. Houd dan wel rekening met het risico op wegglijden uit de rolstoel!



1. Draai de schroef en de sluitring voor de beensteunbevestiging C los en verwijder deze.
2. Plaats de bevestiging A op het frame (zie afbeelding).
3. Pas de bevestiging naar de gewenste positie aan.
4. Gebruik de schroef en de sluitring C om de bevestiging A vast te zetten en draai de schroef vast.

i De veiligheidsriem moet in de sleuf B van de bevestiging A worden aangebracht.

4.23 Attachement when using positioning belt



LET OP!

Risico op wegglijden

- De lichaamsband moet dicht tegen het lichaam aan worden aangebracht.
- Gebruik in onze rolstoelen altijd een zitkussen. Als de gordel is aangepast op de hoogte van een bepaald type zitkussen, moet dat kussen worden gebruikt. Pas de lengte van de riem aan als het zitkussen is vervangen.
- De zitting moet vlak worden gezet of naar achteren worden gekanteld als de gebruiker zonder toezicht wordt gelaten.

4.24 Harnas



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar

Wanneer de rolstoel is gekanteld of achteruit helt, kan het harnas verschuiven, wat gevaar voor de gebruiker kan opleveren.

– Zorg er na elke aanpassing voor dat het harnas zich in de juiste positie bevindt.



WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico

– Het harnas, dat in combinatie met een harnasbevestigingshouder moet worden gebruikt, moet worden gemonteerd door een ervaren arts of technicus.

**WAARSCHUWING!**
Risico op wegglijden


De gebruiker kan per ongeluk wegglijden uit de rolstoel.


- Gebruik altijd een harnas in combinatie met een bekkengordel of een positioneringsgordel.

**WAARSCHUWING!**
Veiligheidsrisico


- Het harnas mag niet worden gebruikt als 3-punts vastzetsysteem tijdens vervoer in een voertuig.

 Zorg ervoor dat het harnas nergens knelt.


 Gordels/harnassen die voor het gebruik ervan op rolstoelen zijn voorzien van een CE-markering, kunnen worden bevestigd op een stoel met een nog geldige CE-markering. De gordel/het harnas moet worden afgemeten door een zorgverlener en moet worden gemonteerd door een gekwalificeerde monteur.

4.24.1 Harnasbevestigingshouder


1. Draai het handwiel los en neem de neksteun weg.
2. Maak de harnashouder vast op de stang voor de neksteun.
3. Draai het handwiel weer aan.

 Het harnas wordt op de harnashouder bevestigd.

4. Steek de banden door de harnashouder (A) en de harnasklem (B) heen.
5. Om de onderste banden te bevestigen, maakt u de armsteunbevestigingen los met behulp van de schroeven (C) aan de onderkant van de zitting.
6. Trek de bevestigingen er ongeveer 5 cm uit.

 De bandbevestigingen moeten vanaf de binnenkant van het frame worden vastgemaakt (zie bovenstaande afbeelding).

7. Steek de schroef (C) door het oogje en in het gat in het frame.

 Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm


8. Zet vast met behulp van de sluitring en de moer (D).
9. Zet de armsteunbevestiging terug op de oorspronkelijke plaats.



Het harnas kan ook worden aangepast met de banden aan de schouders (E).

4.24.2 Azalea Minor - harnas**WAARSCHUWING!**
Risico op lichamelijk letsel

- Het harnas moet worden afgemeten en ingesteld door een opgeleide therapeut.



Het harnas wordt op de hoofdsteunbevestiging gemonteerd.

1. Verwijder de schroeven voor de hoofdsteunbevestiging (A) en doe ze weg.
2. Plaats sluitringen en harnas aan zoals in bovenstaande afbeelding is te zien.
3. Breng via de oogjes nieuwe schroeven (C) aan in de bevestiging (B).
4. Draai de schroeven vast.
5. Om de onderste banden te bevestigen, maakt u de armsteunbevestigingen los met behulp van de schroeven (D) aan de onderkant van de zitting.
6. Trek de bevestigingen er ongeveer 5 cm uit.




De bandbevestigingen moeten vanaf de binnenkant van het frame worden vastgemaakt (zie de afbeelding).

7. Steek de schroef (D) door het oogje en in het gat in het frame.



Gereedschap: Inbussleutel van 5 mm

8. Zet vast met behulp van de sluitring en de moer (E).
9. Zet de armsteunbevestiging terug op de oorspronkelijke plaats.

4.24.3 Harnasbevestiging - Azalea Base

1. Draai de handwielen voor de duwhandgrepen ① los.
2. Breng het harnasbevestigingssysteem aan ②.
3. Plaats de handwielen terug en draai deze aan.

5 Montage

5.1 Veiligheidsinformatie



LET OP!

Kans op lichamelijk letsel

- Controleer vóór gebruik of de rolstoel in goede staat verkeert en of de belangrijkste functies werken: 8 Onderhoud, pagina 51.

Bij levering door een erkende leverancier is uw rolstoel klaar voor gebruik. Uw leverancier zal de belangrijkste functies toelichten en ervoor zorgen dat de rolstoel aan uw behoeften en eisen voldoet.

Aanpassingen aan de stand van de as en de voorwielbevestigingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

5.2 Controle bij levering




Meld eventuele transportschade onmiddellijk aan de vervoerder. Bewaar de verpakking totdat de vervoerder de goederen heeft gecontroleerd en u een regeling hebt getroffen.

5.3 Algemene montage

Als u de rolstoel ontvangt, moet u de rugleuning nog bevestigen. Bij sommige modellen kan het voorkomen dat u de rugleuning alleen naar boven hoeft te klappen. De armsteunen en beensteunen moeten tevens op de stoel worden bevestigd. De stoel kan eenvoudig en zonder gereedschap worden gemonteerd.

5.4 De rugleuning uitklappen

Op modellen waarvan de rugleuning omhoog kan worden geklapt, moet de veer aan de onderkant van de rugleuning met de vergrendelingspen **B** worden vastgezet.



WAARSCHUWING!

Elektrische versie

De rugleuning kan losraken als de veerstang per ongeluk losschiet van de behuizing.

- Voordat u de veer op de rugleuning bevestigt, moet u de veerstang **C** met de klok mee draaien tot deze niet verder kan.
- Wanneer u de gaten uitlijnt, draait u alleen de veerstang **C** maximaal een halve draai tegen de klok in.

1. Laat de veer ter ondersteuning op het bevestigingsstuk **A** rusten tijdens het bevestigen van de veer.
2. Kantel de rugleuning enigszins naar voren terwijl u de veer met de hand ondersteunt.
3. Breng de gaten van de veerstang en de rugleuningbevestiging op één lijn en schuif de vergrendelingspen **B** door de gaten.
4. Zet de vergrendelingspen vast met de keten **D**.
5. Zet het rugkussen vast met behulp van de haak- en lusbanden.




WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico

De rolstoel kan in elkaar klappen.

- Denk eraan om de vergrendelingspen altijd terug te plaatsen en vast te zetten nadat u de vergrendelingspen hebt verwijderd.
- Controleer of de keten/lus altijd goed vastzit.

Azalea Minor



Op de Azalea Minor kan de rugleuning worden bevestigd op de rolstoel door de profielen **A** van de rugleuning in de buizen van de stoel **B** te schuiven. Zorg ervoor dat u de rugleuning zo ver mogelijk naar beneden duwt. Draai de knoppen **C** vast om de rugleuning vast op zijn plaats te zetten.




WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

- Controleer of de rugleuning stevig op zijn plaats zit!

5.5 De kabels aanbrengen

5.5.1 Kabels met naspanbare rugleuning



1. Plaats de kabels (A) en (B) zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding.




Risico op beschadiging van de kabels

– Het is belangrijk dat de kabel voor de ondersteunende rem (A) aan de binnenkant van de rugbuizen wordt geplaatst.

2. Plaats de kabel voor de rugleuning (B) aan de buitenkant van de rugbuizen.
3. Plaats beide kabels aan de binnenkant van de bevestiging van de rugleuning (C).
4. Bevestig de kabels aan de rugbuizen (E) met de banden (D).



Vouw de overtollige kabels onder de zitting om ze uit het zicht te verwijderen.




LET OP!

Risico op verminderd remeffect

– De kabels mogen niet worden gekruist op de rugleuning.

5.5.2 Kabels met rugplaat



1. Voer de kabels langs de buitenzijde van de rugbuizen (B).
2. Zorg dat ze op hun plaats blijven door ze in de houders/klemmen (A) te plaatsen.



Vouw de overtollige kabels onder de zitting om ze uit het zicht te verwijderen.


5.6 De rugleuning inklappen



WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico

De rolstoel kan in elkaar klappen
– De rugleuning mag niet worden belast als de vergrendelingspen is verwijderd.



De therapeut of assistent kan met behulp van het bevestigingsstuk (A) voor de veerstang de vergrendelingspen (B) van de veerstang voor de rugleuning (C) ontgrendelen bij het inklappen om zo te voorkomen dat de veer en de rugleuning op de grond vallen.




WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico


De rolstoel kan in elkaar klappen
– Denk eraan om de vergrendelingspen altijd terug te plaatsen en vast te zetten nadat u de vergrendelingspen hebt verwijderd.
– Controleer of de keten/lus altijd goed vastzit.

Zie hoofdstuk: Zie 'De rugleuning inklappen' voor instructies over het bevestigen van de vergrendelingspen (B).

5.7 Armsteunen




1. Plaats de armsteun in de armsteunbevestiging ①.
2. Druk op de knop voor automatische vergrendeling ② en druk de armsteunen omlaag totdat u voelt of ziet dat de steunen stevig op hun plaats zitten.

 De armsteunen zijn voorzien van een automatische vergrendeling om te voorkomen dat ze ongewild bewegen of losraken.

3. Druk op de knop voor de automatische vergrendeling ② om te ontgrendelen voordat u de armsteun verwijdert of aanpast.

5.8 Achterwielen



1. Houd de snelle-ontgrendelingsknop ① ingedrukt.
2. Plaats de achterwielas ② in de achterwielbevestiging ③.
3. Trek de wielen naar buiten toe om te controleren of deze veilig in hun positie vastzitten.



WARNING!

Kans op lichamelijk letsel

- Controleer of het achterwiel stevig op zijn plaats zit! U moet de wielen niet kunnen verwijderen wanneer de snelle-ontgrendelingsknop ① is uitgeschakeld.

5.9 Hoekverstelbare beensteunen

Raadpleeg

→ 3.11.2 *Wegklapbare, hoekverstelbare beensteunen, pagina 19* voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de wegklapbare, hoekverstelbare beensteun.


5.10 Vaste beensteunen

Raadpleeg

→ 3.11.1 *Wegklapbare beensteunen, pagina 19* voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de wegklapbare, vaste beensteun.

5.11 Het tafelblad plaatsen

Bevestig het tafelblad ① in de bevestigingen voor het tafelblad ②.



6 Rijden met de rolstoel

6.1 Algemene waarschuwingen - Gebruik



WAARSCHUWING! Risico op kantelen

De gebruiker kan van de rolstoel vallen als zij hun voeten gebruiken voor het manoeuvreren van de rolstoel.

– Als u uw voeten gebruikt voor het manoeuvreren van de rolstoel, moet u er alert op zijn dat het zwaartepunt voorwaarts wordt geschoven. Hierdoor kan de rolstoel uit balans raken.



LET OP! Risico op wegglijden

– De zitting moet vlak worden gezet of naar achteren worden gekanteld als de gebruiker zonder toezicht wordt gelaten.




LET OP! Risico op wegglijden

– Bij een lage zithoogte en/of als de gebruiker de rolstoel beweegt met de voeten, kunnen de beensteunen worden verwijderd. Houd dan wel rekening met het risico op wegglijden uit de rolstoel!

6.2 Remmen

6.2.1 De gebruikersrem bedienen



Controleer eerst of de banden de juiste bandenspanning hebben (deze staat op de zijkant van elke band).



De gebruikersrem is bedoeld om de stilstaande stoel op zijn plaats te houden en niet om af te remmen als de stoel beweegt.

1. Activeer de rem door de hendel (A) naar achteren, dus naar u toe te trekken.
2. Deactiveer de rem door de hendel (A) naar voren te duwen.



LET OP!

Beknellingsgevaar voor vingers

– Pas op dat uw vingers niet bekneld raken tussen de remschoen en het achterwiel.

6.2.2 De eenzijdige rem gebruiken

De rolstoel kan worden voorzien van een eenzijdige rem in plaats van de standaardgebruikersrem. De eenzijdige rem wordt op dezelfde wijze bediend als de standaardgebruikersrem. Het verschil is dat met de remhendel beide wielen tegelijkertijd worden geremd. De eenzijdige rem kan zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de rolstoel worden gemonteerd.


6.2.3 De begeleidersrem bedienen




WAARSCHUWING!

Risico op verminderd remeffect


– Het remeffect neemt af als de rem onjuist wordt ingesteld of gebruikt.



1. Remmen tijdens rijden: knijp beide remgrepen naar boven en de rem treedt in werking.



2. De remmen vergrendelen: knijp in de handgreep en beweeg de remvergrendeling (A) naar boven.
3. Laat de handgreep los.



4. De remmen losmaken: knijp in de handgreep en de remvergrendeling komt automatisch vrij.




Neem contact op met een bevoegde leverancier als de rem niet of niet goed werkt.

6.3 De kantel-/hellingsfunctie gebruiken

Voor een juiste positie volgt u deze stappen als u zowel de kantel- als de hellingsfunctie gebruikt. Zie secties 'Aanpassing handmatige kanteling en rughoek' en 'Aanpassing elektrische kanteling en rughoek' voor instructies over hoe de functie voor kantelen en/of hellen moet worden gebruikt.

Kantelen/hellen vanuit een rechtopstaande stand



- Kantel de stoel.
 - Zo kan de gebruiker naar achteren glijden en een neutrale bekkenstand ondersteunen (A).
- De rugleuning achterover laten hellen
 - Het gewicht wordt nu naar achteren verschoven voor een goede houding, aangezien het achterwerk helemaal naar achteren is geschoven (B).
- Verstel de hoek van de beensteunen.




LET OP!

Ongemak voor de gebruiker

Het bekken is gespannen en de gebruiker kan in de stoel naar beneden glijden.

- Zorg dat de achterkant van de bovenbenen (hamstrings) zich in een ontspannen en neutrale stand bevinden wanneer u de hoek van de beensteunen verstelt.

Omhoog komen vanuit een gekantelde/hellende stand



- Klap de beensteunen omlaag.
- Zet de rugleuning uit de achteroverhellende stand rechtop.
 - Als u de rugleuning omhoog brengt voordat u deze kantelt, behoudt u een neutrale stand van het bekken (A).
- Zet de stoel vanuit de gekantelde stand rechtop.

6.4 Overstappen naar of van de rolstoel



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen

Er bestaat een hoog risico op kantelen tijdens het overstappen.

- Ga alleen zitten en sta alleen op zonder begeleiding als u daar fysiek toe in staat bent.
- Ga bij het overstappen zo ver mogelijk naar achteren op de zitting van de rolstoel zitten. Dat voorkomt schade aan de bekleding en de kans dat de rolstoel voorover kantelt.
- Zorg ervoor dat beide zwenkwielen recht naar voren staan.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen

De rolstoel kan voorover kantelen als u op de voetsteun gaat staan.

- Ga nooit op de voetsteun staan als u gaat zitten of opstaat.



LET OP!

Als u de remmen ontkoppelt of beschadigt, kan de rolstoel stuurloos worden.

- Gebruik de remmen niet als steun om te gaan zitten of op te staan.



KENNISGEVING!

De spatborden en armsteunen kunnen beschadigd raken.

- Ga nooit op de spatborden of armsteunen zitten als u gaat zitten of opstaat.



- Rijd de rolstoel tot zo dicht mogelijk bij de stoel waarnaar u wilt overstappen.
- Zet de handremmen vast.
- Verwijder de armsteunen of duw ze omhoog en uit de weg.
- Maak de beensteunen los of draai ze naar buiten.
- Zet uw voeten op de grond.
- Houd de rolstoel vast en, indien nodig, ook een verankerd voorwerp in de buurt.
- Verplaats de stoel langzaam.

6.5 De rolstoel besturen

U kunt de rolstoel via de hoepels besturen.



LET OP!

Als er iets zwaars aan de rugleuning hangt, kan het zwaartepunt van de rolstoel veranderen.
– Pas uw rijstijl hier op aan.

6.6 Op en af rijden van treden en stoepranden



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen

Bij het op en af rijden van treden kunt u uw evenwicht verliezen en kan de rolstoel omvallen.
– Nader treden en stoepranden altijd langzaam en voorzichtig.
– Rijd geen treden op of af die hoger zijn dan 15 cm.



LET OP!

Met een ingeschakelde antikantelsteun wordt voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.
– Schakel de antikantelsteun uit voordat u een trede of stoeprand op- of afrijdt.



WAARSCHUWING!

Kans op letsel bij de begeleider en schade aan de rolstoel.

Bij het kantelen van de stoel met een zware gebruiker erin kan de begeleider zijn/haar rug bezeren en kan de stoel beschadigd raken.
– Zorg dat u de rolstoel met een zware gebruiker erin goed onder controle hebt voordat u er een kantelbeweging mee uitvoert.

Met begeleider een stoep af gaan



1. Rijd de rolstoel naar de stoeprand en houd de hoepels vast.
2. De begeleider moet beide duwhandgrepen vastpakken, deze stevig omlaag duwen en de rolstoel achterover kantelen zodat de voorwielen van de grond komen.
3. De begeleider moet de rolstoel vervolgens in deze stand vasthouden en hem voorzichtig de stoep af duwen en hem daarna weer voorover kantelen totdat de voorwielen weer op de grond staan.

Met begeleider een stoep op gaan



WAARSCHUWING!

Kans op ernstige letsels

Het vaker dan bij normaal gebruik trappen en stoepranden opgaan kan door slijtage een breuk in de achterleuning van de rolstoel veroorzaken en de gebruiker kan uit de rolstoel vallen.
– Zorg dat de rolstoel door de gebruiker of de assistent onder controle kan worden gehouden voorafgaand aan het uitvoeren van een kantelmanoeuvre.

1. Rijd de rolstoel naar achteren tot de achterwielen de stoeprand raken.
2. De begeleider moet beide duwhandgrepen vastpakken, deze stevig naar beneden duwen zodat de rolstoel achterover kantelt en de voorwielen van de grond komen, en vervolgens de achterwielen over de stoeprand trekken totdat de voorwielen de grond weer mogen raken.


6.7 Over trappen rijden



WAARSCHUWING!

Valgevaar

Als u over trappen rijdt, kunt u uw evenwicht verliezen en met uw rolstoel vallen.
– Als u over trappen met meer dan één trede rijdt, dient u dat altijd met 2 begeleiders te doen.



1. Trappen kunnen worden overwonnen door de treden één voor één te nemen, zoals boven beschreven. De eerste begeleider staat hierbij achter de rolstoel en houdt de duwhandgrepen vast. De tweede begeleider houdt het stijve deel van het voorframe vast en houdt de rolstoel voor tegen.

6.8 Hellingen op en af rijden



WAARSCHUWING!

Risico's als gevolg van een onbestuurbare rolstoel
Bij het op en afrijden van hellingen of heuvels kan uw rolstoel achterover, voorover of zijwaarts kantelen.

- Zorg dat er altijd een begeleider achter de rolstoel loopt voordat u hoge hellingen op moet.
- Vermijd zijwaartse hellingen.
- Vermijd hellingen van meer dan 7°.
- Voorkom schokken als u van richting verandert op een helling.




LET OP!

Uw rolstoel kan zelfs op een licht hellend vlak stuurloos worden als u de hoepels niet goed gebruikt.

- Gebruik de parkeerremmen als uw rolstoel stilstaat op een hellend vlak.

De helling op


Om een helling op te gaan, moet u snelheid maken en houden, en tegelijkertijd de richting aansturen.



1. Buig met uw bovenlichaam voorover en drijf de rolstoel aan met snelle, krachtige bewegingen op beide hoepels.

De helling af

Als u een helling afgaat, is het belangrijk dat u de richting aanhoudt en vooral uw snelheid in de gaten houdt.



1. Leun achterover en laat de hoepels rustig langs uw handen glijden. U moet de rolstoel op elk gewenst moment kunnen stoppen door de hoepels beet te pakken.



LET OP!

Risico op verbranding van uw handen.

Als u langdurig remt, komt er veel wrijvingshitte vrij bij de hoepels (vooral die met antislip).
– Draag geschikte handschoenen.

6.9 Stabiliteit en balans in de rolstoel

Bij sommige dagelijkse activiteiten en handelingen moet u in de rolstoel voorover-, zijwaarts of achteroverleunen. Dat heeft enorme invloed op de stabiliteit van de rolstoel. Om altijd uw evenwicht te bewaren, doet u het volgende:

Vooroverleunen



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

Als u in de rolstoel vooroverleunt, kunt u eruit vallen.
– Leun nooit te ver voorover en schuif niet naar voren in uw rolstoel om een voorwerp op te pakken.
– Leun niet voorover tussen uw knieën om iets van de grond op te pakken.



1. Richt de voorwielen naar voren. (Beweeg de rolstoel hiervoor iets naar voren en weer terug.)
2. Trek beide parkeerremmen aan.
3. Wanneer u vooroverleunt moet u uw bovenlichaam boven de voorwielen houden.


Achterover reiken



WAARSCHUWING!

Kans om eruit te vallen


Als u te ver achteroverleunt, kunt u de rolstoel laten kantelen.
– Leun niet verder achterover dan de rugleuning.
– Gebruik een antikantelsteun.



1. Richt de voorwielen naar voren. (Beweeg de rolstoel hiervoor iets naar voren en weer terug.)
2. Trek de parkeerremmen niet aan.
3. Wanneer u naar achteren reikt, reik dan niet zo ver dat u moet verzitten.

7 Transport

7.1 De rolstoel optillen




1. Til de rolstoel altijd op door het frame vast te pakken op de punten die in de afbeelding worden getoond.
2. Til de rolstoel nooit aan de verwijderbare armsteunen of voetsteunen op.
3. Zorg ervoor dat de rugleuning en duwhandgrepen stevig op hun plaats zitten.
4. Lees het hoofdstuk over veiligheidsinstructies en voortbewegingstechnieken.


7.2 Demontage voor vervoer

De rolstoel kan gemakkelijk worden gereedgemaakt voor vervoer.


7.2.1 Rugleuning




1. Verwijder het rugkussen door dit naar voren te trekken, zodat het klittenband loslaat.
2. Breng de duwhandgrepen ② omlaag tot in de laagste positie door de handwielen ① los te draaien.




1. Maak de vergrendelingspin van de gasveer ② los en verwijder deze voorzichtig.

 De gasveer kan op het bevestigingsstuk ① rusten.


2. Klap de rugleuning in en laat deze op de zitting rusten.


 Wees voorzichtig met de kabels die van het achterwiel naar de duwhandgrepen lopen.

7.2.2 Rugleuning van de Minor




1. Verwijder het rugkussen door dit naar voren te trekken, zodat het klittenband loslaat.
2. Draai beide handwielen ① los en trek de rugleuning direct omhoog.
3. Leg de rugleuning op de zitting. Daar kan de rugleuning blijven liggen tijdens het vervoer van de rolstoel.
4. Haal, indien nodig, de duwhandgrepen ② eraf.

 Wees voorzichtig met de kabels die van het achterwiel naar de duwhandgrepen lopen.

 Zorg ervoor dat de kabels vrij hangen wanneer u de rugleuning eraf neemt en op de zitting plaatst.

7.2.3 Duwhandgrepen/duwstang



1. Draai de twee handwielen **A** los.
2. De hoogte van de duwhandgrepen/duwstang **B** kan eenvoudig worden aangepast door de handgrepen omhoog te trekken of naar beneden te duwen.

7.2.4 Hoekverstelbare beensteunen

Raadpleeg


→ 3.11.2 *Wegklapbare, hoekverstelbare beensteunen*, pagina 19 voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de wegklapbare, hoekverstelbare beensteun.

7.2.5 Vaste beensteunen

Raadpleeg


→ 3.11.1 *Wegklapbare beensteunen*, pagina 19 voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de wegklapbare, vaste beensteun.

7.2.6 Armsteun



1. Houd de quick release-knop **A** ingedrukt.
2. Verwijder de armsteun.

7.2.7 Achterwielen



1. Druk de quick release-knop **A** in.
2. Trek het achterwiel recht naar buiten en verwijder het wiel en de wielas **B** uit de achterwielbevestiging **C**.

7.3 Het mobiliteitshulpmiddel vervoeren zonder rolstoelgebruiker



WAARSCHUWING!

Risico op letsel als de rolstoel niet juist is vastgezet.

Bij ongelukken, remmanoeuvres en dergelijke kunnen rondvliegende rolstoelonderdelen ernstig letsel veroorzaken.

- Zet alle rolstoelonderdelen stevig vast in het vervoermiddel om te voorkomen dat ze losraken tijdens de rit.



U kunt de achterwielen verwijderen wanneer de rolstoel wordt vervoerd.



KENNISGEVING!

Overmatig gebruik en slijtage kunnen de sterkte van de dragende onderdelen aantasten.

- Trek uw rolstoel niet over schurende oppervlakken zonder dat de wielen zijn aangebracht (bijvoorbeeld het frame over asfalt trekken).



LET OP!

Kans op lichamelijk letsel

- Als u het mobiliteitshulpmiddel niet zelf goed kunt vastzetten in een voertuig, raadt Invacare aan het mobiliteitshulpmiddel niet zelf te vervoeren.

Uw mobiliteitshulpmiddel kan zonder beperkingen worden vervoerd, over de weg, over het spoor of via de lucht. De afzonderlijke transportmaatschappijen hanteren echter richtlijnen die bepaalde transportprocedures mogelijk beperken of verbieden. Vraag elk apart geval na bij het transportbedrijf.

- Invacare raadt ten zeerste aan om het mobiliteitshulpmiddel aan de vloer van het transportvoertuig vast te zetten.

7.4 De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren

Zelfs wanneer de rolstoel op de juiste manier is vastgezet en de volgende regels worden opgevolgd, kunnen passagiers letsel oplopen bij botsingen en bij plotseling stoppen. Invacare raadt daarom ten zeerste aan om de rolstoelgebruiker over te brengen naar een voertuigstoel. Pas delen van de rolstoel (structuur, frame of onderdelen) niet aan en vervang deze niet zonder schriftelijke toestemming van Invacare Corporation. De rolstoel is getest volgens de vereisten van ISO 7176-19 (frontale impact).



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

- De rolstoel mag alleen als stoel in een voertuig worden gebruikt bij een rughoogte van ten minste 500 mm.

Om de rolstoel en rolstoelgebruiker in een voertuig te vervoeren, moet er een vastzetsysteem in het voertuig zijn geïnstalleerd. Rolstoelvastzetsystemen (vierpunts vastzetsysteem) en veiligheidssystemen voor inzittenden moeten worden goedgekeurd volgens ISO 10542-1. Neem

voor meer informatie over het aanschaffen en installeren van een goedgekeurd en compatibel vastzetsysteem contact op met uw lokale erkende Invacare-leverancier.

- !** **KENNISGEVING!**
- Neem vóór de rit contact op met de vervoerder en vraag of deze beschikt over de vereiste voorzieningen.



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om de rolstoelgebruiker over te brengen naar een voertuigstoel, dan kan de rolstoel in het voertuig worden gebruikt als stoel, mits de volgende procedures en regels worden opgevolgd.

- De configuratie van de rolstoel is compatibel met gebruik als een stoel in een motorvoertuig (vastzetposities gemarkeerd met labels).
- De rolstoel moet in het voertuig worden vastgezet door middel van een 4-punts vastzetsysteem voor rolstoelen.
- De gebruiker moet een aan het voertuig bevestigd 3-punts vastzetsysteem gebruiken.

- !** **KENNISGEVING!**
- Raadpleeg de bij het vastzetsysteem geleverde gebruiksaanwijzingen.
 - De volgende illustraties komen, afhankelijk van de leverancier van het vastzetsysteem, mogelijk niet overeen met het werkelijke systeem.



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

Met rolstoelen zijn botstests uitgevoerd volgens ISO7176-19 om hun gedrag te simuleren bij gebruik als naar voren wijzende stoelen in motorvoertuigen door kinderen en volwassenen met een lichaamsmassa groter dan of gelijk aan 22 kg.

- Als het gebruikersgewicht minder is dan 22 kg, mag u de rolstoel niet als stoel in een voertuig gebruiken.

De rolstoel en de rolstoelgebruiker vastzetten

- i** Het gemak waarmee de rolstoel kan worden gemanoeuvreerd en in een voertuig kan worden vervoerd, hangt af van de gekozen rolstoelconfiguraties (zitbreedte en -diepte, wielbasis).



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

Bij een botsing of plotselinge stop kan er schade of letsel optreden als gevolg van losgeraakte rolstoelonderdelen of -opties.

- Zorg ervoor dat alle verwijderbare en afneembare onderdelen en opties van de rolstoel worden verwijderd en veilig in het voertuig worden opgeborgen.
- Koppel de handbediening (alleen bij een elektrische rolstoel) los van de bedieningsconsole en berg deze veilig op in het voertuig.



KENNISGEVING!

Bij een botsing of plotselinge stop kan er schade of letsel optreden aan de rolstoel.

- Het is van groot belang dat u uw rolstoel na een ongeluk of botsing laat nakijken door een gekwalificeerde monteur.

• **Rug- en zithoeken:**



Bij vervoer van een rolstoel met gebruiker in een voertuig, zijn de aanbevolen hoeken voor de rugleuning en zitting als volgt:

- Azalea Standard: 4° voor de rugleuning en 4° voor de zitting.
- Azalea Max: 5° voor de rugleuning en 3° voor de zitting.
- Azalea Base: 0° voor zowel de rugleuning als de zitting.

• **Hellingen:**



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

Risico's als gevolg van een onbestuurbare rolstoel.

- Laat de rolstoelgebruiker nooit zonder toezicht achter bij het omhoog of omlaag rijden over hellingen.



Invacare raadt daarom ten eerste aan om de rolstoelgebruiker alleen naar het voertuig over te brengen als de gebruiker vastzit met de bekkengordel.


• **De bekkengordel vastzetten**



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

– De bekkengordel kan als aanvulling worden gebruikt, maar nooit als vervanging voor een goedgekeurd vastzetsysteem voor passagiers (3-punts vastzetsysteem).



1. Verstel de bekkengordel zodat deze de rolstoelgebruiker past. Zie hoofdstuk 4.22 *Bekkgordel, pagina 34*.


De rolstoel vastzetten met een 4-punts rolstoelvastzetsysteem



WAARSCHUWING!


Kans op ernstig letsel of overlijden

– Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de rolstoel en de gebruiker, zodat de gebruiker niet in aanraking komt met andere passagiers, niet-beklede onderdelen van het voertuig, rolstoelopties of verankeringspunten van het vastzetsysteem.

**WAARSCHUWING!**

- Plaats de rolstoel en gebruiker met de voorkant in de rijrichting van het voertuig.
- Zet de handremmen van de rolstoel vast.
- Activeer de antikantelsteun.

De bevestigingspunten waaraan de kabelbinders van het vastzetsysteem van de rolstoel moeten worden bevestigd, zijn gemarkeerd met karabijnhaaksymbolen (zie de volgende afbeeldingen en het hoofdstuk 2.5 Labels en symbolen op het product, pagina 9).



Zet de rolstoel vast in de aan het voertuig bevestigde rails door middel van de spangordels aan de voor- en achterzijde van het 4-punts rolstoelvastzetsysteem. Raadpleeg hiervoor de bij het 4-punts rolstoelvastzetsysteem geleverde gebruiksaanwijzing.

**LET OP!****Het draaivergrendelingsmechanisme kan beschadigd raken**

- Als de rolstoel is uitgerust met draaivergrendeling, moet de draaivergrendeling ontkoppeld zijn tijdens vervoer in een voertuig.



Bevestigingspunten voor de karabijnhaken aan de voorzijde:

1. Bevestig de voorste gordels boven de zwenkwielsteunen, zoals in bovenstaande afbeelding is weergegeven (zie de locatie van het karabijnhaaksymbool).
2. Bevestig de voorste gordels aan het railsysteem. Pas hierbij de instructies toe van de fabrikant van het 4-punts rolstoelvastzetsysteem.
3. Haal de rolstoel van de handrem en span de voorste banden aan door de rolstoel naar achteren te trekken.
4. Zet de handremmen weer vast.

Alternatieve transportbevestiging aan voorkant:

Voor sommige configuraties is optioneel een alternatieve transportbevestiging verkrijgbaar.

1. Bevestig de haak van de voorste gordels aan de transportbevestiging ©.
2. Haal de rolstoel van de rem en span de voorste banden aan door de rolstoel naar achteren te trekken.
3. Zet de handremmen weer vast.

**KENNISGEVING!**

- Afhankelijk van de leverancier van de rolstoel en het vastzetsysteem, komt de bovenstaande afbeelding mogelijk niet overeen met de werkelijkheid.

Bevestigingspunten voor de karabijnhaken aan de achterzijde:

1. Bevestig de karabijnhaken van de achterste spangordels aan de verticale achterste buis ⑥ op de achterwielbevestiging.
2. Bevestig de achterste spangordels aan het railsysteem. Pas hierbij de instructies toe van de fabrikant.
3. Span de banden aan.



KENNISGEVING!


- Zorg ervoor dat de karabijnhaken bedekt zijn met een antislip laag, zodat ze niet zijwaarts langs de as kunnen schuiven.

Het 3-punts vastzetsysteem vastmaken



WAARSCHUWING!

- Zorg ervoor dat het 3-punts vastzetsysteem zo strak mogelijk, maar comfortabel om het lichaam van de gebruiker past en let erop dat de gordel nergens verdraaid is.
- Zorg ervoor dat het 3-punts vastzetsysteem nergens van het lichaam van de gebruiker wordt weggehouden door delen van de rolstoel, zoals armleuningen, wielen, enzovoort.
- Zorg dat het 3-punts vastzetsysteem rechtstreeks van het verankeringspunt naar de gebruiker loopt, zonder dat er delen van het voertuig, de rolstoel, stoelen of accessoires tussenkomen.
- Zorg dat de veiligheidsgordel goed over het bekken van de gebruiker past en niet omhoog kruipt richting de buik.
- Zorg ervoor dat de gebruiker zelfstandig het ontgrendelingsmechanisme kan bereiken.




1. Het 3-punts vastzetsysteem hoort zo stevig mogelijk om het lichaam van de gebruiker te zitten, zonder dat dit ongemak veroorzaakt.



KENNISGEVING!

- Zorg dat de gordel niet wordt gedraaid als deze in gebruik is.



KENNISGEVING!

- Bevestig de veiligheidsgordel van het 3-punts vastzetsysteem laag over het bekken, zodat de hoek van de veiligheidsgordel zich binnen de voorkeurszone ⑥ van 30° tot 75° ten opzichte van het horizontale vlak bevindt. Een steilere hoek verdient de voorkeur, maar de hoek mag nooit 75° overschrijden.



De afbeelding toont een onjuiste plaatsing van het driepunts vastzetsysteem.

2. Het vastzetsysteem mag niet weggehouden worden van het lichaam van de gebruiker door delen van de rolstoel, zoals armsteunen of wielen.
3. Als het voertuig is voorzien van een hoofdsteun en de rolstoel van de hoofd-/neksteun, moet met een arts worden overlegd welke hiervan worden gebruikt.



De hoofd- en neksteunen van Invacare zijn geen vastzetsystemen. Toch zijn er botstests op uitgevoerd om de bevestigingspunten te controleren.

8 Onderhoud

8.1 Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Sommige materialen vergaan van nature mettertijd. Dat kan leiden tot schade aan de onderdelen van de rolstoel.

- Uw rolstoel moet minstens één keer per jaar of als hij langere tijd niet gebruikt is, worden nagekeken door een gekwalificeerde technicus.



Verpakken bij retourzending

De rolstoel moet in een geschikte verpakking naar de erkende leverancier worden verzonden om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.

8.2 Controle dagelijkse werking

Controleer of de volgende onderdelen correct zijn gemonteerd op de rolstoel:

- Wielen
- Ruggleuning
- Antitip
- Duwhandgrepen
- Voetsteunen

8.3 Onderhoudsschema

Als u de rolstoel op een veilige en betrouwbare manier wilt gebruiken, moet u de visuele inspecties en onderhoudsmaatregelen hieronder regelmatig uitvoeren of laten uitvoeren.

	wekelijks	maandelijks	jaarlijks
De bandenspanning controleren	x		
Juiste bevestiging van de zwenkwielen en/of achterwielen controleren	x		
Bekkingordel controleren	x		
Helling- en kantelmechanisme controleren		x	
Controleer de zwenkwielen en de bevestiging daarvan		x	
Bouten controleren		x	
Spaken controleren		x	
Parkeerremmen controleren		x	
Rolstoel laten controleren door een gekwalificeerde monteur			x

Algemene visuele inspectie

1. Controleer uw rolstoel op losse onderdelen, scheuren en andere defecten.
2. Als u iets aantreft, staak dan onmiddellijk het gebruik van uw rolstoel en neem contact op met een erkende leverancier.

De bandenspanning controleren

1. Controleer de bandendruk; zie het gedeelte "Banden" voor meer informatie.
2. Pomp de banden op tot de vereiste bandenspanning.
3. Controleer meteen het profiel van de band.
4. Verwissel indien nodig de banden.

Juiste bevestiging van de zwenkwielen en/of achterwielen controleren

1. Trek aan het zwenkwiel en/of achterwiel om te controleren of de afneembare as goed is bevestigd. Het zwenkwiel of achterwiel mag niet loskomen.
2. Als de zwenkwielen en/of achterwielen niet goed vastzitten, moet er vuil of aanslag worden verwijderd. Als het probleem blijft aanhouden, laat u de afneembare assen er opnieuw opzetten door een gekwalificeerde monteur.

Bekkingordel controleren

1. Controleer of de bekkingordel juist is versteld.



WAARSCHUWING!

Risico op glijden/verwuring/vallen

- Losse bekkingordels moeten worden aangepast door een zorgverlener.
- Beschadigde bekkingordels moeten worden vervangen door een gekwalificeerde monteur.

Helling- en kantelmechanisme controleren

1. Controleer of het helling- en kantelmechanisme soepel werkt.

Controleer de zwenkwielen en de bevestiging daarvan

1. Controleer of de voorwielen vrij kunnen draaien.
2. Druk en trek in 3 richtingen (voor en achter; links en rechts, op en neer) om te bekijken of er geen speling en beweging is en controleer ook of er geen visuele schade aanwezig is.




Fig. 8-1

3. Verwijder alle vuiligheid of haren van de lagers in de zwenkwielen.
4. Defecte of versleten zwenkwielen moeten worden vervangen door een gekwalificeerde monteur.

Bouten controleren

Bouten kunnen losraken door constant gebruik.

1. Controleer of alle bouten nog goed vastzitten (op de voetsteun, zittinghoes, zijkanten, rugleuning, frame, zitting).
2. Draai alle losse bouten stevig vast met een geschikte momentsleutel.

! **KENNISGEVING!**
Zelfborgende schroeven/moeren of kleefstof voor schroefdraadborging worden gebruikt voor verschillende verbindingen. Als deze worden losgemaakt, moeten ze worden vervangen door nieuwe zelfborgende schroeven/moeren, of worden vastgezet met behulp van een nieuwe kleefstof voor schroefdraadborging.
– Zelfborgende schroeven/moeren moeten worden vervangen door een gekwalificeerde monteur.

Spanning van de spaken controleren

De spaken dienen niet los of scheef te zitten.

1. Losse spaken moeten worden vastgezet door een gekwalificeerde monteur.
2. Kapotte spaken moeten worden vervangen door een gekwalificeerde monteur.

Parkeerremmen controleren

1. Zorg ervoor dat de parkeerremmen zich in de correcte positie bevinden. De rem is goed afgesteld als de remschoen bij het remmen een paar millimeter in de band drukt.
2. Als u ziet dat de instelling niet juist is, laat de remmen dan goed afstellen door een gekwalificeerde monteur.

! **KENNISGEVING!**
De parkeerremmen moeten opnieuw worden ingesteld na het herplaatsen of het wijzigen van de stand van de achterwielen.

Rolstoel controleren na een harde botsing of klap

! **KENNISGEVING!**
De rolstoel kan na een harde botsing of klap onzichtbare schade hebben opgelopen.
– Het is van groot belang dat u uw rolstoel na een harde botsing of klap laat nakijken door een gekwalificeerde monteur.

De binnenband repareren of wisselen

1. Verwijder het achterwiel en laat lucht uit de binnenband lopen.
2. Til met een bandenlichter de buitenband van de velg. Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een schroevendraaier, omdat die de binnenband kunnen beschadigen.
3. Trek de binnenband uit de buitenband.
4. Repareer de binnenband met een fietsreparatieset of vervang hem, indien nodig.
5. Pomp de binnenband een beetje op totdat deze opbolt.
6. Steek het ventiel in de ventielopening op de velg en leg de binnenband in de band (de binnenband moet zonder plooiën in de band te komen liggen).

7. Trek de buitenband over de rand van de velg. Begin dichtbij het ventiel en gebruik een bandenlichter. Controleer voortdurend of de binnenband niet ergens vastzit tussen de band en de velg.
8. Pomp de band op tot de maximale gebruiksdruk. Controleer of er geen lucht uit de band ontsnapt.

Reserve-onderdelen

i Alle reserve-onderdelen zijn verkrijgbaar bij een erkende Invacare-leverancier.

8.4 Onderhoud elektrische versie



LET OP!

Risico op beschadiging van het product

- Gebruik geen oplosmiddelen.
- Wees voorzichtig wanneer u met de accu's werkt.
- Gebruik geen sterke oplosmiddelen, basische of alkalische vloeistoffen.
- Controleer of de actuators en systeemfunctie goed functioneren.
- Voor een optimale levensduur moet het product zo vaak mogelijk op de netspanning worden aangesloten. Het wordt aanbevolen om de accu minstens elke 3 maanden op te laden.
- Test de functie van de accu minstens één keer per jaar.

8.5 Reiniging en desinfectie

8.5.1 Algemene veiligheidsinformatie



LET OP!

Besmettingsgevaar

- Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.



KENNISGEVING!

Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.

- Alle gebruikte reinigings- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
- Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen. We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
- Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
- Zorg altijd dat het product volledig droog is voordat u het weer in gebruik neemt.



Volg voor reiniging en desinfectie in klinische omgevingen of omgevingen voor langdurige zorg de intern ingestelde procedures.

8.5.2 Reinigingsintervallen



KENNISGEVING!

Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting.

Reinig en desinfecteer dit product:

- regelmatig tijdens gebruik,
- voor en na onderhoudswerkzaamheden;
- als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
- voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

8.5.3 Reiniging



KENNISGEVING!

Vuil, zand en zeewater kunnen de lagers beschadigen. Als stalen onderdelen beschadigd raken, kunnen ze gaan roesten.

- Stel de rolstoel niet te lang bloot aan zand en zeewater, en maak de rolstoel schoon nadat u er mee naar het strand bent geweest.
- Eventueel vuil op de rolstoel dient u er zo snel mogelijk af te vegen met een vochtige doek. Droog de rolstoel daarna goed af.

1. Verwijder eventueel gemonteerde accessoires (alleen accessoires waarvoor geen gereedschap nodig is).
2. Neem de verschillende onderdelen af met een doek of zachte borstel, een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel (pH = 6-8) en warm water.
3. Spoel de onderdelen met warm water af
4. Droog de onderdelen grondig af met een droge doek.



Versleten of mat geworden geverfde metalen oppervlakken kunt u weer glanzend maken met glansmiddel of boenwas voor auto's.

Bekleding reinigen

Raadpleeg voor het reinigen van de bekleding de instructies op de labels van de zitting, het kussen en de rugbekleding.



Probeer (de klevende delen van) het klittenband tijdens het wassen netjes passend op elkaar te bevestigen. Zo voorkomt u dat er te veel pluïsjes en draadjes aan het klittenband blijven hangen en hierdoor de bekleding wordt beschadigd.

8.5.4 Wassen

1. Verwijder alle losse en afneembare bekleding en was deze in een wasmachine volgens de wasinstructies voor de desbetreffende bekleding.
2. Verwijder alle beklede onderdelen, zoals zit- en kuitkussens, maar ook armsteunen en een hoofdsteun of neksteun met vaste bekleding, en reinig deze afzonderlijk.



De beklede onderdelen mogen niet worden gereinigd met een hogedrukreiniger of waterstraal.

3. Spuit een reinigingsmiddel op het rolstoelframe, bijvoorbeeld een autoreinigingsmiddel met was, en laat dit inwerken.

4. Spoel het rolstoelframe af met een hogedrukreiniger of een gewone waterstraal, afhankelijk van hoe vuil de rolstoel is. Richt de straal niet op de lagers en de afvoergaten. Als het rolstoelframe in een speciale machine wordt gewassen, mag het water niet heter zijn dan 60 °C.



De tafel mag alleen met water en een milde zeep worden gereinigd.

5. Zet de rolstoel te drogen in een droogkast. Verwijder onderdelen waar water in is blijven staan, zoals eindbuizen, verbindingstukken, enzovoort. Als de rolstoel in een speciale machine is gewassen, raden we u aan deze met perslucht droog te blazen.

Multi-stretch stof met polyurethaancoating (PU)

Minder ernstige vlekken in de stof kunt u met een zachte, vochtige doek en wat neutraal reinigingsmiddel verwijderen. Voor het verwijderen van grotere, agressievere vlekken kunt u de stof afnemen met alcohol of een vervangend middel voor terpentijn. Vervolgens afwassen met warm water en een neutraal reinigingsmiddel.

De stof kan op maximaal 60 °C worden gewassen. Hiervoor kunt u een normaal wasmiddel gebruiken.



Alle onderdelen van de rolstoel met een multi-stretch stoffen bekleding met polyurethaancoating (PU), zoals armsteunkussens, kuitkussens en hoofdsteun of neksteun, moeten worden gereinigd volgens de bovenstaande instructies.

Elektrische versie



KENNISGEVING!

- De rolstoel met elektrische rugleuning of kanteling is beveiligd volgens IPX6. Dat betekent dat het product mag worden gewassen met een borstel en water. Er mag druk op het water staan (tuinslang of iets vergelijkbaars), maar water mag niet onder hoge druk direct op het elektrische systeem worden gespoten.
- Max. wastemperatuur is 20 °C.
- Geen stoomreiniger gebruiken.
- Controleer voor het schoonmaken of de stekker niet in het stopcontact zit.
- Aan elkaar gekoppelde kabels moeten met elkaar verbonden blijven wanneer u het product reinigt.
- Trek de actuator tijdens het reinigen zo ver mogelijk in zodat de pomp niet wordt ontvet.

8.5.5 Desinfectie

De rolstoel mag worden gedesinfecteerd door deze te besproeien of af te nemen met geteste, goedgekeurde ontsmettingsmiddelen.



Besproei met een zacht reinigend en desinfecterend product (bacterie- en schimmeldodend middel dat voldoet aan de EN1040-/ EN1276-/ EN1650-normen) en volg de instructies van de fabrikant.

1. Neem alle goed toegankelijke oppervlakken af met een gewoon huishoudelijk ontsmettingsmiddel op een zachte doek.
2. Laat het product aan de lucht drogen.

9 Na gebruik

9.1 Opslag

- !** KENNISGEVING!
 Risico op beschadiging van het product
- Bewaar dit product niet in de buurt van warmtebronnen.
 - Plaats nooit andere voorwerpen boven op de rolstoel.
 - Sla de rolstoel binnenshuis op, in een droge omgeving.
 - Raadpleeg de minimale/maximale temperatuur in hoofdstuk 11 *Technische Specificaties*, pagina 58.


Als de rolstoel lang in opslag is geweest (meer dan vier maanden), moet de rolstoel worden geïnspecteerd, 8 *Onderhoud*, pagina 51.

9.1.1 Opslag van de elektrische rolstoel

- !** KENNISGEVING!
 Risico op beschadiging van het product
- Bewaar dit product niet in de buurt van warmtebronnen.
 - Plaats nooit andere voorwerpen boven op de rolstoel.
 - Sla de rolstoel binnenshuis op, in een droge omgeving.
 - Raadpleeg de minimale/maximale temperatuur in hoofdstuk 11 *Technische Specificaties*, pagina 58.

Kortstondige opslag

De accu A onder de zitplaat mag niet worden verwijderd; koppel de kabel los van de accu (A) of van de stroommodule (B)




Langdurige opslag

Het mobiliteitshulpmiddel en de accu opslaan

- Zelfs als de accu's niet worden gebruikt, vindt er toch enig verlies van vermogen plaats. Het is het beste om de accu los te koppelen van de stroommodule wanneer het mobiliteitshulpmiddel langer dan twee weken wordt opgeslagen. Koppel het accupack los van de stroommodule of van de accu; zie Kortstondige opslag hieronder. Bij twijfel welke kabel moet worden ontkoppeld, moet u contact opnemen met uw geautoriseerde leverancier.
- De accu moet altijd volledig zijn opgeladen voordat deze wordt opgeslagen.
- Als u het mobiliteitshulpmiddel langer dan vier weken opslaat, moet u ten minste één keer in de zes maanden de accu controleren en deze zo nodig opladen (voordat de accumeter halverwege staat) om schade te voorkomen

Het mobiliteitshulpmiddel klaarmaken voor gebruik

- De accu moet voor gebruik worden opgeladen.
- Sluit de accu opnieuw aan op de stroommodule.



9.2 Afvoeren

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

9.2.1 Afvoeren van de elektrische rolstoel



WAARSCHUWING!

Potentieel schadelijk voor het milieu

Het apparaat bevat accu's. Dit product bevat mogelijk stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze worden achtergelaten op plaatsen (stortplaatsen) die volgens de wetgeving daarvoor niet geschikt zijn.

- Gooi deze accu NIET weg met normaal huishoudelijk afval.
- De accu's MOETEN naar een daarvoor bestemd afvalverwerkingsstation worden gebracht. Het inleveren van accu's is wettelijk verplicht; er zijn geen kosten aan verbonden.
- Voer alleen lege accu's af.
- Dek bij lithiumaccu's die afgevoerd moeten worden de contactpunten af.

9.3 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:

- Inspectie

- Schoonmaken en desinfecteren
- Aanpassing aan de nieuwe gebruiker.

Zie voor meer informatie *8 Onderhoud, pagina 51* en de servicehandleiding bij dit product.

Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding samen met het product wordt overhandigd.

Hergebruik het product niet als er schade of afwijkingen zijn geconstateerd.

10 Problemen oplossen

10.1 Veiligheidsinformatie



Fouten kunnen optreden als gevolg van dagelijks gebruik, aanpassingen of noodzakelijke wijzigingen aan de rolstoel. De onderstaande tabel laat zien hoe u fouten kunt identificeren en herstellen.

Sommige acties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Dit wordt aangegeven. Wij

raden aan *alle* aanpassingen te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur.

LET OP!

- Als u een fout bij uw rolstoel opmerkt, zoals een duidelijke verandering in de bediening ervan, staak dan het gebruik van de rolstoel en neem direct contact op met uw leverancier.

10.2 Storingen identificeren en oplossen

Storing	Mogelijke oorzaak	Handeling
De rolstoel rolt niet in een rechte lijn	Onjuiste bandenspanning op één achterwiel	Juiste bandenspanning → 11.2 Banden, pagina 60
	Een of meerdere spaken zijn gebroken	Vervang kapotte spaak of spaken → gekwalificeerde monteur
	Spaken zijn niet gelijkmatig aangespannen	Losse spaken moeten worden vastgezet → gekwalificeerde monteur
	Lagers in de zwenkwieken zijn vuil of beschadigd	Reinig de lagers of vervang het zwenkwiel → gekwalificeerde monteur
De rolstoel kantelt te gemakkelijk achterover	Achterwielen zijn te ver naar voren gemonteerd	Monteer de achterwielen meer naar achteren → gekwalificeerde monteur
	Rughoek is te groot	Verklein de rughoek → gekwalificeerde monteur
	Zithoek is te groot	Monteer het zwenkwiel hoger op de voorvork → gekwalificeerde monteur
De remmen pakken niet goed of reageren asymmetrisch	Onjuiste bandenspanning in een of beide achterwielen	Juiste bandenspanning → 11.2 Banden, pagina 60
	Onjuiste remafstelling	Pas de remafstelling aan → qualified technician
Rolweerstand is bijzonder hoog	Bandenspanning in achterwielen is te laag	Juiste bandenspanning → 11.2 Banden, pagina 60
	Achterwielen zijn niet parallel	Controleer of de achterwielen parallel zijn → gekwalificeerde technicus
De zwenkwieken bewegen heen en weer bij snel rijden	Te weinig spanning op lagerblok van het zwenkwiel	Draai de moer op de as van het lagerblok iets vaster → gekwalificeerde monteur
	Zwenkwiel is versleten	Vervang het zwenkwiel → gekwalificeerde monteur
Het zwenkwiel is star of zit vast	Lagers zijn vuil of beschadigd	Reinig de lagers of vervang het zwenkwiel → gekwalificeerde monteur

10.3 Storingen identificeren en oplossen, elektrische rolstoel

Storing	Mogelijke oorzaak	Handeling
Kantelt of helt niet meer	Maximale reikwijdte bereikt	Gebruik de tegenovergestelde knop
	De accu is niet opgeladen	Laad de accu op
	Handbediening niet aangesloten	Controleer of de handbediening goed op de bedieningseenheid is aangesloten
	Handbediening defect	Bel een gekwalificeerde monteur om de handbediening te vervangen
	Bedieningseenheid defect	Bel een gekwalificeerde monteur om de bedieningseenheid te vervangen
	Kabels in de knoop of bekneeld	Bel een gekwalificeerde monteur om de kabels te vervangen
	De functie van de handbediening is vergrendeld	Bel een gekwalificeerde monteur om de handbedieningsfunctie te ontgrendelen
De handbediening piept wanneer deze wordt gebruikt.	De accu is bijna leeg	Laad de accu op
	De rolstoel is buiten bij extreme kou gebruikt (kouder dan -10 °C)	Laat de rolstoel opwarmen. Start de bedieningsconsole opnieuw op; zie hoofdstuk "De accu opladen" voor meer instructies.

11 Technische Specificaties

11.1 Afmetingen en gewichten

Alle specificaties voor afmetingen en gewicht hebben betrekking op een brede keuze voor de rolstoel in een standaardconfiguratie. Afmetingen en gewicht (op basis van ISO 7176-1/5/7) kunnen afwijken overeenkomstig de verschillende configuraties.

- ! KENNISGEVING!**
- Bij sommige configuraties overschrijden de totale afmetingen van de gebruiksklare rolstoel de wettelijke limieten, waardoor toegang tot nooduitgangen niet mogelijk is.
 - Bij sommige rolstoelconfiguraties worden de aanbevolen afmetingen voor het reizen per trein in de EU overschreden.

	AZALEA	AZALEA ASSIST	AZALEA TALL	AZALEA BASE	AZALEA MINOR	AZALEA MAX
Maximaal gebruikers gewicht	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	75 kg	180 kg
Totale lengte met beensteunen	950-1035 mm	950-1035 mm	950-1085 mm	950-1035 mm	900-970 mm	1160-1180 mm
Breedte totaal	ZB + 250 mm****	ZB + 250 mm****	ZB + +260 mm****	ZB + 250 mm****	ZB + 250 mm****	ZB + 250 mm****
Breedte berging	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm	845 mm
Hoogte berging	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	762 mm
Lengte berging	770 mm	820 mm	820 mm	770 mm	720 mm	765 mm
Totale massa*	43 kg	43 kg	45 kg	20 kg	41 kg	54 kg
Massa van het zwaarste onderdeel*	23,5 kg	33,5 kg	25,5 kg	20,5 kg	22 kg	36 kg
Statische stabiliteit heuvelafwaarts	11°	11°	11°	11°	11°	17°
Statische stabiliteit heuvelopwaarts	14°	14°	14°	14°	14°	14°
Statische stabiliteit zijwaarts	21°	21°	21°	21°	21°	21°
Hoek van de zitting	-1° – +24°	-1° – +24°	-1° – +24°	-1° – +24°	-1° – +24°	-1° – +20°
Effectieve zitdiepte	430-500 mm	430-500 mm	480-550 mm	380-500 mm	380-450 mm	500-570 mm
Effectieve zitbreedte	390-550 mm	390-590 mm	390-590 mm	340-590 mm	340-440 mm	** 550-710 mm
Zitgedeelte bij voorkant/achterste rand	400/450 mm	400/450 mm	500 mm	400/450 mm	400/450 mm	400/450 mm
Rughoek	0° – +30°	0° – +30°	0° – +30°	-3° – +30°	0° – +30°	0° – +30°
Rughoogte	560-790 mm 540-715 mm	560-790 mm 540-715 mm	560-790 mm 540-715 mm	—	550-650 mm	*** 620-700 mm

	AZALEA	AZALEA ASSIST	AZALEA TALL	AZALEA BASE	AZALEA MINOR	AZALEA MAX
Afstand voetsteun-zitting	330-627 mm	330-627 mm	330-627 mm	330-627 mm	330-627 mm	330-627 mm
Hoek benen-zitgedeelte	105° – 180°	105° – 180°	105° – 180°	105° – 180°	105° – 180°	105° – 180°
Hoogte armsteun-zitting	240-360 mm	240-360 mm	240-360 mm	240-360 mm	240-360 mm	320-420 mm
Voorste gedeelte armsteun	343 – 571 mm	343 – 571 mm	343 – 571 mm	343 – 571 mm	343 – 571 mm	400 – 470 mm
Diameter hoepel	450 – 540 mm	450 – 540 mm	450 – 540 mm	450 – 540 mm	450 – 540 mm	450 – 540 mm
Horizontale locatie van as	-35 – 35 mm	0 – 40 mm	-35 – 35 mm	-35 – 35 mm	+0 – -35 mm	-35 – 35 mm
Minimale draaicirkel	870 mm	870 mm	920 mm	870 mm	820 mm	870 mm
Totale lengte zonder beensteunen	830 – 960 mm	830 – 960 mm	830 – 1000 mm	830 – 980 mm	830 – 980 mm	830 – 980 mm
Totale hoogte	950-1020 mm	950-1020 mm	1000-1300 mm	900-1300 mm	900-1250 mm	1020-1240 mm
Draaibreedte	1480 mm	1380 mm	1530 mm	1380 mm	1380 mm	1500 mm
Maximaal hellingspercentage voor rem	7°	7°	7°	7°	7°	7°



- * Als de rolstoel is uitgerust met een elektrisch systeem, neemt het gewicht toe met 4,2 kg.
- ** Een kleinere zitbreedte kan worden bereikt door gebruik van het zijsteunkussen.
- *** Een lagere rughoogte kan worden bereikt door gebruik van een andere rugleuning.
- **** Totale breedte + 10 mm (indien uitgerust met naafrem 22" of 24")



The wheelchair is compliant to the following standards:

- Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (ISO 7176-8)
- Power and control systems for electric wheelchairs – requirements and test methods (ISO 7176-14)
- Climatic test (ISO 7176-9)

	515 mm (20")	560 mm (22")	600 mm (24 inch)	405 mm (16")
Breedte van de wielen	35 mm (1 3/8")	25 mm (1") - 35 mm (1 3/8")	25 mm (1") - 35 mm (1 3/8")	45 mm (1 3/4")
Hellingshoek wielen	0° +/- 1° (rolstoel zonder belasting)			

11.1.1 Maximaal gewicht van verwijderbare onderdelen

Maximaal gewicht van verwijderbare onderdelen	
Onderdeel:	Maximaal gewicht:
Hoekverstelbare beensteun met kuitkussen en voetsteun	3,2 kg
Armsteun	2,0 kg
Achterwiel 600 mm (24 inch) massief met hoepel en spaakbeschermer	2,5 kg
Hoofdsteun / neksteun / wangondersteuning	1,4 kg
Zijpelotten	0,8 kg
Rugkussen	2,0 kg


Zitkussen	1,9 kg
Tafelblad	3,9 kg


11.2 Banden


De ideale druk is afhankelijk van het bandtype:

De onderstaande tabel geeft alleen een indicatie. Als de druk in de band afwijkt van de onderstaande lijst, controleert u of de maximale drukwaarde op de zijkant van de band staat vermeld.

Band	Max. druk		
	bar	kPa	psi
Luchtband met profiel: 560 mm (22"); 610 mm (24")	4,5	450	65
Luchtband met laag profiel: 560 mm (22"); 610 mm (24")	7,5	750	110
Massieve band: 405 mm (16"); 560 mm (22"); 610 mm (24")	-	-	-
Massieve band: 140 mm (5" 1/2); 150 mm (6"); 175 mm (7"); 200 mm (8")	-	-	-
Pneumatische band: 200 mm (8")	2,5	250	36

 De compatibiliteit van de bovenvermelde banden is afhankelijk van de configuratie en/of het model van uw rolstoel.

 De maat van de band wordt weergegeven op de zijkant van de band. Banden moeten worden verwisseld door een gekwalificeerde monteur.

 Als u een lekke band hebt, dient u deze door een deskundig persoon bij een werkplaats te laten vervangen (bijvoorbeeld een monteur van een fietsenwinkel).





LET OP!

– De bandenspanning moet in beide banden gelijk zijn om ongemak tijdens het rijden te voorkomen, voor efficiënt remmen en om de rolstoel gemakkelijk aan te drijven.

11.3 Materialen


Frame, rugbuizen	Staal, met poedercoating
Kunststof onderdelen zoals duwhandgrepen, remhendels, voetplaten en onderdelen van de meeste accessoires	Thermoplastiek (bijv. PA, PE, PP, ABS of TPE), volgens aanduidingen op de onderdelen
Bekleding (zitting en rugleuning)	PUR-schuim en polyether, stof met polyurethaancoating en pluche
Tafelblad	ABS
Zitplaat	Gecoat multiplex berkenhout
Overige metalen onderdelen	Zinklegeringen, aluminiumlegeringen en staal
Schroeven, sluitringen en moeren	Staal, roestvrij

 Alle gebruikte materialen zijn beschermd tegen roest. Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

 Antidiefstalsystemen en metaaldetectoren: in uitzonderlijke gevallen kunnen de materialen die voor de rolstoel zijn gebruikt, antidiefstalsystemen en metaaldetectoren activeren.

11.4 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving



	Opslag en transport	Bediening
Temperatuur	-20 °C tot 40 °C	-5 °C tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	20% tot 90% bij 30 °C, niet-condenserend	
Atmosferische druk	800 hPa tot 1060 hPa	


 Als een rolstoel bij een lage temperatuur opgeslagen is geweest, moet deze eerst op bedrijfstemperatuur komen voordat deze in gebruik wordt genomen.

11.5 Omgevingsvoorwaarden voor de elektrische rolstoel

	Opslag en transport	Bediening
Temperatuur	-10°C tot 50°C	5 °C tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	20% tot 80%, niet-condenserend	
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa	

11.6 Elektrisch systeem — Modellen die zijn uitgerust met elektrische kanteling en rugleuning

Ingangsspanning	U in 100–240 voltage, AC, 50/60 Hz (AC = wisselstroom), accu (loodzuur) DC 24 V (DC = gelijkstroom)
Maximale ingangsstroom	I in max. 5 Ampère (accu = max 1,3 Ah)
Met onderbrekingen (periodieke motorfunctie)	10% 2 min. AAN/18 min. UIT
Beschermingsklasse	Apparatuur van KLASSE II
	
	Toegepast onderdeel voldoet aan de opgegeven vereisten voor bescherming tegen elektrische schokken in overeenstemming met IEC60601-1.
Mate van bescherming	De bedieningseenheid, de externe stroomvoorziening, de motoren en handbediening zijn beveiligd volgens IPX6. Zie voor de juiste IP-klasse het label en het label op het betreffende apparaat. De laagste IP-classificatie is bepalend voor de gehele classificatie van het systeem. IPx6- het systeem is beschermd tegen water dat vanuit een willekeurige richting tegen de onderdelen wordt gespoten (niet onder hoge druk).
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur bij opladen via een geïntegreerde oplader.

 De accu moet worden bewaard in een daarvoor geschikte opslagruimte om direct zonlicht te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met een erkende leverancier van Invacare.

11.7 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Algemene informatie

Producten met elektronische componenten moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de EMC-informatie in deze gebruikershandleiding.



WAARSCHUWING!

Draagbare en mobiele communicatieapparatuur kan de werking van dit product beïnvloeden.

- Als het product zichzelf onbedoeld verplaatst terwijl het wordt onderworpen aan elektromagnetische interferentie, moet onmiddellijk worden gestopt met het gebruik van het product en moet dit worden opgestuurd voor controle door een gekwalificeerd technicus.

Dit product is getest en voldoet aan EMC-richtlijnen volgens IEC 60601-1-2 voor apparatuur van klasse B.



Dit product heeft een lage emissie en beïnvloedt de werking van andere apparatuur niet.

Wanneer echter andere apparaten in de buurt onverklaarbaar reageren, moet u dit product aan en uit zetten en de apparaten observeren.

- Als de andere apparaten niet reageren, wordt de storing niet veroorzaakt door dit product.
- Als de andere apparaten wel op onverklaarbare manier reageren, wordt de storing veroorzaakt door dit product. Los het probleem op door de apparaten te verplaatsen of verder weg te zetten.

11.8 EMC - Verklaring van de fabrikant

Test	Basisnorm	Niveau van overeenkomst/frequentiegebied
Netspanning Emissies door geleiding	EN 55011	Groep 1 Klasse B
Emissies door straling	EN 55011	Groep 1 Klasse B
Harmonische netspanning	EN 61000-3-2 +A1 + A2	Klasse A
Spanningsvariaties	EN 61000-3-3	dc%/dmax/d(t)/Pst
Elektrostatische ontlading	EN 61000-4-2	±2/4/6 kV contact, ±2/4/8 kV lucht
Uitgestraalde veldimmunititeit	EN 61000-4-3	3 V/m, 80% 1 kHz AM, 80 MHz - 2,5 GHz
EFT/bursts	EN 61000-4-4	±2 kV L/N/E/LNE
Immunititeit	EN 61000-4-5	±0,5/1 kV L-N, ±0,5/1/2 kV L-E/N-E
Geleide RF-immunititeit	EN 61000-4-6	3 V, 80% 1 kHz AM, 0,15 MHz - 80 MHz
Magnetische veldimmunititeit	EN 61000-4-8	3 A/m, 50 Hz-80 Hz
Dips en onderbrekingen	EN 61000-4-11	-95%/-60%/-30%



Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl



Invacare France Operations SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
France



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1488756-S 2023-02-16



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®