



### **G-Trac™ – Het plezier van beheerst rijden**

Invacare® stelt u een nieuw systeem voor om het rijgedrag van de rolstoel onder controle te houden – de **G-Trac™**.

**G-Trac™** is beschikbaar op de elektrische rolstoelen Invacare® **Storm™**, **FDX™**, **TDX™SP** en **Bora™**. Deze optie verbetert aanzienlijk het rijgedrag en laat toe om de rijrichting van de rolstoel op een precieze manier onder controle te houden door het gebruik van een gyroscop, dat werkt als een elektronisch kompas. **G-Trac™** is een innovatie die de gebruiker helpt zijn stoel te besturen met een opmerkelijk gevoel van comfort, veiligheid en verbeterde tractie, zowel bij grote snelheden buitenshuis als bij lage snelheden binnenshuis.



**Yes, you can.®**

**G-Trac™ - Houdt u op koers!**

Voor verschillende rolstoelgebruikers wordt het rijdendrag verstoord door verschillende hindernissen zoals een helling of een oneffen, glad of bevroren terrein, waardoor de baanvastheid van de stoel tijdens de rit sterk vermindert. Kleine correcties van de joystick zijn daarbij vereist om de rolstoel op de gewenste koers te houden. De **G-Trac™** functie verzekert het rechtdoor rijden, met veel minder correcties en zonder rekening te houden met het type of de staat van de ondergrond!

**G-Trac™** is uiterst nuttig bij het rijden met kinbesturing, scanner, blaas/zuig besturing, hoofd- of tafelbesturing of drukknoppen. Deze functie vergemakkelijkt het rechttuit rijden, is minder vermoeiend en biedt meer comfort.

**G-Trac™ presteert onder alle omstandigheden!**

Rijden met lage snelheid, veranderen van ondergrond (bijvoorbeeld van een gladde ondergrond naar tapijt) of over een deurdrempel rijden kan de rolstoel van richting doen

veranderen of de snelheid verminderen. De **G-Trac™** functie helpt ook hier om op een veilige manier het juiste traject en de juiste snelheid aan te houden.

**G-Trac™ – Snelheid en veiligheid**

Aan een te hoge snelheid rijden of een bocht nemen kan eventueel leiden tot het ongecontroleerd draaien of slippen van de rolstoel. De **G-Trac™** functie spoort tijdig deze reacties op en past de snelheid op het juiste moment aan, zodat op een 100% veilige manier de juiste richting kan aangehouden worden. De **G-Trac™** is vergelijkbaar met de ESP functie op moderne auto's. Soms vinden rolstoelgebruikers die een snel manoeuvre willen uitvoeren bv. in een kleine ruimte dat het manoeuvre te traag verloopt. De **G-Trac™** functie analyseert de rijparameters en vermindert de snelheid niet meer dan noodzakelijk in functie van de positie van de joystick om een snel én zeker manoeuvre te garanderen.

**G-Trac™ brengt meer plezier en comfort tijdens het rijden met uw Invacare® rolstoel!**Invacare® **FDX**Invacare® **Storm<sup>4</sup>** en **Storm<sup>4</sup> X-plore**Invacare® **TDX SP**Invacare® **Bora**

Invacare® België  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
Tel.: +32 50 83 10 10  
Fax.: +32 50 83 10 11  
E-mail: [csbelgium@invacare.com](mailto:csbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© Invacare® International sarl 2010  
Alle rechten voorbehouden

G-Trac - BE-NL - 08/10



**Yes, you can.®**