



*Dolomite* | **Legacy**

Trusted Solutions,  
Passionate People





U bent op zoek naar een betrouwbare, hoogwaardige rollator die meer biedt dan een basisrollator, maar zonder gecompliceerde snufjes ?

De *Dolomite Legacy* is de rollator waarnaar u op zoekt bent.



### Bewegingsvrijheid

Veel bewegingsvrijheid is een standaardkenmerk voor Dolomite rollators. De opklapbare zit zorgt voor meer vrije beenruimte.

### Goede rughouding

De gebruiker wandelt met een mooie rechte rug dankzij de handvatten die naar voren zijn gericht.

### Makkelijk vouwbaar

De vouwhendel staat hoog geplaatst zodat de gebruiker niet ver voorover moet buigen.



## Accessoires



### Mand

Ruime mand met handgreep. Max. draagvermogen 9 kg.  
Art. nr. 12530-15




### Eénhandige rem

Maakt het mogelijk beide remmen te activeren met één hand.  
Art. nr. 12505-R (rechts)  
12505-L (links)



### Rembekrachtiger

Biedt extra remkracht voor zwakke handen.  
Art. nr. 12651



### Stoepklimmer

'Pedaal' die het nemen van stoepranden vereenvoudigt.  
Art. nr. 12560-21



### Stokhouder

Om uw wandelstok of kruk bij de hand te houden.

Art. nr. 12606



### Zachte handgrepen

Zacht alternatief voor de anatomische handgrepen.

Art. nr. 12677 (paar)



### Wielafscherming

Beschermt uw kledij van het vuil uit de wielspatting.



### Dienblad

Voor het vervoer van een kop koffie of dergelijke.

Art. nr. 70311



### Hangende zak

Voorziet extra ruimte wanneer de mand snel gevuld is. Kan gecombineerd worden met de zuurstoffleshouder. Art. nr. 12523



### Vertragingsrem

Vertraagt de loopsnelheid en voorkomt zo dat de rollator weggrolt. Art. nr. 13041-21



### Zuurstoffleshouder

Is centraal gepositioneerd op te rollator en is eenvoudig te hanteren. Art. nr. 12682-25



### Rugleuning

Veilige en comfortabele ondersteuning om even uit te rusten. Art. nr. 12510



### Crossbar

Maakt het mogelijk de rollator vast te houden met één hand.

Art. nr. 1531573 Rechts

Art. nr. 1536813 Links

## Twee hoogtes



**LEGACY 520**

Art. nr. 12052-37-24 DA



**LEGACY 600**

Art. nr. 12050-37-24 DA

## Technische gegevens

	Totale Breedte	Diepte	Breedte tussen wielen	Totale Hoogte	Zithoogte	Breedte tussen handvaten	Diameter Wiel
LEGACY 520	600 mm	650 mm	455 mm	760 - 850 mm	540 mm	420 mm	200 mm
LEGACY 600	600 mm	720 mm	455 mm	8350 - 920 mm	620 mm	420 mm	200 mm

	Draagvermogen	Max. gebruikers gewicht
LEGACY 520	7.2 kg	125 kg
LEGACY 600	7.6 kg	125 kg

## Kleur

RAL 5022



Let op! Kleuren kunnen afwijken van de weergegeven foto.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
 Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem  
 Belgium

