



Yes, you can.®

matrx®  
SEATING SERIESADD-ON DRIVE  
COMPATIBLE  
alberInvacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be**KÜSCHALL R33**

CE

Manuele actieve rolstoel, vast frame en neerklapbare rug

Max. gebruikersgewicht: 100 kg

Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar

We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie


○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ DDR0080	KÜSCHALL R33	<b>3.250,00</b>	
DDR0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag
<b>ZITOPTIES</b>			
<b>FRAMEHOEK</b>			
◆ DDR0237	küschall R33, framehoek 75° met de grond		
DDR0238	küschall R33, framehoek 90° met de grond		
<b>ZITMOGELIJKHEDEN</b>			
◆ DDR0626	Low Impact System		
<b>ZITSYSTEEM</b>			
DDR0627	Vaste zit		
DDR0635	Low Impact System - gebruikersgewicht < 70 kg		
DDR0636	Low Impact System - gebruikersgewicht tussen 70 kg en 85 kg		
DDR0637	Low Impact System - gebruikersgewicht tussen 85 kg en 100 kg		
<b>ZITBREEDTE (SB)</b>			
DDR0124	340mm		
DDR0126	360mm		
DDR0128	380mm		
◆ DDR0130	400mm		
DDR0132	420mm		
DDR0134	440mm	Niet met Light zit- en rugbekleding	
<b>ZITDIEPTE (ST)</b>			
DDR0411	350mm	Niet met MatrX kussens en zitpositie 1/2/3	
DDR0414	375mm	Niet met MatrX kussens en zitpositie 1	
◆ DDR0417	400mm		
DDR0420	425mm		
DDR0423	450mm	Niet met Light zitbekleding	
<b>ZITPOSITIE (SP)</b>			
Positie 1 is het minst stabiel en positie 5 is het meest stabiel!			
DDR4461	115 mm (positie 1)	Niet met zitdiepte 350 of 375 mm	
DDR4462	100 mm (positie 2)	Niet met zitdiepte 350 mm	
◆ DDR4463	85 mm (positie 3)	Niet met zitdiepte 350 mm	
DDR4464	70 mm (positie 4)		
DDR4465	55 mm (positie 5)		
<b>RUGHOOGTE (RH)</b>		<b>Niet kiezen voor 'lagere ronde rugbuis'</b>	
DDR0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug	Altijd kiezen voor MatrX rug	
DDR0548	RH 270mm	Niet met hoogte instelbare duwhandvaten opbouw; buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten	DDR0514 RH 375mm Niet met Light rugbekleding
DDR0580	RH 285mm	Buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten	DDR0516 RH 390mm Niet met Light rugbekleding



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDR0550	RH 300mm Buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten	DDR0518	RH 405mm Niet met Light rugbekleding
DDR0503	RH 315mm	DDR0520	RH 420mm Niet met Light rugbekleding
DDR0506	RH 330mm	DDR0522	RH 435mm Niet met Light rugbekleding
◆ DDR0509	RH 345mm	DDR0524	RH 450mm Niet met Light rugbekleding
DDR0512	RH 360mm Niet met Light rugbekleding	DDR0526	RH 465mm Niet met Light rugbekleding
<b>ZITHOOGTE VOOR (SHv)</b>			
DDR0848	SHv 460mm	Enkel met 24" wielen	
DDR0849	SHv 470mm		
DDR0850	SHv 480mm		
DDR0851	SHv 490mm		
◆ DDR0852	SHv 500mm		
DDR0853	SHv 510mm	Enkel met 25" achterwielen!	
<b>ZITHOOGTE ACHTER (SHh)</b>			
<b>Met Low Impact System</b>		Schroeven en spacers voor 2 afstellingen van de hoogte zijn meegeleverd met de stoel!	
◆ DDR0948	SHh 430mm	Enkel met 24" wielen	
DDR0949	SHh 440mm		
DDR0950	SHh 450mm		
DDR0951	SHh 460mm		
DDR0952	SHh 470mm		
DDR0953	SHh 480mm	Enkel met 25" wielen	
<b>ONDERBEENLENGTE (UL)</b>		75° frame : UL < SHv - 30mm! 90° frame : UL < SHv - 40mm!	
DDR1671	UL 300mm		
DDR1672	UL 310mm		
DDR1673	UL 320mm		
DDR1674	UL 330mm		
DDR1675	UL 340mm		
DDR1676	UL 350mm		
DDR1677	UL 360mm		
DDR1678	UL 370mm		
DDR1679	UL 380mm		
DDR1680	UL 390mm		
DDR1681	UL 400mm		
DDR1682	UL 410mm		
DDR1683	UL 420mm		
◆ DDR1684	UL 430mm		
DDR1685	UL 440mm		
DDR1686	UL 450mm		
DDR1687	UL 460mm		
DDR1688	UL 470mm		
DDR1689	UL 480mm		
<b>RUG</b>			
<b>MATERIAAL VAN HET RUGFRAME</b>			
◆ DDR0730	Aluminium		
DDR0731	Titanium	Niet mogelijk met lagere ronde of rechte rugbuis	510,86
<b>RUGBUIS</b>		Optie "zonder rugbekl." enkel zonder duwhandv. of met geïntegr., hoogteverstellb. duwhandv.	
◆ DDR0770	Standaard rug		

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = ULpat - SK$$

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDR0772	Rug met lagere ronde rugbuis	Enkel zonder rugbekleding en voor MatrX rug; enkel zonder duwhandvatten of met hoogte instelbare geïntegreerde handvatten	
DDR0773	Rug met rechte rugbuis	Niet met Titanium rug; enkel voor MatrX rug; enkel zonder duwhandvatten of met hoogte instelbare geïntegreerde handvatten	
<b>RUGBEKLEDING</b>			
DDR0721	Rugbekleding "Light"	Niet met SB>420/RH>345mm	105,83
◆	DDR0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding	
	DDR0735	Aero back, naspanbaar	59,46
	DDR0769	Zonder rugbekleding	Enkel in combinatie met 0772 of 0773
<b>MATR X RUGGEN</b>			
	DDR0753	Matrx MX1, hoogte 230 mm (dual mount QR bevestiging)	Niet voor SB 340mm
	DDR0754	Matrx MX1, hoogte 310 mm (dual mount QR bevestiging)	Niet voor SB 340mm
	DDR0755	Matrx MX1, hoogte 410 mm (dual mount QR bevestiging)	Niet voor SB 340mm
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
◆	DDR0750	Zonder duwhandvatten	
	DDR0751	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug
	DDR0702	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug
	DDR0704	Inklapbare duwhandvatten	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug
	DDR0733	In hoogte verstelbare duwhandvatten	Niet voor standaard rug
<b>RUGHOEK</b>			
	DDR0707	74°	
	DDR0718	78°	
◆	DDR0709	82°	
	DDR0719	86°	
	DDR0711	90°	
<b>ZITTING</b>			
<b>ZITBEKLEDING</b>			
◆	DDR0610	Standaard	
	DDR0615	Zitbekleding "Light"	32,11
	DDR0611	Naspanbaar	95,21
<b>ZITKUSSEN EN ZITKUSSENOPTIES</b>			
<b>ZITKUSSEN</b>			
	DDR0600	Standaard zitkussen	60mm dubbel schuim met visco toplaag!
	DDR0662	Matrx Libra kussen	Niet met zitbreedte 340mm of zitdiepte 350/375mm, SB 360mm enkel met ST < 450mm
	DDR0663	Matrx Vi kussen	Niet met zitbreedte 340mm of zitdiepte 350/375mm, SB 360mm enkel met ST < 450mm
<b>VOETSTEUN</b>			
<b>TYPE VOETSTEUN</b>			
◆	DDR1508	Vaste buis, Aluminium	
	DDR1509	Vaste buis, Titanium	295,49
	DDR1513	Met afdekplaat op de voetbuis	Niet met carbon voetplaat
	DDR1570	Carbon voetplaat, hoekverstelbaar	<b>259,90</b>
<b>KLEDINGBESCHERMERS</b>			
<b>KLEDINGBESCHERMERS/SPATBORDEN</b>			
◆	DDR1401	Carbon kledingbeschermers	
	DDR1408	Carbon spatborden	299,95
<b>FRAME</b>			
<b>FRAME KLEUR, STD.</b>		4" of 5" Starec wielen niet inbegrepen! Lichte kleurnuances zijn mogelijk!	
	DDR0300	Glossy black	
◆	DDR0314	Black matt	
	DDR0354	Night shimmer	
	DDR0303	Royal red	
	DDR0302	Royal blue	



**matrx**  
SEATING SERIES



1509 / 1510



1401

1403

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDR0315	Silver grey		
DDR0356	Ivory white		
DDR0350	Purple fire		
DDR0358	Smokey grey		
DDR0359	Flashy yellow		
DDR0365	Mercury blue		
DDR0366	Dynamite Orange		
DDR0370	Matt Red		20,00
DDR0371	Caramel Bronze		20,00
<b>FRAME KLEUR, POLISHED</b>			
DDR0310	Mirror natural		188,49
<b>FRAME KLEUR NEON</b>		<b>Niet voor carbon of titanium frame</b>	
DDR0372	Neon groen	5 dagen extra levertijd	250,00
DDR0373	Neon geel	5 dagen extra levertijd	250,00
DDR0374	Neon roze	5 dagen extra levertijd	250,00
DDR0375	Neon rood	5 dagen extra levertijd	250,00
<b>COLOUR-POWER-SET</b>		4" of 5" Starec wielen niet inbegrepen! Lichte kleurnuances zijn mogelijk!	
DDR0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		250,00
DDR0329	Colour-Power-Set comet red		250,00
DDR0336	Colour-Power-Set arctic blue		250,00
DDR0334	Colour-Power-Set b-blue		250,00
DDR0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel: hoepel enkel beschikbaar in zwart als CPS is gekozen	250,00
DDR0339	Colour-Power-Set champagne		250,00
DDR0340	Colour-Power-Set Olive		250,00
<b>VOORWIELEN</b>			
<b>VOORWIELEN</b>			
DDR0800	3" Supersport		
DDR0803	4" Starec techno-anthracite		147,04
DDR0804	4" Starec chrome		147,04
DDR0808	4" Starec comet red		147,04
DDR0831	4" Starec arctic blue		147,04
DDR0807	4" Starec b-blue		147,04
DDR0809	4" Starec black		147,04
DDR0825	4" Starec champagne		147,04
DDR0826	4" Starec olive		147,04
DDR0861	4" Starec chrome		147,04
DDR0860	4" Comfortwiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDR0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDR0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg		250,00
DDR0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg		250,00
◆	DDR0863	5" Comfortwiel met zwarte rubber	Niet met 90° frame
	DDR0810	5" Light wiel met zwarte rubber	Niet met 90° frame
	DDR0813	5" Starec techno anthracite	Niet met 90° frame
	DDR0818	5" Starec comet red	Niet met 90° frame
	DDR0832	5" Starec arctic blue	Niet met 90° frame
	DDR0817	5" Starec b-blue	Niet met 90° frame
	DDR0819	5" Starec black	Niet met 90° frame
	DDR0827	5" Starec champagne	Niet met 90° frame
	DDR0828	5" Starec olive	Niet met 90° frame
	DDR0862	5" Starec chrome	Niet met 90° frame
	DDR0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	250,00
	DDR0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	250,00
<b>ACHTERWIELEN</b>			
<b>TYPE AS</b>			
◆	DDR0278	Carbon as	
<b>CAMBER</b>			
	DDR0270	0° camber	

**CPS-Set :**

CPS applies on the following parts and options Starec & High Performance rear wheel hubs with quick release protection, 24" Starec rear wheel rims, Starec front wheels, forks, castor housing caps, front seat module caps, backrest adjustment plate, L.I.S.® centre part.



Starec voorwiel



0278

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	DDR0271	3° camber	
	DDR0272	6° camber	Niet mogelijk met Performance remmen!
<b>QUAD RELEASE AS</b>			
	DDR0909	Tetra Clip	Niet met Spinerger LXX wielen 111,73
<b>ACHTERWIEL MAAT</b>			
◆	DDR0902	24"	
	DDR0925	25"	Niet met Starec wielen of spaakbeschermers
<b>ACHTERWIEL TYPE</b>			
◆	DDR0915	24", 25" küschall Starec wiel, gekruiste spaken	Naaf en velg in CPS indien aangeduid
	DDR0908	24" High performance, Starec naaf	Naaf in CPS indien aangeduid / niet met volle banden 396,87
	DDR0918	25" High performance, Starec naaf	Naaf in CPS indien aangeduid / niet met volle banden 396,87
	DDR0913	24" Mountain Bike (met banden)	Enkel mogelijk met alu of Supergripp hoepels 513,48
	DDR0906	24" Spinerger LXX	Spaken, naaf en velgen zwart / niet met volle banden of tetraclip 675,58
	DDR0912	25" Spinerger LXX	Spaken, naaf en velgen zwart/ niet met volle banden of tetra clip 675,58
<b>ACHTERWIEL BANDEN</b>			
◆	DDR1014	24" Lichtlopende band 7 bar Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
	DDR1002	24" Profiel band 7 bar	
	DDR1004	24" Volle band, profiel, grijs	Niet met High Performance en LXX wielen 57,65
	DDR1006	24" Volle band (KIK Type), zwart	Niet met High Performance en LXX wielen 57,65
	DDR1007	24" Volle band, light, grijs	Niet met High Performance en LXX wielen 57,65
	DDR1013	24" Schwalbe Rightrun blauw	K-guard puncture resistant 32,69
	DDR1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant 98,83
	DDR1010	24", 25" "Marathon Plus" band van Schwalbe	Smartguard puncture protected 84,62
<b>ANTI-LEK</b>			
	DDR1020	Anti-lek binnenband bescherming	Niet mogelijk met "Marathon Plus" en volle banden! 97,88
<b>HOEPELS</b>			
			Met 25" wielen enkel Alu light hoepels mogelijk!
	DDR1102	24" Supergripp, afstand 30mm of 40mm	<b>182,12</b>
	DDR1104	24" Staal polished, afstand 30mm	Niet met Mountainbike wielen 105,81
	DDR1106	24" Titanium, afstand 30mm	Niet met Mountainbike wielen 311,69
	DDR1107	24" Titanium, afstand 40mm	Niet met mountainbike wielen 311,69
◆	DDR1113	24", 25" Light Alu, afstand 30mm, grijs	
	DDR1114	24", 25" Light Alu, afstand 40mm, grijs	
	DDR1117	24", 25" Light Alu, afstand 30mm, zwart	130,31
	DDR1122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm	320,00
	DDR1121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm	389,95
	DDR1120	24", 25" The Surge LT 30mm, afstand 30mm	Niet met Mountainbike wielen <b>295,60</b>
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
	DDR1200	24" transparant	Niet met Spinerger LXX 143,74
	DDR1202	24" küsch, zwart	Niet met Spinerger LXX en Mountainbike wielen 143,74
	DDR1208	24" Transparant met küschall in witte letters	143,74
<b>VEILIGHEID</b>			
<b>REMMEN</b>			
◆	DDR1300	Standaard, gebogen hendel	
	DDR1303	Actieve remmen	Niet met 25" achterwielen 22,38
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>			
<b>ANTIPIP</b>			
	DDR1702	Antikip met buis, rechts	<b>160,97</b>
	DDR1703	Antikip met buis, links	<b>160,97</b>
	DDR1704	Antikip aan beide zijden met buis	<b>317,53</b>
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>			
	DDR1730	Bekkengordel	<b>35,25</b>



1120



1202



1303

1302



1702 / 1703



1728

1739


CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>REFLECTOREN</b>			
DDR1710	Gemonteerd	13,96	
DDR1711	Bijgevoegd, niet gemonteerd	13,96	
<b>ACCESSOIRES</b>			
DDR1739	Voorframe beschermers "küschall"	43,05	
DDR1715	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 340mm!	10,00
DDR1717	Tool kit	5,00	
DDR1728	Tas voor wielen: 24" of 25"	63,17	
DDR1734	24" Mountain bike wielen met tas	561,49	
DDR1750	Asbescherming	81,36	
DDR1744	Houder voor bagage	436,44	
DDR1745	Houder voor drinkbus, incl. drinkbus	54,53	
DDR1746	Houder voor GSM	26,45	
<b>LIFESTYLE COLLECTION verkrijgbaar als SPARE PART</b>			
I498701	küschall T-Shirt R33 zwart en rood unisex S	35,00	
I498702	küschall T-Shirt R33 zwart en rood unisex M	35,00	
I498734	küschall T-Shirt R33 zwart en rood unisex L	35,00	
I498735	küschall T-Shirt R33 zwart en rood unisex XL	35,00	
I498776	küschall T-Shirt R33 zwart en rood unisex XXL	35,00	
I531382	küschall T-Shirt black/grey M man	30,00	
I531383	küschall T-Shirt black/grey L man	30,00	
I531463	küschall T-Shirt black/grey XL man	30,00	
I531464	küschall T-Shirt black/grey XXL man	30,00	
I531189	küschall T-Shirt black/grey S woman	30,00	
I531379	küschall T-Shirt black/grey M woman	30,00	
I531380	küschall T-Shirt black/grey L woman	30,00	
I531381	küschall T-Shirt black/grey XL woman	30,00	
I550289	küschall Sweatshirt S	70,00	
I550290	küschall Sweatshirt M	70,00	
I550291	küschall Sweatshirt L	70,00	
I550292	küschall Sweatshirt XL	70,00	
I553795	küschall fleece body warmer S	70,00	
I553796	küschall fleece body warmer M	70,00	
I553797	küschall fleece body warmer L	70,00	
I553798	küschall fleece body warmer XL	70,00	
I553799	küschall fleece body warmer XXL	70,00	
I553800	küschall fleece body warmer XXXL	70,00	
I513357	küschall Jacket S	130,00	
I513358	küschall Jacket M	130,00	
I513359	küschall Jacket L	130,00	
I513360	küschall Jacket XL	130,00	
I513361	küschall Jacket XXL	130,00	
I531187	küschall pet	15,00	



T-shirt black/grey



Jacket

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

## CUSTOMIZED MEASUREMENTS

SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

**MYküschall****Omschrijving van de aanvraag**