



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Action<sup>3</sup> NG Light** **CE**

Manuele Standaard Rolstoel met vouwbaar frame

Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.  
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum : \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ CES0026	ACTION <sup>3</sup> NG Light ( ongeveer 1,22kg lichter)	<b>829,27</b>	
CESSPEC	Speciale uitvoering	Op aanvraag	
<b>AANDRIJVING</b>			
◆ CES0100	Hoepelaandrijving		
<b>ZITBREEDTE</b>			
CES0180	380 mm	NC 0251, 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0851, 0852, 0855, 1481	
CESD0190	405 mm	NC 0251, 0361	
CES0200	430 mm	NC 0853	
◆ CES0210	455 mm	NC 0853	
CES0220	480 mm	NC 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0881, 0851, 0852, 0853, 0854, 1481	
CES0230	505 mm	NC 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	<b>221,03</b>
<b>ZITDIEPTE</b>			
◆ CES0240	400 mm	NC 0879	
CES0250	450 mm	NC 0853, 0878	
CES0251	500 mm	NC 0330, 0350	
CES0252	instelbaar 400 - 450 mm	NC 0330, 0350, 0351	
<b>ZITHOOGTE</b>			
◆ CES0260	510 mm	NC 0511, 0561, 0738, 0739, 0838, 0839, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1117	
CES0270	485 mm	NC 0511, 0561, 1051	
CES0280	460 mm		
CES0290	435 mm	NC 0660/0670/0760/0770 + 24", 1000, 1010, 1020, 1030	
CES0300	410 mm	NC 0511, 0561, 0660/0670/0760/0770 + 24", 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1052, 1365, 1370, 1440	
CES0310	385 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5 x1 1/4 vol en achterwiel 22")	NC 0511, 0561, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1095, 1099, 1114, 1118, 1119, 1280, 1365, 1370, 1440	
CES0315	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20 x 13/8 " volle gespaakte achterwielen)	NC 0511, 0561, 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440	
<b>ZITBEKLEDING</b>			
CES0330	Nylon zonder velcrostroken		
◆ CES0340	Nylon met velcrostroken		
CES0350	Met geïntegreerde schuimlaag		
<b>RUGLEUNING</b>			
<b>Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbare rugleuning (0430, 0435, 0440, 0441, 0442, 0445, 0450)</b>			
CES0396	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten (enkel met rug nylon sling 0471)	NC 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	137,16
◆ CES0410	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	NC 0471, 0477, 0945	
CES0420	Vast, 7°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten	NC 0471, 0477	



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CES0431	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 325-350 mm / 14" met vaste korte duwhandvaten	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0738, 0780, 0790, 0881, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1331, 1332, 1345, 1451	143,37
CES0432	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 425-450 mm / 17" met vaste lange duwhandvaten	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0738, 0780, 0790, 0881, 0882	143,37
CES0435	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm enkel met passieve wielpositie	NC 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	298,68
CES0440	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm enkel met passieve wielpositie	NC 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	298,68
CES0455	Neerklapbaar hoogte 430 mm, vaste duwhandvaten	NC 0471, 0477, 0945	
CES0460	Neerklapbaar hoogte 510 mm vaste duwhandvaten	NC 0471, 0477, 0481, 0945	
<b>MATRIX BACK (LOSS OF APPROX 20 MM SEAT DEPTH WITH RECLINING GAS SPRING BACKREST) 5 dagen extra levertijd</b>			
CES0461	MatrX Elite rug met bevestigingen; 405mm hoogte	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	650,00
CES0462	MatrX Elite rug met bevestigingen; 455mm hoogte	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	650,00
CES0463	MatrX Elite Deep rug met bevestigingen; 405mm hoogte	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	760,00
CES0464	MatrX Elite Deep rug met bevestigingen; 455mm hoogte	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	760,00
<b>RUGBEKLEDING</b>			
CES0471	Nylon sling (Jemina)	NC 0882, 0905, 0906, 0907, 0882	
CES0474	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje		
◆ CES0475	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd		
CES0477	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (zonder rugstang) ENKEL voor hoekinstelbare rug -15° tot 15°	850g meer dan de standaard rugbuizen	
CES0478	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	NC 0940, 0945	143,37
CES0481	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	NC 0940, 0945	143,37
<b>VOETSTEUNEN en BEENSTEUNEN</b>			
CES0500 CES0550	Zonder beensteunen	zonder voetplaten	
◆ CES0510 CES0560	Voetsteunen 80°		
◆ CES0511 CES0561	Voetsteunen 90°	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ enkel met zithoogte 435 en 460mm	
CES0520	Beensteun (0-80°) met kuitsteun, rechts	NC 0611, 0930, 0936	<b>137,39</b>
CES0570	Beensteun (0-80°) met kuitsteun, links	NC 0611, 0930, 0937	<b>137,39</b>
CES0545	Amputatiesteun, rechts	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	119,47
CES0595	Amputatiesteun, links	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0937	119,47
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>			
◆ CES0600 CES0620	Standaard, opklapbaar met hielband		
CES0610 CES0630	Opklapbaar; hoek en diepte instelbaar met hielband		107,53
CES0611	Eendelig, hoek en diepte instelbaar	NC 0620, 0630, 0935, 0936	257,98
<b>ARMSTEUNEN altijd in zwart (per paar)</b>			
CES0640 CES0740	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483, 1484	
CES0650 CES0750	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839	

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆	CES0660 CES0760	Opklapbaar; afneembaar; kort; hoogte 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483, 14784	
	CES0670 CES0770	Opklapbaar; afneembaar; lang; hoogte 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839	
	CES0680 CES0780	Opklapbaar; afneembaar; kort; hoogteverstelbaar	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483, 1484	287,93
	CES0690 CES0790	Opklapbaar; afneembaar lang; hoogte & diepte verstelbaar	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1483, 1484	287,93
	CES0695 CES0795	Afneembaar; hoogte & diepte verstelbaar; tafelfunctie en autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483, 1484	287,93
	CES0696 CES0796	Afneembaar; hoogte & diepte verstelbaar; lang en autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483, 1484	287,93
	CES0732	Hemiplegie armlegger rechts met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	NC 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	230,03
	CES0832	Hemiplegie armlegger links met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	NC 0838, 0839, 1185, 1480, 1484	230,03
	CES0738 CES0838	Afneembaar; hoogteverstelbaar spatbord (155-220mm)	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1480, 1483, 1484	287,93
	CES0739 CES0839	Buisvormige armleggers; swing away met verwijderbare kledijbeschermer	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483, 1484	287,93
<b>ZITOPTIES</b>				
<b>Zitkussen</b>				
	CES0849	Standaard zitkussen		
	CES0869	MATRIX FLO-TECH LITE CUSHION	NC 0883	116,40
	CES0871	MATRIX FLO-TECH CONTOUR VISCO CUSHION	NC 0883	119,47
	CES0873	MATRIX FLO-TECH IMAGE CUSHION	NC 0883	418,16
	CES0874	MATRIX FLO-TECH SOLUTION XTRA CUSHION	NC 0883	477,90
	CES0875	MATRIX FLO-TECH VI CUSHION		409,72
	CES0876	MATRIX FLO-TECH LIBRA CUSHION		418,16
<b>Zitdiepte voor zitkussen</b>				
	CES0878	400 mm zitdiepte		
	CES0879	450 mm zitdiepte		
	CES0883	500 mm zitdiepte		
<b>Andere zitopties</b>				
	CES0881	Zitplaat voor in kussen (rigidizer)		100,00
	CES0882	Laterale positioneringskussens (paar)		193,54
	CES0905	Neksteun Dartex incl. rugfixatiestang	NC 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	179,21
	CES0930	Kuitband, verstelbaar		
	CES0935	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)	NC 0936	
	CES0936	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)		
	CES0940	Rugfixatiestang	NC 0945	52,93
	CES0945	Vouwbare rugstabilisatiestang	NC 1451	85,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>				
	CES0961	Leigrijs		
	CES0964	Parelwit		
	CES0965	Elektrisch groen		
	CES0966	Mat zwart		
	CES0967	Blauw pop		
	CES0968	Hypnotisch paars		
	CES0969	Mat rood		
◆	CES0980	Anthracietzwart		
	CES0991	Speciale kleur: .....		Op aanvraag
<b>VOORWIELBEVESTIGING</b>				
◆	CES0996	Light bevestiging (-400g)		
<b>VOORWIELEN</b>				
	CES1000	8" x 1 ¼"; Lucht; grijs		
◆	CES1010	8" x 1 ¼"; Vol; zwarte band		
	CES1020	8" x 2"; Lucht; grijs		



	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	CESI030	8" x 2";Vol; zwarte band		
	CESI049	6" x 1 ¼";Vol, medium hard; grijs		
	CESI050	6" x 1 ¼";Vol; zwarte band	niet met 12" achterwielen	
	CESI051	5" x 1 ¼";Vol; grijs	NC 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1118	
	CESI052	5" 1/2 x 1" 3/4;Vol, medium hard; grijs		
<b>ACHTERWIELEN / HOEPELS / ACHTERWIELASSEN / ACHTERWIELPOSITIE</b>				
	CESI060	24" x 1 3/8"; Lucht; gespaakte velg; grijs	NC 1261	
	CESI080	24" x 1 3/8";Vol; gespaakte velg; grijs	NC 1261, 1320, 1330	
	CESI081	24" x 1 3/8"; vol; zwarte band; gespaakte velg	NC 1261, 1320, 1330	
	CESI100	22" x 1 3/8"; Lucht; gespaakte velg	NC 1260	
	CESI110	22" x 1 3/8";Vol; gespaakte velg	NC 1260, 1320, 1330	
	CESI116	20" x 1 3/8";Vol; gespaakte velg	NC 1170, 1260, 1280, 1320, 1330	
	CESI117	22" x 1"; Light; Lucht; radiaal gespaakt; velg en naaf zwart	NC 1201, 1230, 1260, 1280, 1320, 1330	
	CESI118	24" x 1"; Light; Lucht; radiaal gespaakt; velg en naaf zwart	NC 1201, 1230, 1261, 1280, 1320, 1330	
	CESI119	24" x 1"; Light; Schwalbe Marathon Plus Evolution; radiaal gespaakt; velg en naaf zwart	NC 1201, 1230, 1261, 1280, 1320, 1330	100,00
◆	CESI114	24" x 1"; Light; Volle zwarte band; radiaal gespaakt; velg en naaf zwart	NC 1201, 1230, 1260, 1280, 1320, 1330	
<b>HOEPELS</b>				
◆	CESI140	Aluminium hoepels, geanodiseerd		
	CESI150	Plastic gecoate hoepels, anti-slip		89,60
<b>ACHTERWIELASSEN</b>				
	CESI170	Vaste achterwielassen	NC 1185, 1365	
◆	CESI180	QR achterwielassen		
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>				
	CESI185	Actieve achterwielpositie	NC 1320, 1330, 1345, 1365	
◆	CESI190	Standaard achterwielpositie		
	CESI200	Passieve achterwielpositie		
	CESI201	amputatie achterwielaanpassing	NC 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	103,94
<b>FRAME OPTIES</b>				
	CESI230	Pomp met bevestigingsklemmen		10,00
	CESI241	Voorwielverlenging (+50 mm naar buiten)		
	CESI260	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		99,45
	CESI261	Spaakbeschermers voor 22" wielen - doorzichtig (paar)		99,45
<b>REMMEN</b>				
◆	CESI270	Duwremmen		
	CESI275	Trekremmen		
<b>VEILIGHEIDSOPTIES / BEGELEIDERSOPTIES / ACCESSOIRES</b>				
	CESI345	Transportkit met veiligheidsgordel	NC: 1360, 1363, 1364	35,95
	CESI360	Veiligheidsgordel	NC 1361, 1362, 1363, 1364	35,84
	CESI361	2puntsgordel medium BodyPoint	NC 1362, 1363, 1364	212,00
	CESI362	2puntsgordel large BodyPoint	NC 1363, 1364	212,00
	CESI363	4puntsgordel medium BodyPoint	NC 1364	233,00
	CESI364	4puntsgordel large BodyPoint		233,00
	CESI365	Transferwielen (4")		119,46
	CESI370	Anti-tip per paar	NC 1375, 1440, 1441	59,74
	CESI375	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)	NC 1440, 1441	59,74
	CESI380	Set reflectoren		25,00
	CESI390	Remverlengers per paar		17,92
	CESI430	Stokhouder		30,00
◆	CESI440	Trapdop rechts		
	CESI441	Trapdop links		
	CESI451	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		130,00
	CESI480	Kunststof werkblad		191,16