



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Action³ NG Modulaire CE

Manuele Modulaire Rolstoel met vouwbaar frame

Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.

Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ CEB0026	ACTION ³ NG	818,40	
CEBSPEC	Speciale uitvoering	Op aanvraag	
AANDRIJVING			
◆ CEB0100	Hoepelaandrijving	alleen met 22"/24" achterwielen	
CEB0110	Transitversie (12" achterwielen - vaste as - passieve achterwielpositie)	niet met zithoogte 435 mm, 410 mm, 385 mm en 360 mm; toiletzit; rug 7° vast 350 tot 400 mm; armsteunen met spatbord; voorwielen 5" en 6"; hoepels; trek- en draadrem; transferwielen; remverlengers; niet met actieve wielpositie	
CEB0140	Dubbele Hoepel rechts; QR as; 0° zithoek	niet met zh 510 mm, 410 mm, 385 en 360 mm; toiletzit of voorgevormde zit, armsteunen met spatbord, voorwielen 5" x 1 1/4" vol, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem andere kant dan dbl hoepel en transferwielen. Enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	836,32
CEB0150	Dubbele Hoepel links; QR as; 0° zithoek	niet met zithoogte 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	836,32
CEB0160	Hefboomsysteem Rechts; vaste as; passieve achterwielpositie	niet met zithoogte 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.194,74
CEB0170	Hefboomsysteem Links; vaste as; passieve achterwielpositie	niet met zithoogte 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.194,74
ZITBREEDTE			
CEB0180	380 mm	niet met Mistral comfortkussen; Laguna rug	
CEB0190	405 mm		
CEB0200	430 mm		
◆ CEB0210	455 mm		
CEB0220	480 mm	niet met Mistral comfortkussen en Laguna rug	
CEB0230	505 mm		221,03
ZITDIEPTE			
◆ CEB0240	400 mm		
CEB0250	450 mm		
CEB0252	instelbaar 400 - 450 mm	enkel met nylon zitbekleding met velcrostroken	
ZITHOOGTE			
◆ CEB0260	510 mm	niet met armsteunen met spatbord, voorwielen 5" & 6" en 22" achterwielen; niet met 90° hangers	
CEB0270	485 mm	niet met voorwielen 5" x 1 1/4" vol; niet met 90° hangers	
CEB0280	460 mm		
CEB0290	435 mm	niet met voorwielen 8" en trekremmen	
CEB0300	410 mm	niet met langere voetbuis, voorwielen 8" & 5" 1/2 x 1 3/4 vol medium hard; trek- en trommelrem; transferwielen; anti-tip en trapdop	
CEB0310	385 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5 x 1 1/4 vol en achterwiel 22")	niet met toilet- en vorgevormde zit, armsteunen opklapb. afneemb. 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis; niet met trek- en trommelrem, transferwielen en anti-tip en trapdop	



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB0315	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20 x 1 3/8 " volle gespaakte achterwielen)	niet met toilet- en voorgevormde zit, std en ééndelige voetplaat, armsteunen opklapb, afneemb 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis, trek- en trommelrem, transferwielen, anti-tip met trapdop en trapdop	
ZITBEKLEDING			
CEB0320	Zonder zitbekleding	niet met zitkussen	
CEB0330	Nylon zonder velcrostroken		
◆ CEB0340	Nylon met velcrostroken		
CEB0350	Met geïntegreerde schuimlaag		
CEB0351	Toiletzit	niet met zitkussen	235,32
CEB0361	anatomische zit voor ZB 430,455 en 505 mm / zitdiepte 400-450 mm	altijd zitdiepte 450mm kiezen; niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	209,08
DE184531	anatomische zit voor ZB 380 mm / zitdiepte 400-450 mm	altijd zitdiepte 450mm kiezen; niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	209,08
DE184543	anatomische zit voor ZB 405 mm / zitdiepte 400-450 mm	altijd zitdiepte 450mm kiezen; niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	209,08
DE184546	anatomische zit voor ZB 480 mm / zitdiepte 400-450 mm	altijd zitdiepte 450mm kiezen; niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	209,08
CEB0372	Mistral Comfortkussen, 2-lagig, 3 velcro's	niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	115,89
RUGLEUNING			
Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbare rugleuning (0430, 0435, 0440, 0441, 0442, 0445, 0450)			
CEB0380	Vast, 0°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	
CEB0390	Vast, 0°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0395	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); vaste duwhandvatten	enkel met rugbekleding Jemina of naspanbaar 7+1; niet met hoofd- en neksteun en comfort transportkit; niet met infuushouder	137,16
CEB0396	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten		137,16
◆ CEB0410	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	
CEB0420	Vast, 7°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0421	Vast, 7°; hoogte 510 mm tbv Laguna rugschelp	enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang, std achterwielpositie, transportkit en infuushouder	
CEB0425	Vast, 7°; hoogte 430 mm, hoogteverstelbare duwhandvatten	niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	137,16
CEB0428	Vast, 7°; hoogte 350 mm tot 400 mm; vaste duwhandvatten	niet met rugbekleding Nylon sling, naspanbaar 7+1, voorgevormde rug, rugpelotten, hoofd- en neksteun, comfort transportkit, trommelremmen en infuushouder	
CEB0435	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm enkel met passieve wielpositie	niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, armsteunen met spatbord, rugpelotten, std of actieve achterwielpositie en comfort transportkit	298,68
CEB0440	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm enkel met passieve wielpositie		298,68
CEB0441	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal	enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, std of actieve achterwielpositie, transportkit en infuushouder	298,68
CEB0442	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal (gasveer)		390,26
CEB0445	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm (gasveer) enkel met passieve wielpositie	niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, armsteunen met spatbord, rugpelotten, std of actieve achterwielpositie en comfort transportkit	390,26
CEB0450	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm (gasveer) enkel met passieve wielpositie		390,26
CEB0455	Neerklapbaar hoogte 430 mm, vaste duwhandvatten	niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten, comfort transportkit	
CEB0460	Neerklapbaar hoogte 510 mm vaste duwhandvatten	niet met rugbekleding nylon sling, naspanbaar 7+1, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	




0380
0390
0395
0410
0420
0425
0428




0421
0441
0442




0435
0440

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGBEKLEDING			
CEB0465	Zonder rugbekleding	niet met rugpelotten	
CEB0471	Nylon sling (Jemina)	niet met rugpelotten, hoofd- en neksteun en laterale positioneringskussens	
CEB0474	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje	niet met rugpelotten	
◆ CEB0475	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd		
CEB0478	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	niet met rugpelotten	143,37
CEB0479	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd (incl. rugfixatiestang)		143,37
CEB0480	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd (incl. rugfixatiestang)		143,37
CEB0481	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	niet met rugpelotten	143,37
CEB0490	Voorgevormde rug Laguna, grijs Dartex (rughoogte = 510 mm)	niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang en inluushouder	221,03
Kan ook met MatrX rug: vraag ernaar bij uw aanspreekpunt			
VOETSTEUNEN en BEENSTEUNEN			
CEB0500 CEB0550	Zonder beensteunen	zonder voetplaten	
◆ CEB0510 CEB0560	Voetsteunen 80°		
CEB0511 CEB0561	Voetsteunen 90° (zwart)	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ enkel met zithoogte 435 en 460mm	
CEB0520	Beensteun (0-80°) met kuitsteun, rechts	niet met eendelige voetplaat, kortere insteekbuis	137,39
CEB0570	Beensteun (0-80°) met kuitsteun, links		137,39
CEB0545	Amputatiesteun, rechts	zonder voetplaten	119,47
CEB0595	Amputatiesteun, links		119,47
VOETPLATEN PER PAAR			
◆ CEB0600 CEB0620	Standaard, opklapbaar met hielband		
CEB0610 CEB0630	Opklapbaar; hoek en diepte instelbaar met hielband		107,53
CEB0611	Eendelig, hoek en diepte instelbaar	niet met hielbanden, kortere & langere insteekbuis	257,98
ARMSTEUNEN altijd in zwart (per paar)			
CEB0640 CEB0740	Afneembaar; kort, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	niet met werkblad	287,93
CEB0650 CEB0750	Afneembaar; lang, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm		287,93
◆ CEB0660 CEB0760	Opklapbaar; afneembaar; kort; hoogte 240 mm	niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad	
CEB0670 CEB0770	Opklapbaar; afneembaar; lang, hoogte 240 mm	niet met rugpelotten, comfort transportkit	
CEB0680 CEB0780	Opklapbaar; afneembaar; kort, hoogteverstelbaar	niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad	287,93
CEB0690 CEB0790	Opklapbaar; afneembaar lang, hoogte & diepte verstelbaar	niet met rugpelotten en comfort transportkit	287,93
CEB0695 CEB0795	Afneembaar; hoogte & diepte verstelbaar; tafelfunctie en autolock	niet met werkblad en actieve achterwielpositie	287,93
CEB0696 CEB0796	Afneembaar; hoogte & diepte verstelbaar; lang en autolock	niet met actieve achterwielpositie en half werkblad	287,93
CEB0732	Hemiplegie armlegger rechts met autolock(altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	niet met werkblad en actieve achterwielpositie	230,03
CEB0832	Hemiplegie armlegger links met autolock(altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	niet met werkblad en actieve achterwielpositie	230,03
CEB0738 CEB0838	Afneembaar; hoogteverstelbaar spatbord (155-220mm)		287,93
ZITOPTIES			
CEB0840	Geen zitopties		
Zitkussen			
CEB0849	Standaard zitkussen		



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CEB0869	MATRX FLO-TECH LITE CUSHION	116,40
CEB0871	MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO CUSHION	119,47
CEB0873	MATRX FLO-TECH IMAGE CUSHION	418,16
CEB0874	MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA CUSHION	477,90
CEB0875	MATRX FLO-TECH VI CUSHION	409,72
CEB0876	MATRX FLO-TECH LIBRA CUSHION	418,16
Zitdiepte voor zitkussen		
◆ CEB0878	400 mm zitdiepte	
CEB0879	450 mm zitdiepte	
Andere zitopties		
CEB0881	Rugpelotten Comfort Dartex per paar - enkel voor Laguna rug	193,54
CEB0882	Laterale positioneringskussens (paar)	190,34
CEB0905	Neksteun Dartex incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)	179,21
CEB0906	Hoofdsteun Dartex zijwaarts instelbaar incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)	179,21
CEB0907	Hoofdsteun Dartex met wangondersteuning zijwaarts instelbaar incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)	179,21
CEB0930	Kuitband, verstelbaar	
CEB0935	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)	
CEB0936	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)	
CEB0940	Rugfixatiestang	52,93
FRAMEKLEUREN		
CEB0961	Leigrijs	
CEB0964	Parelwit	
CEB0965	Elektrisch groen	
CEB0966	Mat zwart	
CEB0967	Blauw pop	
CEB0968	Hypnotisch paars	
CEB0969	Mat rood	
◆ CEB0980	Anthracietzwart	
CEB0991	Speciale kleur:	Op aanvraag
VOORWIELEN		
CEB1000	8" x 1 1/4"; Lucht	
◆ CEB1010	8" x 1 1/4"; Vol; zwarte band	
CEB1020	8" x 2"; Lucht	
CEB1030	8" x 2"; Vol; zwarte band	
CEB1049	6" x 1 1/4"; Vol, medium hard	niet met 12" achterwielen
CEB1050	6" x 1 1/4"; Vol; zwarte band	niet met 12" achterwielen
CEB1051	5" x 1 1/4"; Vol	niet met 12" en 24" achterwielen
CEB1052	5" 1/2 x 1" 3/4; Vol, medium hard	niet met 12" achterwielen
ACHTERWIELEN / HOEPELS / ACHTERWIELASSEN / ACHTERWIELPOSITIE		
CEB1060	24" x 1 3/8"; Lucht; gespaakte velg	
CEB1070	24" x 1 3/8"; Lucht; kunststof velg	niet met spaakbescherms, trommelrem en reflectoren
CEB1080	24" x 1 3/8"; Vol; gespaakte velg	
◆ CEC1081	24" x 1 3/8"; vol; zwarte band; gespaakte velg	
CEB1090	24" x 1 3/8"; vol; kunststof velg	niet met spaakbescherms, trommelrem en reflectoren
CEB1095	24" x 1" lucht (profiel), gespaakte velg	
CEB1099	24 x 1" lucht, gespaakte velg in champagnekleur	niet met trommel- en draadrem
CEB1100	22" x 1 3/8"; Lucht; gespaakte velg	



0738

0832



0862

0864




0905

0906




0907




1000

1020

1050

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
	CEBI 110	22" x 1 3/8"; Vol; gespaakte velg		
	CEBI 116	20" x 1 3/8"; Vol; gespaakte velg	niet met plastic gecoate hoepels, vaste assen en trommelremmen	
	CEBI 120	12" x 2"; Lucht, kunststof velg - zonder hoepels	niet met QR as, std of actieve achterwielpositie, draadrem en reflectoren	
	CEBI 130	12" x 2"; Vol, kunststof velg - zonder hoepels	niet met QR as, std of actieve achterwielpositie en draadrem	
HOEPELS				
◆	CEBI 140	Aluminium hoepels, geanodiseerd		
	CEBI 150	Plastic gecoate hoepels, anti-slip	niet met trommelrem	89,60
ACHTERWIELASSEN				
	CEBI 170	Vaste achterwielassen	niet met amputatie achterwielaanpassing en transferwielen	
◆	CEBI 180	QR achterwielassen		
ACHTERWIELPOSITIE				
	CEBI 185	Actieve achterwielpositie (andere bevestiging)	Niet met OAD	
◆	CEBI 190	Standaard achterwielpositie		
	CEBI 200	Passieve achterwielpositie		
	CEBI 201	amputatie achterwielaanpassing	niet met trek-, trommel- en draadrem en transferwielen	103,94
FRAME OPTIES				
◆	CEBI 220	Geen pomp		
	CEBI 230	Pomp met bevestigingsklemmen		
	CEBI 241	Voorwielverlenging (+50 mm naar buiten)		
	CEBI 260	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		99,45
	CEBI 261	Spaakbeschermers voor 22" wielen - doorzichtig (paar)		99,45
REMMEN				
◆	CEBI 270	Duwremmen		
	CEBI 275	Trekremmen		
	CEBI 280	Trommelrem voor begeleider		163,60
	CEBI 320	Rem voor dubbele hoepel (draadrem) Re	niet met remverlengers	108,38
	CEBI 330	Rem voor dubbele hoepel (draadrem) LI	niet met remverlengers	108,38
VEILIGHEIDSOPTIES / BEGELEIDERSOPTIES / ACCESSOIRES				
	CEBI 345	Transportkit (veiligheidsgordel)		35,95
	CEBI 346	Comfort transportkit (veiligheidsgordel & rugfixatiestang)		119,46
	CEBI 360	Veiligheidsgordel		35,84
	CEBI 365	Transferwielen (4")		119,46
	CEBI 370	Anti-tip per paar	niet met trapdop	59,74
	CEBI 375	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)		59,74
	CEBI 380	Set reflectoren		25,00
	CEBI 361	2puntsgordel medium BodyPoint		212,00
	CEBI 362	2puntsgordel large BodyPoint		212,00
	CEBI 363	4puntsgordel medium BodyPoint		233,00
	CEBI 364	4puntsgordel large BodyPoint		233,00
	CEBI 390	Remverlengers per paar		17,92
	CEBI 430	Stokhouder		30,00
◆	CEBI 440	Trapdop rechts		
	CEBI 441	Trapdop links		
	CEBI 451	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		130,00
	CEBI 480	Kunststof werkblad		191,16
	CEBI 483	Half werkblad, flip-up rechts		Op aanvraag
	CEBI 484	Half werkblad, flip-up links		Op aanvraag



1060 / 1080

1070 / 1090



1270




1345 / 1346



1365



1370



1375



1440 / 1441



1390



1480