



Invacare®

COMET PRO

Puissance et performance
pour un scooter premium



Que ce soit pour aller faire des courses en ville, vous balader ou aller plus loin, le nouveau **Comet ^{Pro}** vous apportera confort, stabilité et style.

Ses puissantes capacités en extérieur, combinées à des options avancées de sécurité, vous assurent une conduite puissante, rapide et fiable.

Avec ses capacités de conduite exceptionnelles et son esthétique moderne, le **Comet ^{Pro}** offre puissance et performance dans un design premium.



Performance et contrôle premium

Grâce à ses caractéristiques de conduite améliorées et ses deux batteries de 75 Ah, le **Comet ^{Pro}** vous offre de longues et agréables balades, au-delà des limites de la ville. Ses larges roues de 13", associées à un système de suspensions performant, vous permettent de franchir trottoirs et obstacles d'une façon confortable et douce. De plus, la réduction automatique de la vitesse lors des virages accroît la stabilité du scooter et votre sécurité.


Testé au TÜV

Le **Comet ^{Pro}** a été soumis aux tests du laboratoire indépendant allemand TÜV, vous donnant la certitude de sa qualité. Ses équipements avancés de sécurité, comme le levier de débrayage et sa réduction automatique de la vitesse vous offrent davantage de sérénité partout où vous allez.

Design compact et moderne

Conçu avec comme critères principaux le confort et la précision, le **Comet ^{Pro}** offre une maniabilité et un contrôle exceptionnels, même dans les espaces étroits. Ses poignées ergonomiques assurent une conduite optimale pour un trajet plus relaxant et plus agréable.





Suspensions améliorées

Pour une conduite plus douce et plus confortable, même sur terrain varié.



Meilleure stabilité de la direction

Garde votre direction, même à grande vitesse, pour plus de sécurité et de stabilité.



Réglage de la colonne de direction

Les utilisateurs peuvent facilement régler la colonne de direction en angle grâce au levier.



Poignées de direction ergonomiques

Les nouvelles poignées de direction sont ergonomiques pour offrir une conduite confortable avec une bonne traction et une bonne stabilité.



Écran LCD intuitif

Facile à comprendre, cet écran affiche des informations pendant votre conduite comme l'heure, la vitesse et le niveau de batteries.



Feux de stop

S'allument automatiquement, lors de la décélération et le freinage.




Levier de débrayage

Ce levier empêche le scooter de partir accidentellement en roue libre.



Réducteur de la vitesse automatique

Le scooter ralentit dans les virages pour un maximum de sécurité.



Personnalisez votre scooter grâce aux différents coloris de carénages et accessoires

Choisissez parmi 10 coloris de carénages et plus de 25 accessoires pour personnaliser votre scooter selon votre style. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.invacarescooter.com.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur de dossier	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter
Comet Pro	510 mm	Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	665 mm - 685 mm	1450 mm	136 kg

	Poids de la partie la plus lourde	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol	Pente max. sécurité
Comet Pro	+/- 63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°

	Autonomie	Vitesse	Moteurs	
				1. Pic de performance
Comet Pro	10 km/h: 60 km 12.8 km/h: 55 km 15 km/h: 55 km	10 km/h 12.8 km/h 15 km/h	10 km/h: 550 W / 1300 W ¹ 12.8 km/h: 550 W / 1500 W ¹ 15 km/h: 550 W / 1600 W ¹	

Coloris des carénages

Revêtement du siège

Marbre Blanc	Saphir Bleu	Jade Vert	Luxor Beige	Cristal Cuivre	Vinyle Noir
Carmin Rouge	Iconix Chrome	Diamant Argent	Bleu Électrique	Jasper Rouge	

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

Trusted Solutions,
 Passionate People

