



Invacare® | **COMET PRO**

Kracht en prestatie in
premium pakket



Of u nu uitkijkt naar de lokale winkels om langere uitstapjes in de stad te beleven of droomt om verder weg te gaan, de nieuwe **Comet Pro** brengt u veilig, comfortabel en in stijl naar uw bestemming.

Zijn krachtige buitenshuis capaciteiten, gecombineerd met gevorderde veiligheidskenmerken en opties, garandeert een snelle, krachtige en betrouwbare rit.

Met zijn buitengewone rijprestaties en moderne uitstraling, biedt de **Comet Pro** kracht en prestatie in een premium pakket.



Premium prestatie en controle

Dankzij zijn verbeterde rijprestaties en 2 x 75 Ah batterijen, zorgt de **Comet Pro** ervoor dat u langer kan genieten en vooral van uitstapjes met meer uitdaging, net voorbij de stadsgrenzen. Zijn grote 13" voor- en achterwielen, gecombineerd met een voortreffelijk veersysteem, bied een veilige handeling over stoepanden en obstakels. Dit op een snelle en simpele manier. Bovendien vermindert de automatische snelheidsreductie zijn snelheid in bochten wat zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid.

TÜV getest

De **Comet Pro** is onderworpen aan de onafhankelijke laboratoria van het Duitse testinstituut TÜV, wat een garantie biedt om in alle vertrouwen en geruststelling te rijden. Bovendien bieden de gevorderde veiligheidskenmerken, zoals de twee-staps vrijloop hendel en de automatische snelheidsreductie, extra geruststelling.

Compact en modern design

De **Comet Pro** werd ontworpen met de bedoeling hem zowel comfortabel als nauwkeurig te maken. De scooter biedt uitermate manoeuvreerbaarheid/ bestuurbaarheid en controle, zelfs door smalle en uitdagende ruimtes. Daarnaast garandeert het ergonomisch stuur een optimale rijpositie, die een aangzamere en ontspannende reis mogelijk maakt.





Gevorderd veersysteem

Voor een vlotte en comfortabele rit op oneffen terreinen.



Eenvoudige rijrichting stabiliteit

Houdt u in een rechte lijn bij hoge snelheden en dit voor extra veiligheid en stabiliteit.



Instellen stuurkolom

Gebruikers kunnen de stuurkolom eenvoudig afstellen op de gewenste positie.



Ergonomisch stuur

Zorgt voor een eenvoudiger en toegankelijker controle over het stuur.



Intuïtief LCD-display

Een gemakkelijk toetsenpaneel geeft u het volledig vertrouwen en controle over het stuur.



Remlicht

Een duidelijke, heldere rem waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.




Ontkoppelingshendel

Twee-staps vrijloop voorkomt dat de scooter per ongeluk in de vrijloop komt.



Automatische snelheidsreductie

Vermindert automatisch zijn snelheid in bochten en dit voor een hoger veiligheidsgevoel.




Personaliseer uw scooter met chassiskleuren en accessoires

Kies uit 10 chassiskleuren en meer dan 25 accessoires om uw scooter aan te passen naar uw persoonlijke stijl. Voor meer informatie, neem een kijkje op : www.invacarescooter.com.

Technische gegevens

Voor meer informatie, raadpleeg onze website.

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zitting naar vloerhoogte	Hoogte rugleuning	Breedte Driving unit	Totale lengte	Leeggewicht
Comet Pro	 510 mm	 Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	 665 mm - 685 mm	 1450 mm	 136 kg
	Het zwaarste deel	Max. gebruikers gewicht	Batterijcapaciteit	Draaicirkel	Max. beklimbaar obstakelhoogte	Bodemspeling	Max. veiligheidshelling
Comet Pro	 +/- 63 kg	 160 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10°
	Max. rijafstand	Max. rijsnelheid	Motorcapaciteit	1. Piek vermogen			
Comet Pro	 10 km/u: 60 km 12.8 km/u: 55 km 15 km/u: 55 km	 10 km/u: 10 km 12.8 km/u: 12.8 km 15 km/u: 15 km	 10 km/u: 550 W / 1300 W ¹ 12.8 km/u: 550 W / 1500 W ¹ 15 km/u: 550 W / 1600 W ¹				

Chassiskleuren

Marmewit	Saffierblauw	Jade groen	Luxor beige	Kristal koper
				
Karmijn rood	Iconisch chroom	Diamant zilver	Elektrisch blauw	Jasper rood
				

Bekleding

Zwart vinyl



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

Trusted Solutions,
 Passionate People

