

*Limited
Edition*



KÜSCHALL CHAMPION
3 DÉCENNIES DE LIBERTÉ

COUTURES UNIQUES



DÉCOUVREZ LE CHAMPION LIMITED EDITION

Il n'y a que 86 chaises disponibles en souvenir de l'année 1986, lors de laquelle ce fauteuil a été vendu pour la première fois. Les caractéristiques de ce fauteuil sont un châssis avant unique, spécialement traité et en métallisé. Disponible en 7 différentes couleurs. Les coutures du dossier sont dans la même couleur que le châssis avant, ce qui rajoute au look du fauteuil. Sur la fourche avant, une petite pancarte avec votre numéro unique de fauteuil est attachée et au côté gauche, une montre exclusive kuschall est intégrée.

Une autre caractéristique de cette édition limitée, est le porte clés design, dans lequel le numéro unique de votre fauteuil est gravé. Vous et les 85 autres propriétaires du fauteuil kuschall Limited Edition, participerez en plus un concours pour 'gagner un séjour en Suisse.'



30 ANS D'INNOVATION: L'HISTOIRE

Derrière le développement de chaque fauteuil roulant kuschall, se cache une histoire. Après son accident de natation à l'âge de 16 ans, Rainer Kuschall a perdu toute mobilité et liberté. Mais en dépit de la peur, il a eu la volonté de faire face aux nouveaux défis du quotidien auxquels il était confronté. L'un d'entre eux était de transférer son fauteuil roulant dans sa voiture. A cette époque, il avait toujours besoin d'une tierce personne pour transférer le fauteuil dans le véhicule, mais il gardait au moins la liberté de conduire... jusqu'à une chaude journée d'été où il a commencé à se sentir mal. En raison de sa lésion, Rainer ne peut pas transpirer: cela entraîne un risque important de fièvre. Réalisant le danger immédiat qui se présentait, il s'est arrêté à une station essence, a ouvert sa portière et a fait signe à deux personnes dans l'espoir d'avoir un peu d'eau. Lorsque les individus l'ont vu, ils ont eu si peur de son handicap qu'ils ont refermé la portière. Depuis ce jour, Rainer a eu la détermination d'améliorer son indépendance en fabricant un fauteuil roulant qu'il serait à même de transférer seul dans son véhicule en le passant devant lui pour le poser sur le siège passager. Ainsi est née l'idée du kuschall Champion. Le début de 30 ans d'innovation!

Trente ans plus tard, le kuschall Champion est le seul fauteuil roulant de ce type, non copié et tant que tel, et le seul fauteuil à être commercialisé depuis si longtemps.



UNE PANCARTE GRAVÉE AVEC VOTRE PROPRE NUMÉRO DE CHAISE

Le fauteuil küschall Champion - Limited Edition est une version spéciale. Grâce à la pancarte gravée, vous connaissez le numéro de votre fauteuil dans cette série unique.

*Limited
Edition*
01/86

LA MONTRE EXCLUSIVE KÜSCHALL

La montre exclusive küschall vient en standard avec cette série et est intégrée dans la fourche avant.



VIVRE
SANS LIMITE





VOTRE CADEAU

En souvenir de cette série limitée,
un porte clés élégant avec le
numéro unique de votre fauteuil
vous est offert.

COUTURES DANS LA MÊME COULEUR QUE LE CHÂSSIS AVANT





GAGNEZ UN SÉJOUR EN SUISSE ET ADMIREZ LE LAC DE ZÜRICH!


Après son accident tragique dans les années '80, Rainer avait décidé de fabriquer un fauteuil roulant qu'il serait à même de transférer seul dans son véhicule. Ainsi est née l'idée du kuschall Champion. Rainer voulait fêter la naissance de son fauteuil en décidant de voyager vers le lac de Zürich pour admirer la vue.

Kuschall est heureux et fier d'avoir la possibilité d'offrir à un de ces 86 utilisateurs un séjour en Suisse. Ce séjour, y compris le vol, deux nuits, une visite guidée dans les bâtiments kuschall et un dîner avec Rainer au lac de Zürich. Le gagnant sera sélectionné par un tirage au sort lors d'un livestreaming sur internet - Horaire et info: www.kuschall.com/champion86



Je suis très heureuse avec mon Kuschall Champion. Ce fauteuil est léger, souple et possède les mêmes qualités qu'un fauteuil à cadre fixe. La prestation et la maniabilité sont impeccables!

Hannah Cockroft
Athlète paralympique,
détentrice du record mondial du sprint
en chaise roulante



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Angle de châssis 75°/85° droit ou avant rétréci	 Largeur d'assise 360 – 480 mm par paliers de 20 mm	 Profondeur d'assise 340 – 480 mm par paliers de 20 mm	 Hauteur d'assise voor: 450 – 540 mm achter: 390 – 490 mm réglable en continu
 Distance UL 320 – 500 mm réglable en continu	 Profondeur d'assise 300 – 465 mm par paliers de 15 mm	 Angle dossier 76°/80.5°/85°/89.5°/94°	 Pente max de sécurité 7°
 Rayon de giration 920 – 1230 mm	 Largeur totale LA + 160 mm	 Largeur totale (plié) ca. 285 mm	 Longueur totale 75°: ca. 930 mm 85°: ca. 850 mm
 Poids total ca. 9.2 kg	 Poids de transport (sans roues arrière) ca. 6.7 kg	 Poids max. de l'utilisateur: 125 kg	

COLORIS



Toutes les dimensions et les poids indiqués sont basés sur un modèle de largeur d'assise 400 mm de de profondeur d'assise 400 mm dans la configuration la plus légère et la plus compacte possible. Les poids et les dimensions peuvent changer selon la configuration du fauteuil.



Rejoignez le kuschall club et profitez
des différents avantages!

Le kuschall club est destiné aux clients
et aux amis de kuschall.

Visitez notre site web **www.invacare.be**
et enregistrez-vous pour profiter des offres spéciales.

Bienvenue dans notre famille!



Rejoignez-nous!



Kuschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Zwitterland
Tel.: +41 (0) 61 487 70 70 | Fax: +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com


Nederland: Invacare B.V. | Galvanistraat 14-3 | 6716 AE Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 | Fax: +31 (0)318 - 69 57 58 | Email: nederland@invacare.com | www.invacare.nl

België: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem
Tel.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com | www.invacare.be



Kuschall est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Kuschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part d'Invacare.

2016 Copyright © 06/2016, Kuschall AG, Switzerland – Tous droits réservés.



küschall[®]
designed for life