



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Dragon® Vertic

Voiturette électronique intérieur/extérieur avec système de verticalisation électrique.

Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an

Poids max. de l'utilisateur: 125 kg

Prix hors recupel 0,33 Euro TVA incl. Prix 'en Euro 6% TVA incl.

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆ AMN0022	Dragon Verticalizer Modèle de base	6.333,24
AMZ0022	Dragon Verticalizer Modèle de base spécial	6.333,24
UNITE D'ASSISE		
◆ AMN1175	Système d'assise avec verticalisateur électrique	2.585,00
	Standard: AMN0268 revêtement nylon noir; AMN0345 largeur d'assise 450 mm (coussin d'assise 43 cm); AMN0465 hauteur de dossier 650 mm (réglable 60 cm); AMN1010 inclinaison d'assise fixe; AMN0948 inclinaison de dossier électrique; AMN0515 palettes réglables en hauteur	
◆ AMN0948	inclinaison électronique de l'unité d'assise	1.116,25
◆ AMN1336	Coussin d'assise 50 mm	
AMN1321	Coussin d'assise Mistral 50 mm	150,00
AMN1409	Sans coussin d'assise	
◆ AMN1177	Dossier à tension réglable avec bande velcro à la hauteur de la poitrine	
AMN1181	Coussin de dossier Passat 2 avec bande velcro à la hauteur de la poitrine	250,00
◆ AMN0334	Hauteur d'assise 500 mm (sans coussin d'assise)	NC 0300
AMN0340	Hauteur d'assise 550 mm (sans coussin d'assise)	
◆ AMN0313	Profondeur d'assise 460 mm (réglable 380 - 460 mm)	
AMN0300	Profondeur d'assise 500 mm (réglable 420 - 500 mm)	NC 0334
◆ AMN0647	Manchette standard	
AMN0648	Manchette capitonnée	NC 1406 40,00
AMN0581	Bande de fixation pour les genoux	
◆ AMN0587	Châssis de support pour les genoux avec genouillère	
OPTIONS D'ASSISE		
AMN1353	Repose-tête Contour	176,25
◆ AMN1316	Protège-vêtements pour LA 385 - 420 mm	
AMN1317	Protège-vêtements pour LA 420 - 460 mm	
AMN1356	Pelotes latérales	95,17
AMN0585	Support-mollets	80,00
COMMANDE SHARK 2		
◆ AMN1801	Commande standard Shark 2 (éclairage et 2 fonctions électriques)	
AMN1207	Fixation Standard, montage à droite	NC 1406
AMN1208	Fixation Standard, montage à gauche	NC 1406
◆ AMN1707	Fixation escamotable, réglable en hauteur, à droite	
AMN1708	Fixation escamotable, réglable en hauteur, à gauche	
COMMANDES SUPPLEMENTAIRES		
AMN1891	Double commande Shark avec fixation standard à droite	635,77
AMN1892	Double commande Shark avec fixation standard à gauche	635,77
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE		
	Standard: AMN0259 châssis bleu métallique, AMN0813 roues avant 9" grises, anti-crevaisson (inlay)	
◆ AMN0711	Roues arrière 12 1/2 x 2 1/4 grises, pneumatiques	
AMN0727	Roues arrière 12 1/2 x 2 1/4 grises, anti-crevaisson (inlay)	85,00
	Standard: AMN1282 moteur 6km/h	

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆	AMNI259	Batterie 60 Ah	
	AMNI392	Sans batterie	
◆	AMNI343	Chargeur 8A (200 - 250V)	
OPTIONS DE SECURITE			
		Standard: AMNI394 Porte-bagage arrière	
◆	AMNI367	Eclairage avec clignoteurs	
	AMNI254	Sans éclairage	
		Standard: AMNI341 Kit de fixation (de transport) 4 points	
	AMNI361	Fixation de transport latérale	
◆	AMNI329	Ceinture de sécurité	
	AMNI415	Rétroviseur à droite	63,05
	AMNI339	Rétroviseur à gauche	63,05
ACCESSOIRES			
	AMNI333	Kit d'outils (2 tournevis, 3 clefs allen, une pince, un fusible)	10,00
ADAPTATIONS SPECIALES			
	AMZI300	Adaptations spéciales	