


Invacare® Comet® Heavy Duty


Du confort, du soutien et un bon équilibre



Caractéristiques importantes

- Poids max. utilisateur jusqu'à 220 kg
- Grandes roues et moteur puissant
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages
- 4 roues avec suspension réglable Heavy Duty
- Support lombaire réglable intégré pour plus de confort

Couleurs



Modèle	Vitesse max.	Autonomie max.	Poids max. utilisateur	Poids du scooter	Longueur	Batteries	Couleurs
Colibri	8km/h	16km	136kg	44kg (batt. incl.) Partie la plus lourde: 15,6kg	101cm	2 x 12Ah ou 2 x 18Ah	Bleu Électrique, Rouge Passion, Vert Pyphon, Orange Vibrant, Blanc Givré
Leo (3 roues)	8km/h	36km	136kg	78kg (batt. incl.)	120cm	2 x 36Ah	Gris Lunaire, Bleu Onyx, Rouge Rubis
Leo (4 roues)	8km/h	36km	136kg	83kg (batt. incl.)	122cm	2 x 36Ah	Gris Lunaire, Bleu Onyx, Rouge Rubis
Orion (3 roues)	10 & 12km/h	42km	136kg	103kg (batt. incl.)	127cm	2 x 50Ah	Gris Lunaire
Orion (4 roues)	10 & 12km/h	42km	136kg	110kg (batt. incl.)	129cm	2 x 50Ah	Bleu Onyx
Comet (3 roues)	12 & 15km/h	55km	160kg	133kg (batt. incl.)	145cm	2 x 75Ah	Gris Lunaire & Bleu Onyx
Comet (4 roues)	12 & 15km/h	55km	160kg	136kg (batt. incl.)	147,5cm	2 x 75Ah	Gris Lunaire & Bleu Onyx
Comet HD	10km/h	50km	220kg	148kg (batt. incl.)	147,5cm	2 x 75Ah	Gris Ardoise

Profitez de la liberté et de la confiance sur votre route, quel que soit le modèle de votre scooter



Invacare® Scooters



En route sans effort et en toute sécurité !



Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgique
Tél.: +32 (0)50 83 10 10
Fax: +32 (0)50 83 10 11
Email:
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2015 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Informations données à titre d'information.
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Scooter Range - BE-FR - 04/2015



Yes, you can.®

Invacare® Colibri®


Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !



BANDAGE
NON
MARQUANT




reddot award 2014
winner



Caractéristiques importantes

- LiteLock™ pour un (dé-)montage simple et rapide
- (Dé-)montage facile, en moins d'une minute
- Choix entre 5 couleurs vives
- Grandes roues et batterie 18Ah disponibles
- Chargeur intégrée
- Se range parfaitement dans le coffre de la plupart des voitures

Couleurs



Invacare® Leo®

Robuste, fiable et sécurisant



Caractéristiques importantes

- Compact et maniable
- Commande ergonomique avec réglage
- Allumage automatique des feux stop
- Démontable en 5 parties
- Le débrayage en deux temps permet d'éviter tous phénomènes de « roues-libres » involontaires
- L'électronique et le moteur sont protégés de la corrosion et de l'eau grâce à des garde-boue intégrés.

Couleurs



Invacare® Orion®

Stable, sécurisant et durable



Caractéristiques importantes

- Batterie de grande capacité pour des distances plus longues
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages
- Suspension réglable
- Assise pivotante à 360° réglable en hauteur et en profondeur
- Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour

Couleurs



Invacare® Comet®

Fiable, robuste et nerveux



Caractéristiques importantes

- Rapide et réactif
- Grandes roues et moteur puissant
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages
- 4 roues avec suspension réglable
- Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour

Couleurs

