

Leo[®]

Construit pour la force, conçu pour la sécurité



Yes, you can.

Explorez avec notre scooter compact et sûr

L'Invacare Leo® est un scooter 4 roues conçu pour tous ceux qui sont attachés à leur autonomie et qui souhaitent pouvoir sortir en toute indépendance. La sécurité est un point clé du Leo®, tout comme son design et son look sportif. Le Leo offre à l'utilisateur la capacité de réaliser ses sorties quotidiennes et ses promenades urbaines en toute liberté.

Grâce à sa conception unique, le Leo® apporte un maximum de sécurité et devient ainsi le nouveau scooter compact de référence.



Pour une conduite sûre et puissante

- Le scooter Invacare Leo® offre une conduite agréable et sûre ce qui facilite le contrôle et les manoeuvres. Le système d'éclairage intelligent du Leo® inclut un feu stop qui s'allume automatiquement à chaque ralentissement du scooter. Lorsque la batterie est vide, cela n'est pas seulement visible sur l'écran, mais également audible grâce à un bip sonore.

Compact

- Le Leo® est un mini scooter compact qui peut être démonté en 5 parties sans outils pour l'emmener avec soi en voyage ou en week-end. Son faible encombrement le rend aussi à l'aise en extérieur que dans des espaces intérieurs. L'accès à la batterie et à l'électronique pour la maintenance ou l'entretien est plus facile, car une seule pièce doit être retirée.

Fiable

- Les utilisateurs peuvent être assurés que le Leo® les emmènera partout. Qu'il s'agisse d'un voyage dans les magasins ou d'une balade au parc, le Leo® est rendu robuste et fiable grâce à son ingénierie et sa puissance électroniques d'une qualité exceptionnelle. Ces éléments sont protégés contre la corrosion et l'eau (protection contre les éclaboussures), qui protègent le fonctionnement vital du scooter de la saleté et de l'humidité. Son système de débrayage en deux étapes limite tous risques de roues libres involontaires. Le système d'éclairage est conçu pour que si l'une des lumières s'éteint, toutes les autres lumières continuent de fonctionner.



Caractéristiques



Réglage de la colonne de direction

Les utilisateurs peuvent facilement régler la colonne de direction en angle grâce au levier.



Feux de stop

S'allument automatiquement, lors de la décélération et le freinage.



Siège confortable

Siège pivotant sur 360°, réglable en hauteur et en profondeur. Permet de trouver une position d'assise optimale.



Levier de débrayage

Ce levier empêche le scooter de partir accidentellement en roue libre.



Garde-boue intégrés

Protège l'électronique et la transmission de la saleté et de l'eau.



















Démontage en 5 parties

Sans outils, simple, rapide et fiable.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.

				
	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur siège/plancher ▼	Hauteur de dossier ▼
Leo® 4W	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm
				
	Largeur hors-tout ▼	Longueur hors-tout ▼	Poids du scooter ▼	Poids max. utilisateur ▼
Leo® 4W	590 mm	1220 mm	59 kg (batteries excl.) 83 kg (batteries incl.)	136 kg
				
	Batteries ▼	Diamètre de giration ▼	Franchissement ▼	Garde au sol ▼
Leo® 4W	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm
				
	Pente max. sécurité ▼	Puissance moteurs ▼	Autonomie ▼	Vitesse ▼
Leo® 4W	10°	240 W	38 km	8 km/h

Coloris



Bleu Onyx



Rouge Ruby

Revêtement du siège



Vinyle Noir

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.®

