



### **Compact & personnalisable, le compagnon idéal pour une utilisation intérieure quotidienne**

Le nouveau fauteuil *Invacare Pronto M41* a été spécialement conçu pour une utilisation en intérieur. Sa technologie à roues centrales motrices et son encombrement réduit assure à l'utilisateur une très grande maniabilité.

Le choix parmi plusieurs types d'assises et de nombreuses options permet de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur et notamment aux besoins cliniques élevés avec l'assise **Modulite™**.

Ce fauteuil est conçu pour répondre aux utilisateurs à la recherche d'indépendance et de mobilité.

Trusted Solutions, Passionate People





### Maniabilité

Le **Pronto M41** profite d'une base à roues centrales motrices et de dimensions compactes (largeur de la base motrice = 610 mm). Il en résulte un rayon de giration réduit et une maniabilité exemplaire, idéal pour les endroits exigus.

### Suspensions issues de la technologie Surestep

Le **Pronto M41** bénéficie des suspensions inspirées de la technologie **SureStep** désormais connue et reconnue sur les fauteuils **TDX SP2**. L'utilisateur profite ainsi d'un haut niveau de confort notamment lors des franchissements d'obstacles. Les 6 roues restent également toujours en contact avec le sol pour une stabilité maximale.

### Large choix d'assise pour une personnalisation optimale

Le **Pronto M41** propose 3 types d'assises dont l'assise **Modulite™** qui offre un niveau élevé de réglages et d'options pour une adéquation parfaite avec les besoins des utilisateurs. Le **Pronto M41 AA2** est

équipé de série du lift et des bascules d'assise et de dossier électriques pour offrir à l'utilisateur un maximum d'accessibilité. L'assise type scooter est pivotante sur 360° ce qui facilite les transferts et l'accessibilité à certains objets.

## Caractéristiques et options



#### Suspensions issues de la technologie SureStep

Pour une conduite et des franchissements tout en douceur.



#### Design élégant

Pour être mobile avec du style.



#### Accroches taxi

Disponibles sans supplément elles permettent le transport du fauteuil dans un véhicule.



#### Maintenance aisée

Grâce à un accès rapide et simple aux composants électroniques et câblage du fauteuil.



## Caractéristiques et options

### Assises *Invacare Modulite™*



- ① **Plaque d'assise standard** avec largeur fixe et profondeur réglable en continue.
- ② **Assise rigide**, composée de 3 plaques, réglable en largeur et en profondeur.
- ③ **Assise souple**, équipée de 9 sangles réglable par velcro, réglable en tension, en largeur et en profondeur.



- ① Dossier **réglable en tension** avec pochette de rangement et toile bi-matière.
- ② Dossier *Rea Flex3* ajustable en largeur et en hauteur.
- ③ Dossier de positionnement *Invacare Matrix*.

#### Dossier rabattable

Dans le cas d'un dossier à inclinaison électrique, le dossier se rabat sur l'assise grâce à un système inédit à démontage rapide. Dans le cas d'un dossier réglable en angle manuellement, le dossier est démontable.



Invacare® **Modulite™**



#### Accoudoirs relevables et parallèles

Deux nouveaux accoudoirs sont disponibles sur les assises **Modulite™** : Une version relevable qui facilite les transferts et une version relevable et parallèle qui permet de garder un meilleur maintien des membres supérieurs de l'utilisateur lors des inclinaisons d'assise.



#### Fonction électrique de série

Le **Pronto M41 AA2** est équipé de série des bascules d'assise et de dossier électrique et du lift électrique. Les repose-jambes électriques sont disponibles en option.



#### Assise scooter pivotante

Permet de faciliter les transferts et améliore l'accessibilité.



#### Palette monobloc

La palette centrale relevable réduit l'encombrement de la base. Elle est réglable en profondeur, en hauteur et en angle.



#### Repose-jambe

Latéraux ou central, manuel ou électrique.



#### Cale-cuisse multi-réglable

En option sur l'assise **Modulite™**. Disponible en différentes tailles.



#### Electronique ACS2

De série sur modèle AA2, elle permet une personnalisation des paramètres de conduites et l'installation de commandes spéciales comme les commandes DSL (mini joystick et commandes occipitales à capteurs de proximités).



#### Lift

Permet une élévation de l'assise de 300 mm et facilite l'accès aux objets plus élevés.



#### Bascule d'assise à 30°

Système avec translation pour une stabilité optimale.

## Données techniques

Assise <b>Modulite™</b> Standard	440 - 480 mm	410 - 510 mm <sup>1</sup>	450 mm	480 mm <sup>4</sup>	245 - 310 mm <sup>5</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 8°
Assise <b>Modulite™</b> Modulable	380 - 530 mm	410 - 560 mm <sup>1</sup>	420 - 720 mm <sup>2</sup>	480 - 560 mm <sup>4</sup>	230 - 360 mm <sup>6</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 30°
Assise <b>Scooter</b>	405 - 455 mm	405 - 455 mm	450 mm	480 mm <sup>4</sup>	230 - 360 mm <sup>6</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 40°
Assise <b>Modulite™</b> Standard	90 - 120°	1030 mm <sup>4</sup>	610 - 690 mm <sup>7</sup>	1030 mm <sup>4</sup>	830 mm	136 kg	2 x 12V 32 Ah
Assise <b>Modulite™</b> Modulable	90 - 120°	1030 - 1090 mm <sup>4</sup>					
Assise <b>Scooter</b>	4°	1030 - 1090 mm <sup>4</sup>					
Invacare <b>Pronto M41</b>	1075 mm	50 mm	7° / 12,3%	2 x 250 W	21,1 km <sup>8</sup>	6 km/h	112 à 128 kg <sup>4</sup>

- 1/ Réglable en continu
- 2/ Avec lift
- 4/ Dépend de la configuration du fauteuil
- 5/ Accoudoirs standards
- 6/ Accoudoirs relevables
- 7/ Largeur de la base motrice
- 8/ Conforme à la norme ISO 7176-4:2008
- 9/ Les composants de l'assise **Invacare Modulite™** sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils Invacare Rea®.
- 10/ Conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EC) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 11/ Conforme au règlement CE Reach (1907/2006) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances chimiques.



Invacare® **Modulite™**

## Coloris de châssis



Rouge Rubis



Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10  
Fax +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© 2015 Invacare International Sàrl  
Tous droits réservés.

Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Pronto M41 - BE-FR - 10/2015



**Yes, you can.®**