

küschall[®]
designed for life



ETRE EN
MOUVEMENT



KÜSCHALL K-SERIES*attract*

KÜSCHALL K-SERIES *attract*

Inspiré du kuschall K-Series, le kuschall K-Series attract en reprend les éléments clés qui font son succès depuis plusieurs années. Très grande rigidité et qualité de roulement sont donc au rendez-vous sur ce nouveau fauteuil qui offre un choix de personnalisation réduit mais suffisant pour répondre aux besoins essentiels de nombreux utilisateurs.



Avec son châssis avant rétréci, son dossier rabattable et verrouillable sur l'assise de série et ses quatre couleurs à la finition mate renforcée, le kuschall K-Series attract permet à l'utilisateur de profiter du savoir-faire kuschall en terme de fonctionnalité et de fiabilité à un prix attractif !



Données techniques

	Angle de châssis: 75° / 90° avant rétréci		Largeur d'assise: 360 – 480 mm par paliers de 20 mm		Profondeur d'assise: 375 – 475 mm par paliers de 20 mm		Hauteur d'assise: avant: 480 – 510 mm arrière: 400 – 480 mm par paliers de 10 mm
	Distance UL: 290 – 480 mm par paliers de 10 mm		Hauteur de dossier: 315 – 480 mm par paliers de 15 mm		Inclinaison de dossier: 74°/78°/82°/86°/90°		Pente max. de sécurité: 7°
	Rayon de giration: 920 – 1230 mm		Largeur totale: Largeur d'assise + 170 mm		Longueur totale: 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm		Poids total: approx. 10,3 kg
	Poids de transport (sans roues arrière): approx. 7 kg		Poids max. de l'utilisateur: 120 kg		Crash test approuvé Répond aux exigences de la norme ISO 7176-19		

Belgique: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem | Tél.: +32 (0)50 83 10 10 | Fax: +32 (0)50 83 10 11 | Email: belgium@invacare.com | www.invacare.be

kuschall est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Kuschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de Kuschall AG.