

# DOLOMITE | JAZZ



## Design in functie van het stappen / *Le design au service de la marche*

De **DOLOMITE JAZZ** is een nieuwe-generatie-rollator die bijzonder stijlvol, elegant en functioneel is. De rollator is erg licht, makkelijk te vouwen via het kruisframe en bovendien zijn ook alle remkabels weggewerkt.

**DOLOMITE JAZZ** est une nouvelle génération de rollator, stylé, élégant et très fonctionnel. Doté d'un système de pliage par croisillon, ce rollator se plie très facilement et est particulièrement léger. Pas de câbles de freins visibles.





### Vouwbaar / Pliant

Ingenieus vouwsysteem via kruisframe: rollator neemt bijzonder weinig plaats in opgevouwen en is makkelijk mee te nemen. Blijft rechtstaan opgevouwen en is bijzonder licht (7,2 kg / 7,8 kg).

*Le pliage par croisillon apporte plus de solidité et un minimum d'encombrement une fois plié. Il tient debout plié et est léger (7,2 kg / 7,8 kg).*

### Gebruiksvriendelijk / Simple d'utilisation

2 verschillende hoogtes: 520 of 600 mm. Handvaten nauwkeurig te verstellen in de hoogte via markeringen op de buis. Geleverd met mandje, tablet en geïntegreerde stoepklimmer.

*Disponible en 2 hauteurs: 520 ou 600 mm. Réglage en hauteur des poignées très précis grâce à des repères sur les tubes. Livré avec panier, tablette et monte-trottoir intégré sur les roues.*

### Opties / options



#### Rugband

Rugband, vastgemaakt aan handvaten.

#### Sangle de dossier

*Montée sur les poignées.*



#### Stokhouder

Te monteren zonder gereedschap.

#### Accroche-cannes

*Facile à installer sans outils.*



#### Stoepklimmer

Standaard geleverd.

#### Monte-trottoir

*Livré en standard pour mieux appréhender les obstacles.*

### Personaliseerbaar

O.a. beschikbaar in bloemenmotief.

### Personnalisable

*E.a. disponible en motif fleuri.*



#### Soepele zit Siège souple



#### Mand en dienblad Panier et tablette

### Technische gegevens / Caractéristiques techniques

JAZZ 600	620 mm	670 mm	440 mm	750 - 970 mm	600 mm	7,8 kg
JAZZ 520	620 mm	670 mm	440 mm	670 - 810 mm	520 mm	7,2 kg
JAZZ 600 / 520	390 mm	200 mm	130 kg	260 mm		

### Accessoires

**1522062: Rugband / Sangle dossier**

**1512912: Stokhouder / Accroche-cannes**

Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : belgium@invacare.com  
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
*Tous droits réservés.*

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.*

Jazz - BE - 12/2011

### Kleur / Coloris



Antracietgrijs / Gris anthracite

### Codes

JAZZ 600  
JAZZ 520  
Code RIZIV / INAMI

### Garantie 2 jaar / ans

12140-46-24  
12142-46-24  
104104000515



Yes, you can.®