

Invacare® | **Banjo**



Moderne, duurzame rollator / Rollator moderne et solide

Vouwbare 4-wielrollator met modern design. Uiterst duurzaam ontwerp en standaard uitgerust met mandje, dienblad en stekhouder. Geschikt om zowel binnen-als buitenshuis te gebruiken.

Rollator pliant moderne pour une utilisation tant en extérieur comme en intérieur. Design solide et pratique: équipé d'un panier amovible, un porte-canne et une tablette de chargement.



Yes, you can.®



**Comfortabel en gebruiksvriendelijk /
Confortable et maniable**

Uitgerust met anatomisch gevormde duwhandvaten en remmen voor comfortabele grip. Hoogteverstelbare handvaten: 710-980 mm.

Il est équipé de poignées de poussée et de freins anatomiques pour une bonne prise en main. Les poignées sont réglables en hauteur de 710 à 980 mm.

Functionaliteit / Fonctionnel

Standaard geleverd met dienblad, afneembaar mandje en stokhouder.

Il dispose de série d'une tablette, d'un panier amovible et de l'accroche-canne.

Opties / Options



Duurzaam, stevig dienblad in kunststof.

Tablette en plastique très résistante et solide.



Afneembaar mandje
Max. last: 9 kg.

Panier amovible
Charge maximal 9 kg.



Stokhouder
De stok is makkelijk te nemen.

Accroche-canne
Permet d'accéder facilement à la canne.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Invacare **Banjo**

600 mm



690 mm



440 mm



710 - 980 mm



610 mm



Invacare **Banjo**

390 mm



190 mm



9 kg



130 kg



260 mm

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Banjo - BE - 12/2011

Kleur / Coloris



RAL 9006

Code

Invacare Banjo 1452442
Code RIZIV / INAMI 104104000174

Garantie 2 jaar / ans



Yes, you can.®