


Aquatec® Sansibar 9.10.101



Siège de douche mural rabattable en PVC et acier inoxydable.

- Assise réglable en hauteur de 460 à 505 mm, petits plots anti-dérapants en surface
- Large découpe pour la toilette intime
- Ajustage précis de chaque pied
- Relevable, profondeur plié : 110 mm
- Pieds réglables en hauteur de 460 à 505 mm et jusqu'à 530 mm avec Réf 16250
- Livré sans visserie


Pièces détachées

- ① Set d'adaptateurs (réhausseurs empilables, pieds) 16250
- ② Support mural 16251
- ③ 5 caches pour vis de fixations support mural 16252

AQUATEC®



Invacare Futura R8802 / R8802-60 / R8804 / R8804-60



Siège de douche mural en ABS et contreplaqué en aluminium.


Facile à installer, peu encombrant
Existe avec pieds (R8802,60)
Relevable, profondeur plié : 130 mm
Existe avec pieds, dossier et accoudoirs (R8804,60)
Revêtement anti-dérapant
Livré sans visserie

Kit pieds disponibles :

- R855 :** hauteur d'assise de 390 à 500 mm
- R860 :** hauteur d'assise de 440 à 550 mm
- R865 :** hauteur d'assise de 490 à 600 mm

Pièces détachées sièges muraux Futura

- ① Dossier 3840,1000
- ② Plateau assise 1426765
- ③ Sous-ensemble couvercles latéraux 1426766
- ④ Sous-ensemble couvercles latérauxdossier 1426840
- ⑤ Accoudoirs (la paire) 1426839
- ⑥ Sous-ensemble fil de guidage 1426841
- Sous-ensemble visserie 1426842
- Sous-ensemble bouchons 1426843



Caractéristiques techniques

	9.10.101	R8802 / R8802-60	R8804 / R8804-60
Poids (kg)	2,6	4,8 / 5,9	7,9 / 9
Poids max. utilisateur (kg)	130	135	135

Sièges de douche muraux
Barres de maintien

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare **Barres de maintien**

Invacare **Stiléo 1606999**

Longueur 300 mm

Invacare **Stiléo 1526476**

Longueur 450 mm

Invacare **Stiléo 1526477**

Longueur 550 mm




Barres d'appui murales à ventouses pratiques pour prendre appui pour sortir de la douche, de la baignoire ou des toilettes. La ventouse nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans décors (carreau de dimensions supérieure à 100 mm). Deux indicateurs visuels permettent de vérifier la bonne accroche des ventouses qu'il convient de repositionner périodiquement. Capacité de charge = 30 kg.

Invacare **Revato H335, R7762**

Barre relevable en acier rilsané.

Existe en longueurs 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Disponible en stock en longueur 700 mm sous réf. H335
Profondeur relevée : 170 mm
Ø tube : 25 mm
Poids barre : 3 kg (H335)
Poids max utilisateurs : 120 kg



Invacare **Revato H345, R7772**

Barre relevable en acier rilsané.

Pied d'appui
Réglable en hauteur de 750 à 850 mm
Existe en longueurs 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Disponible en longueur 700 mm sous réf. H345
Profondeur relevée : 200 mm
Ø tube : 32 mm
Ø tube du pied : 25 mm
Poids barre = 3,5 kg (H345)
Poids max utilisateurs = 120 kg



Invacare **Revato R7763**

Console de fixation en acier rilsané pour fixer les barres relevables **R7762** et **R7772** en toute sécurité quand le mur est trop fragile.
Réglable en hauteur le long du mât



Invacare **Revato R7765-W**

Support papier toilette à fixer sur les barres relevables **R7762** pour avoir le rouleau de papier toilette à portée de main.



Invacare **Revato R7766**

Manchettes d'accoudeoir à fixer sur les barres relevables **R7762** et **R7772** pour un maximum de confort.

Invacare **Barres de maintien**

Invacare **Aqua H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146**

Barres de maintien en aluminium et ABS.

- Ergonomie spécifique qui garantit une préhension facilitée et sécurisée
- Ø 35 mm
- Livrées avec vis

Pièces détachées


Kit vis + caches
Embouts blancs

R6660 WHITE
R7785 WHITE



Packaging


Idéal pour une exposition en magasin.



Invacare **Basica H330/1**

Barre d'appui relevable en acier recouvert de plastique assurant une haute résistance contre la corrosion.

Support papier toilette
Profondeur relevée : 210 mm
Ø tube : 25 mm
Poids max.: 130 kg



Caractéristiques techniques

	Barres Aqua	Basica
Poids (kg)	0,3 à 0,9	2,2
Poids max. utilisateur (kg)	100	130