



**Yes, you can.<sup>®</sup>**



**Invacare<sup>®</sup> Dragon<sup>®</sup>**

**NOUVEAU**

### **La simplicité compacte**

L'*Invacare<sup>®</sup> Dragon<sup>®</sup>* est un fauteuil électrique avec des qualités de conduit excellent. Le *Dragon<sup>®</sup>* est à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le dragon est facile à conduire avec une Commande **Shark**, très simple et claire.



## ➤ Mobilité et confort

L'Invacare® **Dragon**® est un fauteuil très performant et manœuvrable grâce à son châssis robuste et ses dimensions très compacte.

Les suspensions sûre le moteur absorbent des inégalités et permettent un confort de conduit excellent. La capacité des accus est très grande et offre un rayon d'action très bien et avec cela une autonomie pour l'utilisateur. La nouvelle commande Shark est claire dans un coup d'œil et très simple à utiliser.



## ➤ Ajustable et Service

La plaque d'assise est réglable en angle et en hauteur sans démonter l'assise. Nous pouvons atteindre facilement la commande électronique et les accus et par cela l'entretien du Dragon est très simple.



### Angle d'assise & Hauteur d'Assise

Le plaque d'assise est réglable en angle et en hauteur.



### Assise inclinable électrique

L'inclinaison d'assise a une portée de 0° - 20°.



### Commande Shark II

La nouvelle commande **Shark** II donne l'opportunité de commander l'éclairage et deux fonctions électriques.

## Caractéristiques techniques

Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour	Assise Standard	Assise Contour
44 - 49 cm <sup>1</sup>	41, 46, 51 cm	41, 46, 51 cm	42,5 - 50 cm	42,5 - 50 cm	48 / 54 cm	56 cm	29 - 36 cm	29 - 36 cm	30 - 43 cm	30 - 43 cm	tot 20° <sup>2</sup>	tot 20° <sup>2</sup>	-10° - 30° <sup>3</sup>	-10° - 30°			
58 - 63 cm <sup>4</sup>	58 - 63 cm <sup>4</sup>	98 / 104 cm	106 cm	103 cm <sup>5</sup>	103 cm <sup>5</sup>	85 cm	85 cm	100 kg	105 kg	125 kg	125 kg	2 x 60 Ah	2 x 60 Ah	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm
6 cm <sup>6</sup>	18 %	2 x 180 W	30 km <sup>7</sup>	6 km/h													

- \*1 Coussin d'assise 43 cm
- \*2 Variable par hauteur d'assise
- \*3 En étapes, 5-30° optionnel : vérin pneumatique
- \*4 61 cm pour le châssis de base
- \*5 Incl. Repose-jambes et anti-bascule
- \*6 10 cm avec monte-trottoir
- \*7 ISO 7176

### Coloris de châssis



Bleu métallique

Indications données à titre d'information (information non contractuelle)  
Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit



INVACARE® N.V.  
Autobaan 22 · 8210 Loppem  
Tel.: +32 (0) 50 - 83 10 10 · Fax: +32 (0) 50 - 83 10 11  
E-mail: belgium@invacare.com · [www.invacare.be](http://www.invacare.be)