



Yes, you can.®

## ➤ Invacare® **Dragon® Junior®**

### Simplifier le quotidien

Invacare® **Dragon® Junior®** est un fauteuil électrique ajustable et performant afin de répondre aux besoins quotidiens de l'enfant. Les **multiples réglages de l'assise** ainsi que les **options de motorisation** en font un fauteuil simple et facile à utiliser.



 **JUNIOR**

The word "JUNIOR" is written in a bold, red, sans-serif font. Above the letter "O" is a small, stylized red and yellow dragon logo.

### Dossier réglable en tension.

Appui-tête en option réglable en profondeur et en hauteur



### Repose-jambes

Réglables en angle, en longueur et en largeur. Abduction possible à 30°



### Assise et dossier inclinables

Assise manuelle ou électrique. Dossier manuel, pneumatique ou électrique



## Caractéristiques techniques

30 - 36 cm	30 - 36 cm	42,5 - 47,5 cm	45 cm	18 - 25 cm	20 - 35 cm	man: amplitude 22° électr: 0° - 20°	-10° - +30°*
61 cm	max. 95 cm	103 cm	85 cm	100 kg	90 kg	2 x 60 Ah	83 cm
6 cm	18 %	2 x 180 W	30 km	6 km/h			

\*) pneum. et électr: 5° - 30°

### Ajustable

Réglable de **30 à 36 cm** en profondeur et en largeur d'assise, le fauteuil *Invacare® Dragon® Junior®* est prévu pour s'adapter au plus prêt à la morphologie de l'enfant. Le dossier et l'assise inclinables ainsi que les repose-jambes assurent une bonne position pour l'enfant.

### Performant et Robuste

Le châssis rigide, les moteurs **180W**, les batteries **60Ah** et l'électronique **Shark** assurent aux jeunes utilisateurs d'avoir un fauteuil performant doté d'une grande autonomie. Suffisamment compact, le *Dragon® Junior®* peut-être aisément transporté dans un véhicule de type break.

### ACS en option

### Coloris Châssis



Bleu

### Toiles



Noir

DRAGON JUNIOR - BENELUX - 09/06

© Invacare® International Sarl 2006. Tous droits réservés.



INVACARE® N.V.  
Autobaan 22 · 8210 Loppem  
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10 · Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: belgium@invacare.com · [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

