

Aquatec® | Major



Code : 6.66.670

Volledig op maat gemaakte badlift met bekleding in blauw of wit. / **Élévateur de bain fabriqué sur mesure** avec revêtement bleu ou blanc.

- Werkt op waterdruk / *Fonctionnement par pression d'eau*
- Om een bad zittend of liggend te nemen / *Permet de prendre son bain en position assise ou allongée*
- 3 versies naargelang gebruikersgewicht (20-70 kg, 50-130 kg, 100-150 kg) / *Adaptable au poids de l'utilisateur : 3 versions proposées (20 - 70 kg, 50 - 130 kg, 100 - 150 kg)*
- Kruisstukken in inox, vlak in polyamide en glasvezel / *Croisillons en inox, plan en polyamide et fibre de verre*
- Breed gamma accessoires / *Large gamme d'accessoires*

Spare parts

- Slang voor omschakelingsdoos 1,5 m
Tuyau pour boîtier inverseur 1,5 m 11364
- Complete handbediening, 1 functie voor vaste rug
Télécommande complète 1 fonction pour dossier fixe 14060
- Complete handbediening, 2 functies voor hoekverstelbare rug
Télécommande complète 2 fonctions pour dossier inclinable 12541
- Set zuignappen / *Set de ventouses* 14204

Opties en eigenschappen / Options et caractéristiques



Makkelijke installatie

Eenvoudige, veilige aansluiting.

Facile à installer

Très simple à raccorder. Sécurité garantie.



Gebruiksvriendelijk

Ergonomische, gemakkelijke handbediening.

Facile à utiliser

Télécommande ergonomique et très simple d'utilisation.



Makkelijk onderhoud

Afneembare bekleding, wasbaar op 60°.

Facile à entretenir

Revêtement amovible et lavable en machine à 60°.



Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Major



150 kg



Major

20 - 70 kg / 50 - 130 kg /
100 - 150 kg




3 - 6 bar

Kleur / Coloris



Blauw / Bleu




Wit / Blanc

AQUATEC®




Yes, you can.®

Accessoires



Speciale hoekverstelbare rug
Met zijsteunen in hoek verstelbaar tot 45°.

Dossier inclinable spécial
Equipé de maintiens latéraux ajustables en inclinaison jusqu'à 45°.




Hoekverstelbare rug
Rug in hoek verstelbaar tot 45° via handbediening.

Dossier inclinable
Dossier inclinable à l'aide de la télécommande jusqu'à 45°.




Speciale, vaste rug
Met zijsteunen, in hoek verstelbaar.

Dossier fixe spécial
Equipé de maintiens latéraux ajustables en inclinaison.



Vaste rug
Voor een aangename zitpositie.
Dossier fixe
Pour une position assise confortable.




Hoofdsteen
Hoogteverstelbaar, regelbare zijsteunen.
Appui-tête
Réglable en hauteur, maintiens latéraux ajustables.




Gordels
Borst-, bekken- en dijgordel.
Ceintures
Ceinture de cuisse, poitrine et abdominale.



Speciaal hoofdkussen
Met zijsteunen.
Coussin de tête spécial
Equipé de maintiens latéraux.



Kniesteun
Gevuld met schuim of zand.
Coussin support genoux
Remplissage mousse ou sable.



Voetsteen
Voor optimale positie samen met rugsteen.
Support pieds
Pour un positionnement optimal en combinaison avec un dossier.



Transporttas
Met wielen, om te transporteren en op te bergen.
Sac de transport
Avec roulettes pour le transport et le stockage.



Geleider voor zijsteunen
Indien handgrepen gemonteerd zijn aan de badrand.
Guide pour maintiens latéraux
Lorsqu'il y a des barres de maintien montées à l'intérieur de la baignoire.
Breedte / Largeur : 350 mm.

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Major - BE - 11/2011



Abductieklos, te vijzen
Vermijdt glijden. Diameter 70 of 120 mm.

Plots d'abduction à visser
Evite glissements. Diamètre 70 ou 120 mm.