























## Invacare® Guide de choix chaises de douche mobiles

|                                      |  | CHAIRES DE DOUCHE A POUSSER   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
|                                      |  | OCEAN TRANSIT   | OCEAN XL TRANSIT  | CASCADE   | LAGON   | REVATO  | ALIZE   |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  | 7.10.900  | 7.13.900  | H243  | 61211FGB0Q4   | R7710,073<br>R7711,073<br>R7712,073   | H2080   |
|                                      | <b>Découpe toilette intime</b>   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   | ✓   |
|                                      | <b>Couvercle</b>   | Option  | Option  | ✓   | ✓   |   |   |
|                                      | <b>Largeur HT</b>             | 560 mm  | 640 mm  | 570 mm  | 520 mm  | 560 mm  | 590 mm  |
|                                      | <b>Largeur d'assise</b>       | 459 mm  | 459 mm  | 430 mm  | 440 mm  | 450 mm  | 410 mm  |
|                                      | <b>Profondeur HT</b>   | 934 mm  | 934 mm  | 940 mm  | 960 mm  | 860 mm  | 690 mm  |
|                                      | <b>Profondeur d'assise</b>    | 450 mm  | 450 mm  | 420 mm  | 395 mm  | 450 mm  | 400 mm  |
|                                      | <b>Hauteur d'assise</b>       | 477 - 600 mm  | 477 - 600 mm  | 545 mm  | 540 mm  | 520 mm  | 530 mm  |
|                                      | <b>Hauteur HT</b>             | 964 - 1094 mm   | 964 - 1094 mm   | 945 mm  | 900 mm  | 950 mm  | 900 mm  |
|                                      | <b>Hauteur du Dossier</b>     | 490 mm  | 445 mm  | 410 mm  | 360 mm  | 430 mm  | 380 mm  |
|                                      | <b>Poids</b>                  | 14,5 kg   | 14,5 kg   | 13 kg   | 12,7 kg   | de 12 à 14,6 kg   | 10 kg   |
|                                      | <b>Poids max utilisateur</b>  | 130 kg  | 150 kg  | 120 kg  | 100 kg  | 135 kg  | 120 kg  |
| <b>Caracteristiques dossiers</b>     | <b>Réglable en tension</b>   | ✓   | ✓   |   |   |   |   |
|                                      | <b>Inclinable</b>  |   |   |   |   |   |   |
| <b>Caracteristiques accoudoirs</b>   | <b>Amovible</b>  |   |   |   | ✓   |   |   |
|                                      | <b>Relevable</b>   | ✓   | ✓   | ✓   |   | ✓   | ✓   |
| <b>Caracteristiques repose-pieds</b> | <b>Réglable en hauteur</b>   | ✓   | ✓   |   |   |   |   |
|                                      | <b>Relevable</b>   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   | ✓   |
|                                      | <b>Amovible</b>  | ✓   | ✓   |   | ✓   | ✓   |   |
|                                      | <b>Repose-pieds / Palette monobloc</b>   | Repose-pieds  | Repose-pieds  | Palette monobloc  | Repose-pieds  | Repose-pieds sur R7712,073  | Palette monobloc  |
| <b>Garantie</b>                      |  | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   |



|   |   |   |   | FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE  |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| NEPTA   | OCEAN VIP   | OCEAN DUAL-VIP  | OCEAN E-VIP   | OCEAN   | CASCADE  | LAGON   | REVATO  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>6358E</b>  | <b>1470712</b>  | <b>1470829</b>  | <b>1471208</b>  | <b>7.12.900</b>   | <b>H253</b>  | <b>61211FGBOP4</b>  | <b>R7719,073</b><br><b>R7722,073</b>  |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |   |
|   | Option  | Option  | Option  | Option  | ✓  | ✓   |   |
| 540 mm  | 576 mm  | 576 mm  | 730 mm  | 675 mm  | 640 mm   | 640 mm  | 700 mm  |
| 350 mm  | 500 mm  | 500 mm  | 450 mm  | 459 mm  | 430 mm   | 430 mm  | 450 mm  |
| 630 mm  | 1038 mm /<br>1373 mm si<br>inclinée à 35°   | 1038 mm /<br>1373 mm si<br>inclinée à 35°   | 1010 mm   | 1060 mm   | 1040 mm  | 1110 mm   | 1040 mm   |
| 370 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 450 mm  | 420 mm   | 395 mm  | 450 mm  |
| 530 mm  | 500 / 550 / 600<br>mm   | 500 / 550 / 600<br>mm   | 500 - 1050 mm   | 477 - 600 mm  | 490 mm   | 540 mm  | 540 mm  |
| 1120 mm   | 1130 - 1360<br>mm   | 1130 - 1360<br>mm   | 1070 - 1620<br>mm   | 964 - 1094 mm   | 945 mm   | 900 mm  | 970 mm  |
| 590 mm  | 530 mm  | 530 mm  | 530 mm  | 445 mm  | 410 mm   | 360 mm  | 430 mm  |
| 5,5 kg  | 21,5 kg   | 28,3 kg   | 38 kg   | 19,5 kg   | 18,5 kg  | 16 kg   | 22,6 kg   |
| 113 kg  | 150 kg  | 150 kg  | 150 kg  | 130 kg  | 120 kg   | 100 kg  | 135 kg  |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |   |   |
|   |   | ✓   | ✓   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |  | ✓   |   |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   | ✓   |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |   |   |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |
|   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  | ✓   | ✓   |
|   | Repose-pieds  | Repose-pieds  | Repose-pieds  | Repose-pieds  | Palette<br>monobloc  | Repose-pieds  | Repose-pieds  |
| 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans  | 2 ans   | 2 ans   |