



Invacare® | Krukken / Béquilles


Invacare **Advantik**




Advantik



Advantik Tall



Advantik Soft



Invacare **P2832**

Invacare **P2831**

Het **Advantik**-gamma bestaat uit lichte krukken in verschillende kleuren met geanodiseerd aluminium. Max. gebruikersgewicht: 130 kg / La gamme **Advantik** consiste de béquilles légères en aluminium anodisé en plusieurs coloris pour des patients jusqu'à 130 kg.

- Opening om krukken in elkaar te haken en reflectoren / Crochet pour assembler les 2 cannes et catadioptrés
- De kruk **Advantik Soft** heeft een zachtere, anatomische handgreep / La béquille **Advantik Soft** est une nouvelle version avec une poignée de forme anatomique plus souple
- **Advantik Tall** voor personen groter dan 1,80 m / pour les personnes mesurant plus d'1,80 m
- Kindergamma met speelse kleuren en dubbele aanpassing / Gamme enfants avec double ajustement et coloris ludiques




Yes, you can.®


Invacare Elleboogkruk / Béquille de coude


Armband rond elleboog: blijft hangen indien handgreep losgelaten wordt. Dubbele verstelling: hand tot elleboog en hand tot grond.

Double réglage en hauteur: sol-poignée et poignée-coude. La béquille reste attachée même si on lâche la poignée.

Invacare Basik


Bijzonder lichte, gebruiksvriendelijke krukken. *Béquilles légères et simple d'utilisation.*

Invacare Big 150


Versterkte krukken voor personen met een gebruikersgewicht tot 150 kg / *Béquilles renforcées pour des patients allant jusqu'à 150 kg.*

Technische eigenschappen / Données techniques
Garantie 2 jaar / ans

	Code	Hoogte / Hauteur	Lengte handvat / Long. poignée	Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur	Gewicht / Poids
Invacare® Elbow crutch	8153-A 8152-J 8153-T	720-965 mm 580-810 mm 810-104 mm	270-340 mm 270-360 mm 280-355 mm	137 kg	1.020 kg
Invacare Advantik P2800 Grijs / Gris	P2800	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2802 Geel / Jaune	P2802	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2803 Rood / Rouge	P2803	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2804 Bordeaux	P2804	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2805 Blauw / Bleu	P2805	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik Soft Blauw / Bleu	1529865/ 1529864	750-980 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik Tall	1529863	850-1080 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik kinderen / enfants	P2831	500 - 725 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Advantik kinderen / enfants	P2832	495-715 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Basik	P227S	720-950 mm	240 mm	100 kg	0.515 kg
Invacare Big 150	1529868	1080 mm (te snijden / à découper)	240-265 mm	150 kg	0.75 kg

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Krukken / Béquilles - BE - 12/2011



Yes, you can.®