


Invacare® | *Dagelijkse hulpmiddelen / Aides techniques*



Invacare Ambio C426AB

Keukenstoel / Chaise haute de cuisine

- Hoogteverstelbare zit, 500-560 mm / Assise réglable en hauteur de 500 à 650 mm
- Licht hellende zit / Assise légèrement inclinée
- Opgevulde, waterbestendige zit en rug / Assise et dossier rembourrés, résistants à l'eau

Spare parts

① Zit / Assise	426011
② Rug / Dossier	426012
③ Einddop / Embout	UNIV-00008
④ Clip	426013
● Kit vijzen zit & rug (8st) / Kit visserie siège et dossier (lot de 8)	1450959

Gewicht / Poids (kg)	7
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur (kg)	100
Garantie (jaar / ans)	2

Invacare Extenso D100, D100PLUS, D110, D110PLUS



Grijphulp / Pincés accrocheuses

- **D100PLUS** & **D110PLUS**: met anti-slipoppervlak / munis d'antidérapants
- Gekarteld uiteinde voor kleine voorwerpen / Extrémité crantée pour les petits objets
- Magneet voor metalen voorwerpen / Aimant pour les objets métalliques

D100, D100PLUS L = 800 mm

D110, D110PLUS L = 650 mm

Spare parts

① Magneet / Aimant	D100-00001
--------------------	------------

	D100 & D100PLUS	D110 & D110PLUS
Gewicht / Poids (kg)	0,3	0,2
Garantie (jaar / ans)	2	2



Yes, you can.®




Invacare Infilio D102 et D103

Hulp bij aantrekken van sokken en kousen (D102) en panty's (D103) / Enfile bas et chaussettes (D102) et enfile collants (D103)

- ABS kunststof / Plastique ABS
- Met zijriemen om goed te kunnen vastgrijpen / Equipé de deux sangles latérales pour faciliter la préhension

Garantie (jaar / ans)	2
-----------------------	---




Invacare Vaso 970742

Urinaal voor mannen / Urinal homme

- Handgreep / Poignée de préhension
- ABS kunststof / Plastique ABS
- Wasbaar in autoclaaf (80°) / Autoclavable à 80°C

Gewicht / Poids (kg)	0,15
Garantie (jaar / ans)	2



Invacare Basseo 970765

Bedpan / Bassin de lit

- Ergonomische handgreep / Poignée ergonomique
- ABS kunststof / Plastique ABS
- Wasbaar in autoclaaf (80°) / Autoclavable à 80°C

Gewicht / Poids (kg)	0,5
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur (kg)	90
Garantie (jaar / ans)	2

INVACARE N.V.
Autobaan 22 · 8210 Loppem
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Dagelijkse hulpmiddelen / Aides techniques - BE - 11/2011