



**Yes, you can.®**

Invacare SA

Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

### Invacare® alber® e-motion M25

Support électrique des cerceaux pour quasi tous les fauteuils roulants manuels



Poids maximum total: 150 kg  
Garantie: générale: 2 ans; batterie: 1 an  
Prix en Euro, 6% TVA incl.  
Prix hors 0.33 euro recupel hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

Option standard

Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
<b>MODELE DE BASE A</b>		
1592680	◆ alber e-motion M25 roues 24" Right Run	6.000,00
	Comprenant: - 2 roues motrices - Axes Quick release - Roues Schwalbe Right Run - Cerceaux RVS - Vitesse max. de 6 km/h - Chargeur de batteries - Set de 2 batteries au Lithium Ion	
1467178	◆ Adapteurs pour le fauteuil roulant	400,00
	Prix total	6.400,00
<b>MODELE DE BASE B</b>		
1592559	◆ alber e-motion M25 Roues 24" Right Run télécommande ECS incl. (marche/arrêt à distance, 2 niveaux d'assistance, mode apprentissage, dispositif anti-recul)	6.700,00
	Comprenant: - 2 roues motrices - Axes Quick release - Roues Schwalbe Right Run - Cerceaux RVS - Vitesse max. de 6 km/h - Chargeur de batteries - Set de 2 batteries au Lithium Ion - Système Ergonomic Control (ECS) qui rend la programmation possible	
1467178	◆ Adapteurs pour le fauteuil roulant	400,00
	Prix total	7.100,00
<b>MODELE DE BASE C</b>		
1594428	◆ alber e-motion M25 Roues 24" Right Run télécommande DUODRIVE incl.	7.000,00
	Comprenant: - 2 roues motrices - Axes Quick release - Roues Schwalbe Right Run - Cerceaux RVS - Vitesse max. de 6 km/h - Chargeur de batteries - Set de 2 batteries au Lithium Ion - Télécommande DUODRIVE	
1467178	◆ Adapteurs pour le fauteuil roulant	400,00
	Prix total	7.400,00

#### INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL

Pour fixer les roues e-motion au fauteuil roulant, un crochet est requis. Cela dépend de la configuration du fauteuil roulant. Merci de remplir toujours les données suivantes :

Marque du fauteuil :

Modèle du fauteuil :

Numéro de série fauteuil Invacare/Küschall :

(Pas de fauteuil d'Invacare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)

Largeur d'assise (en cm) :

Hauteur d'assise avant (en cm) :

Taille roue arrière :

Carrossage :

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse		
<b>OPTIONS SUPPLEMENTAIRES (Merci de mentionner les informations relatives au fauteuil roulant comme demandé ci-dessus)</b>					
<b>e-motion M25 roues 24" (sans ECS)</b>					
Pneus/Cerceaux		RVS (standard)	RVS avec bandage tetra (suppl: 185,00€)	Curve L (suppl: 420,00€)	Quadro (suppl: 504,00€)
Schwalbe Right Run (standard)	<input type="checkbox"/>	Standard	<input type="checkbox"/> 1592681: 6245,00€	<input type="checkbox"/> 1592693: 6490,00€	<input type="checkbox"/> 1592685: 6575,00€
Schwalbe Marathon Plus (suppl: 92€)	<input type="checkbox"/>	1592682: 6150,00€	<input type="checkbox"/> 1592683: 6340,00€	<input type="checkbox"/> 1592694: 6585,00€	<input type="checkbox"/> 1592687: 6670,00€
Massif 1 3/8" (suppl: 124€)	<input type="checkbox"/>	1592686: 6185,00€	<input type="checkbox"/> 1592684: 6375,00€	<input type="checkbox"/> 1592697: 6615,00€	<input type="checkbox"/> 1592696: 6705,00€
1467178	<input type="checkbox"/>	Adapteurs pour le fauteuil roulant - toujours à commander + info fauteuil roulant			400,00
<b>e-motion M25 roues 22" (sans ECS)</b>					
Pneus/Cerceaux		RVS (standard)	RVS avec bandage tetra (suppl: 185,00€)		
Schwalbe Right Run (standard)	<input type="checkbox"/>	1592698: 6060,00€	<input type="checkbox"/> 1592699: 6245,00€		
Schwalbe Marathon Plus (suppl: 92€)	<input type="checkbox"/>	1592700: 6150,00€	<input type="checkbox"/> 1592701: 6345,00€		
Massif 1 3/8" (suppl: 124€)	<input type="checkbox"/>	1592702: 6185,00€	<input type="checkbox"/> 1592703: 6375,00€		
1467178	<input type="checkbox"/>	Adapteurs pour le fauteuil roulant - toujours à commander + info fauteuil roulant			400,00
<b>e-motion M25 roues 25" (sans ECS) - supplément 150,00€</b>					
Pneus/Cerceaux		RVS (standard)	Curve L (suppl: 400,00€)		
Schwalbe Right Run	<input type="checkbox"/>	1592688: 6220,00€	<input type="checkbox"/> 1592704: 6650,00€		
Schwalbe Marathon Plus (suppl: 92€)	<input type="checkbox"/>	1592689: 6315,00€	<input type="checkbox"/> 1592705: 6745,00€		
1467178	<input type="checkbox"/>	Adapteurs pour le fauteuil roulant - toujours à commander + info fauteuil roulant			400,00
<b>SÉCURITÉ</b>					
<b>e-motion M25 doit toujours être combiné avec anti-basculé. Requis pour choisir parmi les possibilités suivantes.</b>					
1593206	<input type="checkbox"/>	Système anti-basculé avec bras d'inclinaison, roues de soutien et pièces de montage (toujours mentionner type de fauteuil et largeur d'assise)		420,00	
	<input type="checkbox"/>	Double anti-basculé déjà sur la siège			
	<input type="checkbox"/>	Montage double anti-basculé par le revendeur			
<b>REVÊTEMENT DE CERCEAUX</b>					
1592425	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 22", la paire		160,00	
1592421	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 24", la paire		160,00	
1592426	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 25", la paire		160,00	
<b>PROTÈGE-RAYONS</b>					
1592266	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22", design „Comic“ (la paire)		170,00	
1592268	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24", design „Sphere“ (la paire)		170,00	
1592553	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24", transparent (la paire)		170,00	
1592269	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 25", design „Sphere“ (la paire)		170,00	
<b>OPTIONS POUR BOITIER DE COMMANDE ECS</b>					
1592743	<input type="checkbox"/>	Support pour unité de programmation ECS		252,00	
1592486	<input type="checkbox"/>	Unité de programmation ECS, à part		630,00	
<b>DIVERS</b>					
1565005	<input type="checkbox"/>	Set d'axes QR de conversion pour roues normales sur le porte-axe e-motion M25 (nécessaire uniquement si les roues d'origine ont un axe de 12 mm)		157,50	
1467780	<input type="checkbox"/>	Patins de freins rallongés		42,00	
1591500	<input type="checkbox"/>	Goupilles pour démontage rapide des roues, la paire		131,50	
1591362	<input type="checkbox"/>	Axe pour transport des roues		69,00	
<b>MONTAGE</b>					
	<input type="checkbox"/>	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l'installation correcte)			
	<input type="checkbox"/>	Montage par Invacare (prix net)		200,00	
<b>SI UN SUPPORT POUR LA TÉLÉCOMMANDE ECS EST COMMANDÉ, OÙ POUVEZ-NOUS LE MONTER ?</b>					
	<input type="checkbox"/>	A droite			
	<input type="checkbox"/>	A gauche			
<b>ACCESSOIRES</b>					
<b>APPLICATION MOBILITÉ E-MOTION M25</b>					
		Disponible dans le Google Play Store pour Android (tapez: Alber e-motion) et disponible dans l'Appstore à partir de début 2019 pour iOS			

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
	Fonctions : - Manuel d'utilisation - Questions fréquentes - Informations de service	GRATUITE
<b>E-MOTION M25 PACK MOBILITY PLUS</b>		
	Disponible dans le Google Play Store pour Android (tapez: Alber e-motion) et disponible dans l'Appstore à partir de début 2019 pour iOS	A payer dans le Google Playstore ou le Apple App Store
	Fonctions (possible de télécharger séparément) : - Augmenter la vitesse de 6 km/h à 8,5 km/h - Cruise mode (un véritable régulateur de vitesse) - Pilotage à distance du fauteuil - Fonction de programmation de la télécommande ECS - Analyse de la conduite	Les fonctions supplémentaires peuvent être achetées comme paquet ou séparément
<b>ADAPTATIONS / AUTRES ADDITIONS</b>		
	Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:	