



Yes, you can.®

matrx
SEATING SERIES

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

KÜSCHALL K-SERIES



Voiturette manuelle active avec châssis fixe et dossier rabattable

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

Garantie générale: 1 ans; garantie sur le châssis: 5 ans

Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Date :

Référence :


Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases
 Option standard
 Option sans supplément


CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆ DDA0067	KÜSCHALL K-SERIES	2.263,01
DDA0000	MYküschall Construction Spéciale	Sur demande
PAQUETS D'OPTION		Quand un paquet d'options a été choisi, il n'est plus nécessaire d'indiquer les options dans la liste!
DDA2000	Carbon package: Châssis en carbone 75° - Palette en carbone - Axe en carbone (+ 150 g)	1.051,31
DDA2001	Titanium package: Châssis, Dossier et Repose-pieds en titane (- 225 g)	1.892,37
DDA2002	Light package 1: Dossier et Repose-pieds en titane - Axe en carbone (- 305 g)	946,18
DDA2003	Light package 2: Dossier et Repose-pieds en titane - Axe en carbone - Revêtement d'assise et de dossier "Light" (- 720 g)	1.051,31
DDA2004	Light package 3: Dossier et rep-pieds en titane - Axe en carbone - Revêtement d'assise et de dossier "Light" - Roues Spinergy LXX - Pneus Schwalbe ONE et freins actifs (- 1560g)	1.745,18
OPTIONS D'ASSISE		
CHÂSSIS: MATERIAU/ANGLE/TYPE		
◆ DDA0284	Châssis 75° - Aluminium (confluent)	
DDA0285	Châssis 75° - Aluminium - châssis d'adduction	
DDA0286	Châssis 75° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	69,85
DDA0287	Châssis 75° - Titane (confluent)	1.124,55
DDA0288	Châssis 75° - Carbone (confluent)	697,40
DDA0289	Châssis 90° - Aluminium (confluent)	Pas avec roues avant 5"
DDA0290	Châssis 90° - Aluminium - châssis d'adduction	Pas avec roues avant 5"
DDA0291	Châssis 90° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	Pas avec roues avant 5"
DDA0292	Châssis 90° - Titane (confluent)	1.136,00
LARGEUR D'ASSISE (SB)		
DDA0122	320 mm	Pas possible avec coussins et dossiers Matrx, assise réglable et dossier titane
DDA0124	340 mm	pas possible avec dossier ou coussin Matrx
DDA0126	360 mm	
DDA0128	380 mm	
◆ DDA0130	400 mm	
DDA0132	420 mm	
DDA0134	440 mm	Pas avec revêtement dossier et assise light
DDA0136	460 mm	Pas avec revêtement dossier et assise light
DDA0138	480 mm	Pas avec dossier Matrx MX2 et Elite standard hauteur 360mm; pas avec revêtement dossier et assise light
DDA0140	500 mm	Pas avec dossier Matrx MX2 et Elite standard hauteur 360mm; pas avec revêtement dossier et assise light



Châssis d'adduction



CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)			
DDA0411	350 mm	pas avec châssis long, coussins MatrX ou positions d'assise 1/2	
DDA0414	375 mm	pas avec châssis long ou coussins MatrX	
◆ DDA0417	400 mm	pas avec châssis long	
DDA0420	425 mm		
DDA0423	450 mm	Pas avec revêtement d'assise Light	
DDA0426	475 mm	Seulement avec +50 mm châssis aluminium; pas avec revêtement d'assise Light	
DDA0429	500 mm	Seulement avec +50 mm châssis aluminium; pas avec revêtement d'assise Light	
DDA0432	525 mm	Seulement avec +50 mm châssis aluminium; pas avec revêtement d'assise Light	
POSITION D'ASSISE (SP)		Position 1 = la position la moins stable; pos. 5 = la position la plus stable	
DDA0461	Position 1 = 140 mm	Pas avec profondeur d'assise 350mm	
DDA0462	Position 2 = 125 mm	Pas avec profondeur d'assise 350mm	
◆ DDA0463	Position 3 = 110 mm		
DDA0464	Position 4 = 95 mm		
DDA0465	Position 5 = 80 mm		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)			
DDA0585	Hauteur de dossier dépend de la position de dossier MatrX	Toujours choisir avec dossier MatrX	
DDA0548	RH 270 mm	Ne pas avec poignées de poussée réglables en hauteur; repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées	
DDA0580	RH 285 mm	repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées	
DDA0550	RH 300 mm	repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées	
DDA0503	RH 315 mm		
DDA0506	RH 330 mm		
DDA0509	RH 345 mm		
DDA0512	RH 360 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
◆ DDA0514	RH 375 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0516	RH 390 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0518	RH 405 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0520	RH 420 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0522	RH 435 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0524	RH 450 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0526	RH 465 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
DDA0528	RH 480 mm	Pas avec revêtement de dossier "Light"	
VOIR TABLEAU A LA DERNIERE PAGE POUR INFO DETAILLEE SUR (SHv), (UL) ET CHOIX DES ROUES ARRIERE			
HAUTEUR D'ASSISE (SHv)			
DDA0847	SHv 450 mm	Uniquement avec châssis aluminium standard! Pas avec roues avant 5"	
DDA0848	SHv 460 mm	Uniquement avec châssis aluminium standard! Pas avec roues avant 5"	
DDA0849	SHv 470 mm	Uniquement avec châssis aluminium standard! Pas avec roues avant 5"	
DDA0850	SHv 480 mm		
DDA0851	SHv 490 mm		
◆ DDA0852	SHv 500 mm		
DDA0853	SHv 510 mm		
DDA0854	SHv 520 mm		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)			
DDA0944	SHh 390 mm	Pas avec roues arrière 25" et 26"	



CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDA0945	SHh 400 mm	Pas avec roues arrière 26"	
DDA0946	SHh 410 mm		
DDA0947	SHh 420 mm		
◆ DDA0948	SHh 430 mm		
DDA0949	SHh 440 mm		
DDA0950	SHh 450 mm		
DDA0951	SHh 460 mm		
DDA0952	SHh 470 mm		
DDA0953	SHh 480 mm		
DDA0954	SHh 490 mm		
DISTANCE REPOSE-PIEDS / GENOUX (UL)		Pour 75°: UL < SHv -30 mm; pour 90°: UL < SHv -40 mm	
Pour UL < 390 mm et selon la configuration, la palette peut être montée haut!			
DDA1670	UL 290 mm	DDA1680	UL 390 mm
DDA1671	UL 300 mm	DDA1681	UL 400 mm
DDA1672	UL 310 mm	DDA1682	UL 410 mm
DDA1673	UL 320 mm	DDA1683	UL 420 mm
DDA1674	UL 330 mm	◆ DDA1684	UL 430 mm
DDA1675	UL 340 mm	DDA1685	UL 440 mm
DDA1676	UL 350 mm	DDA1686	UL 450 mm
DDA1677	UL 360 mm	DDA1687	UL 460 mm
DDA1678	UL 370 mm	DDA1688	UL 470 mm
DDA1679	UL 380 mm	DDA1689	UL 480 mm
DOSSIER			
MATERIAU DU DOSSIER			
◆ DDA0730	Aluminium		
DDA0731	Titane	Pas possible avec 'tube de dossier courbé et monté plus bas' et poignées de poussée réglables en hauteur (à monter) ou SB 320mm	537,08
TUBE DE DOSSIER			
◆ DDA0770	Dossier standard	Pas avec poignées de poussée intégrées et réglables en hauteur	
DDA0772	Dossier avec tube de dossier courbé et monté plus bas	Seulement sans revêtement de dossier et pour dossier MatrX; pas pour tubes de dossier Titanium	
DDA0773	Dossier avec tube de dossier fixe	Seulement sans revêtement de dossier et pour dossier MatrX MX2 (pas d'autres); pas pour tubes de dossier Titanium	
REVÊTEMENT DE DOSSIER			
DDA0721	Revêtement "Light"	Pas avec poignées de poussée réglables en hauteur ; SB>420/RH>345mm	108,02
◆ DDA0726	Dossier réglable en tension par bandes velcro, revêtement en noir		
DDA0735	Aeroback, réglable en tension		60,69
DDA0769	Sans revêtement de dossier	Uniquement en combinaison avec 0772 of 0773	
DOSSIER MATRX		Délais suppl.	
DDA0764	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware QR	Pas pour SB<360mm et SB >460mm	939,04
DDA0765	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware QR	Pas pour SB<360mm et SB >460mm	939,04
DDA0766	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware QR	Pas pour SB<360mm et SB >460mm	939,04
DDA0767	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware QR	Pas pour SB<360mm et SB >460mm	939,04
DDA0757	Elite Deep, hauteur 410 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 320-340mm	774,46
DDA0761	Elite Standard, hauteur 410 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 320-340mm	654,52
POIGNÉES DE POUSSÉE			
◆ DDA0750	Sans poignées de poussée		
DDA0751	Poignées de poussée fixes, courtes	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	111,08

UL est la distance entre les genoux et les talons (ULpat) moins l'épaisseur du coussin (SK)



UL fauteuil
UL patient - épaisseur coussin



CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDA0702	Poignées de poussée fixes, longues	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	111,08
DDA0703	Poignées de poussée réglables en hauteur, pas intégrées	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas / pas avec HD 270 mm / pas avec dossier en titane / pas avec revêtement light / pas avec HD 285-330 mm en combinaison avec des repose-bras tubulaires	244,52
DDA0704	Poignées de poussée escamotables	Pas avec HD 315-330 mm en combinaison avec des repose-bras tubulaires; pas possible avec tube de dossier courbé et monté plus bas	244,52
DDA0733	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	Pas avec dossier standard (0770)	244,52
ANGLE DE DOSSIER (RW)			
DDA0707	74° avec l'assise		
DDA0718	78° avec l'assise		
◆ DDA0709	82° avec l'assise		
DDA0719	86° avec l'assise		
DDA0711	90° avec l'assise		
ASSISE			
RETEMENT D'ASSISE			
◆ DDA0610	Standard		
DDA0615	Revêtement "Light"		32,77
DDA0611	Réglable en tension avec une bande velcro centrale	Pas possible avec ST 525 mm	97,18
SACHET AU-DESSOUS DU RETEMENT D'ASSISE		A apporter sous l'assise	
DDA0616	Petit		36,65
DDA0617	Grand		36,65
SACHET SIEGE			
DDA0606	Pochette, click-in, amovible		83,61
SIEGES D'ASSISES			
DDA0600	Standard	60 mm double mousse avec surface en visco	92,07
DDA0662	Coussin MatrX Libra		432,58
DDA0663	Coussin MatrX Vi		418,20
REPOSE-PIEDS			
TYPE REPOSE-PIEDS		Pas possible avec palette!	
◆ DDA1508	Tube fixe, Aluminium		
DDA1509	Tube fixe, Titane	Pas avec repose-pied monté haut	301,61
DDA1513	Plaque en composite sur palette monobloc fixe	Seulement avec tube fixe	69,09
DDA1570	Carbone, réglable en angle		265,02
DDA1515	Palette escamotable latéralem., réglable en angle	Pas avec palette montée haut! Châssis confluent en titane; ZB 480 mm et 500 mm	464,53
PROTEGE-VETEMENTS			
PROTEGE-VETEMENTS / GARDE-BOUES			
◆ DDA1401	Protège-vêtements en carbone		
DDA1408	Garde-boues en carbone	Pas avec accoudoirs	306,16
REPOSE-BRAS			
Pas possible avec gardes-boues !			
DDA1416	Réglables en hauteur, courts	Pas avec garde-boues et avec SHh<420 mm	297,86
DDA1421	Réglables en hauteur, longs	Pas avec garde-boues et avec SHh<420 mm	297,86
ACCOUDOIRS			
DDA1411	Tubulaires, réglables en hauteur, démontables, escamotables, amovibles, avec manchette	Pas avec poignées de poussée escamotables en combinaison avec RH<315 mm ou poignées de poussée réglables en hauteur, à monter; pas avec Alber e-motion/twion	293,89
CHÂSSIS			



0617



0606



1509



1401

1408



1416/21

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
COLORIS DU CHÂSSIS		Pas pour châssis en carbone/titane!	
DDA0300	Glossy black	DDA0358	Smokey Grey
DDA0354	Night shimmer	DDA0356	Ivory White
DDA0302	Royal blue	◆ DDA0314	Black matt
DDA0303	Royal red	DDA0359	Flashy Yellow
DDA0350	Purple fire	DDA0366	Dynamite orange
DDA0315	Silver grey	DDA0367	Atomic violet
DDA0365	Mercury blue	DDA0368	Nitro pink
		DDA0370	Matt red 20,41
		DDA0371	Caramel bronze 20,41
CHASSIS POLI			
DDA0310	Mirror natural	Pas pour châssis en carbone / titane! 204,14	
CHÂSSIS COULEUR NEON		Pas pour châssis en carbone / titane!	
DDA0372	Neon vert	5 jours en plus pour la livraison!	255,18
DDA0373	Neon jaune	5 jours en plus pour la livraison!	255,18
DDA0374	Neon rose	5 jours en plus pour la livraison!	255,18
DDA0375	Neon rouge	5 jours en plus pour la livraison!	255,18
COULEUR-POWER-SET		Roues Starec 4" ou 5" pas incl.! De petites différences de couleur sont possibles!	
DDA0330	Colour-Power-Set techno-anthracite	255,18	
DDA0334	Colour-Power-Set b-blue	255,18	
DDA0329	Colour-Power-Set comet red	255,18	
DDA0336	Colour-Power-Set arctic blue	255,18	
DDA0337	Colour-Power-Set copper glaze	255,18	
DDA0338	Colour-Power-Set chrome	Roue arrière Starec: cerceau seulement disponible en noir si CPS est sélectionnée	255,18
DDA0339	Colour-Power-Set champagne	255,18	
DDA0340	Colour-Power-Set olive	255,18	
ROUES AVANT			
ROUES AVANT			
DDA0800	3" Supersport		
DDA0801	4" roue Everyday en caouthouc noir (nouveau modèle)	Avec caouthouc noir!	
DDA0860	4" roue Comfort en caouthouc noir (nouveau modèle)	Avec caouthouc noir!	
DDA0803	4" Starec techno-anthracite	150,08	
DDA0825	4" Starec champagne	150,08	
DDA0826	4" Starec olive	150,08	
DDA0808	4" Starec comet red	150,08	
DDA0830	4" Starec copper glaze	150,08	
DDA0831	4" Starec arctic blue	150,08	
DDA0807	4" Starec b-blue	150,08	
DDA0809	4" Starec black	150,08	
DDA0861	4" Starec chrome	150,08	
DDA0796	4" roues frogleg avec jantes en noir aluminium	255,18	
DDA0797	4" roues frogleg avec jantes argentées	255,18	
DDA0810	5" Roue Everyday avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90°	
◆ DDA0863	5" Roue confort avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90°	
DDA0813	5" Starec techno anthracite	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	
DDA0827	5" Starec champagne	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	
DDA0828	5" Starec olive	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	
DDA0818	5" Starec comet red	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	
DDA0832	5" Starec arctic blue	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	
DDA0833	5" Starec copper glaze	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90° 150,08	




0338

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	DDA0817	5" Starec b-blue	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90°	150,08
	DDA0819	5" Starec black	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90°	150,08
	DDA0862	5" Starec chrome	Pas avec SHv<480 mm; châssis 90°	150,08
	DDA0798	5" roues frogleg avec jantes en noir aluminium		255,18
	DDA0799	5" roues frogleg avec jantes argentées		255,18
ROUES ARRIERE				
OAD		Pas avec axe Vario, axe en carbone, protège-rayons, tétraclip et carrossage 3°/6°		
	DDA1118	Droite (roue light 7bar et cerceaux en aluminium)	865,15	
	DDA1119	Gauche (roue light 7bar et cerceaux en aluminium)	865,15	
FIXATION ROUES ARRIERE				
◆	DDA0250	Standard		
	DDA0248	Déport de roues arrières à 3 positions	Seulement pour position 1, 2 en 3! Pas avec châssis en carbone/titane! Pas avec SHh < 410 mm!	250,83
	DDA0251	Déport de roues arrières à 5 positions	Pas avec châssis caron et titanium! Niet met SHh < 410 mm!	250,83
1ière AXE TYPE				
	DDA0276	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	freins actifs / pas avec OAD ou Alber e-motion/twion	388,92
◆	DDA0277	Axe standard		
	DDA0278	Axe en carbone	Pas avec rallonge porte-axe et avec e-motion/twion/ Pas avec OAD	162,04
POSITION 1ière axe		Uniquement avec fixation des roues arrière rallongée. Avec 2e axe: 1ier axe toujours en position 1!		
	DDA0263	1e position depuis l'avant		
	DDA0264	2e position depuis l'avant		
	DDA0265	3e position depuis l'avant		
	DDA0266	4e position depuis l'avant		
	DDA0267	5e position depuis l'avant		
CARROSSAGE 1ière AXE				
	DDA0270	0°		
◆	DDA0271	3°		
	DDA0272	6°		Pas avec Alber e-motion/twion
2ième AXE DE CARROSSAGE		Uniquement avec fixation des roues arr. rallongée. Avec 2e axe: 2e axe toujours en position 5!		
	DDA0252	Axe standard	Pas avec OAD	85,43
	DDA0280	Vario-axe, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	Pas avec OAD	388,92
CARROSSAGE 2ième axe		Maximum 3° de différence avec carrossage du 1ier axe. Avec 1 seul vario-axe: 2e axe 0° ou 3°!		
	DDA0270	0°		
	DDA0271	3°		
	DDA0272	6°		Pas avec Alber e-motion/twion
AXE QUAD RELEASE				
	DDA0909	Tetra Clip	Pas avec freins de moyeux ou Spinergy LXX roues	114,04
TAILLE ROUES ARRIERE				
◆	DDA0902	24"		
	DDA0925	25"	Pas avec roues Starec / pas avec protège-rayons	
	DDA0903	26"	Pas avec freins actifs!	444,47
TYPE ROUES ARRIERE				
◆	DDA0915	24", 26" roues küschall Starec, rayons croisés	Moyeux en CPS si CPS est sélectionné!	
	DDA0908	24" roues High Performance	Moyeu en CPS si CPS est sélectionné/pas avec pneus pleins	405,09
	DDA0918	25" roues High performance	Moyeu en CPS si CPS est sélectionné/pas avec pneus pleins	405,09
	DDA0913	24" roues Mountain Bike (pneus incl.)	Uniquement avec cerceaux alu ou Supergripp	524,11
	DDA0906	24" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes noirs / pas avec pneus pleins ou tetra clip	689,56



0251




0276



0278

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
DDA0912	25" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes en noir / pas à pneus plein ou tetra clip 689,56
DDA0927	Roues avec freins de moyeu intégrés	24 rayons argentés; moyeu et jantes noirs / pas avec tétraclip; axe Vario et pneus pleins 874,85
ALBER ADD ON KIT		Seulement avec rallonge porte-axe courte et en une seule position; pas avec accoudoirs tubulaires
DDA0926	Adaptateur avec 2 anti-basculés d'Alber pour Twion/Emotion	Seulement avec 24"; pas avec carrossage 6° 841,06
PNEUS ARRIERE Pas pour roues mountainbike et OAD		
◆ DDA1014	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun noir/gris	
DDA1002	24" Profil 7 bar	
DDA1004	24" Pneus pleins, profil, gris	Pas avec roues High Performance, LXX et freins de moyeu intégrés 58,84
DDA1006	24" Pneus pleins, noir (Type KIK)	Pas avec roues High Performance, LXX et freins de moyeu intégrés 58,84
DDA1007	24" Pneus pleins, light, gris	Pas avec roues High Performance, LXX et freins de moyeu intégrés 58,84
DDA1013	24" Schwalbe Rightrun bleu	K-guard puncture resistant 33,37
DDA1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant 100,88
DDA1010	24", 25", 26" Schwalbe "Marathon Plus"	Smartguard puncture protected 86,37
ANTI-CREVAISON Pas possible avec pneus "Marathon Evolution" !		
DDA1020	Protection anti-crevaisson	99,91
CERCEAUX		
DDA1102	24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm	188,83
DDA1104	24", 26" Acier poli, distance 30 mm	Pas avec roues mountainbike 108,00
DDA1106	24" Titanium, distance 30 mm	Pas avec roues mountainbike 318,14
DDA1107	24" Titanium, distance 40 mm	Pas avec roues mountainbike 318,14
◆ DDA1113	24", 25" 26" Alu Light, distance 30 mm, gris	
DDA1114	24", 25", 26" Alu Light, distance 40 mm, gris	
DDA1117	24", 25", 26" Alu Light, distance 40 mm, noir	133,01
DDA1122	24" Carbolife Curve, distance 30mm	326,30
DDA1121	24" Carbolife Gekko, distance 30mm	397,63
PROTEGE-RAYONS		
DDA1200	24", 26" transparents	146,72
DDA1202	24" küsch noir	Pas pour Spinergy LXX et mountainbike 146,72
DDA1208	24" Transparent avec küschall en lettre blancs	146,72
SECURITE		
FREINS		
◆ DDA1300	Standard, levier courbé	
DDA1302	Freins Performance	Pas avec axe vario 76,03
DDA1303	Freins actifs (cisaux)	Pas avec roues arrière 26" 22,84
DDA1399	Sans freins, si vous optez pour des roues avec freins de moyeu	
OPTIONS DE SECURITE		
RALLONGE-FREINS		Uniquement pour freins std, levier courbé
DDA1310	Rallonge-freins pour freins std. avec levier courbé	18,54
SYSTÈME ANTI-BASCULE		
DDA1702	Anti-basculé avec tube, droite	169,32
DDA1703	Anti-basculé avec tube, gauche	169,32
DDA1704	Anti-basculé avec tube, par paire	338,64
CEINTURE DE SECURITE		
DDA1730	Ceinture pelvienne	37,08
CATADIOPTRES		
DDA1710	Montés	14,25
DDA1711	Non-montés	14,25
KIT DE TRANSPORT		Uniquement avec RH>400 mm, châssis en aluminium et pas avec dossier MatrX
DDA1770	Kit de Transport, ceinture incluse et autocollants	Système de fixation n'est pas inclus! 41,24
PORTE-CANNE		NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-basculé




1702 / 1703 / 1704

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
DDA1706	Droite	86,76
DDA1707	Gauche	86,76
DDA1719	Deux côtés	153,11
ACCESSOIRES		
DDA1739	Protecteurs pour le châssis avant "küschall"	pas avec cadre en carbon ou titanium 43,94
DDA1744	Porte-bagage sur châssis avant	A la livraison 445,47
DDA1745	Porte-bidon avec bidon	A la livraison 55,66
DDA1700	Roues Transit 3"	Pas avec anti-basculés droite et gauche / Alber e-motion/twion 475,21
DDA1715	Pompe	Livrée à part avec largeur d'assise 340 mm 10,21
DDA1712	Montre, montée à droite	Montée sur la tête de fourche 106,42
DDA1713	Montre, montée à gauche	Montée sur la tête de fourche 106,42
DDA1717	Kit d'outils	5,10
DDA1728	Sac de transport pour roues	64,48
DDA1734	Roues Mountainbike 24" avec sac de transport	573,11



DIMENSIONS POUR COMMANDES MYKÜSCHALL



CUSTOMIZED MEASUREMENTS		MYküschall	Description de la demande
SB			
ST			
RH			
SHv			
SHh			
UL			
RW			
GL / GB			
USER WEIGHT			
USER SIZE			

CODE		Description									Prix public €, TVA de 6% incluse		
Frame		24" rear wheels			25" rear wheels			26" rear wheels					
		SHv	UL(footrest)		SHv	UL(footrest)		SHv	UL(footrest)				
			Std. foottube	flip-up		Std. foottube	flip-up		Std. foottube	flip-up			
Aluminium	75° Short	45	33-42	29-42	46	33-43	29-43	47	33-44	29-44			
		46	34-43	30-43	47	34-44	30-44	48	34-45	30-45			
		47	35-44	31-44	48	35-45	31-45	49	35-46	31-46			
	75° Standard	48	37-45	33-45	49	37-46	33-46	50	37-47	33-47			
		49	38-46	34-46	50	38-47	34-47	51	38-48	34-48			
		50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49			
	75° +5	50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49			
		51	40-48	36-48	52	40-49	36-49	53	40-50	36-50			
		52	41-49	37-49	53	41-50	37-50	54	41-51	37-51			
	90° Short	45	33-41	29-41	46	33-42	29-42	47	33-43	29-43			
		46	34-42	30-42	47	34-43	30-43	48	34-44	30-44			
		47	35-43	31-43	48	35-44	31-44	49	35-45	31-45			
	90° Standard	48	37-44	33-44	49	37-45	33-45	50	37-46	33-46			
		49	38-45	34-45	50	38-46	34-46	51	38-47	34-47			
		50	39-46	35-46	51	39-47	35-47	52	39-48	35-48			
	90° +5	50	40-46	36-46	51	40-47	36-47	52	40-48	36-48			
		51	41-47	37-47	52	41-48	37-48	53	41-49	37-49			
		52	42-48	38-48	53	42-49	38-49	54	42-50	38-50			
	75° Adduction	48	37-45	NC	49	37-46	NC	50	37-47	NC			
		49	38-46	NC	50	38-47	NC	51	38-48	NC			
		50	39-47	NC	51	39-48	NC	52	39-49	NC			
	90° Adduction	48	37-44	NC	49	37-45	NC	50	37-46	NC			
		49	38-45	NC	50	38-46	NC	51	38-47	NC			
		50	39-46	NC	51	39-47	NC	52	39-48	NC			
Titan	75° Titan	48	37-45	NC	49	37-46	NC	50	37-47	NC			
		49	38-46	NC	50	38-47	NC	51	38-48	NC			
		50	39-47	NC	51	39-48	NC	52	39-49	NC			
	90° Titan	48	37-44	NC	49	37-45	NC	50	37-46	NC			
		49	38-45	NC	50	38-46	NC	51	38-47	NC			
		50	39-46	NC	51	39-47	NC	52	39-48	NC			
Carbon	Carbon	49	38-46	34-46	50	38-47	34-47	51	38-48	34-48			
		50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49			



UL(footrest) : This UL range is for a footrest mounted in the frame. Under this range, the footrest is high mounted