

Colibri

Profiter de la liberté



Scooter élégant et léger

Conçu avec la technologie Invacare Litelock™



Yes, you can.

Un micro scooter avec une grande personnalité

Le micro scooter Invacare Colibri® est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Grâce à l'inédit système breveté Invacare LiteLock™, le Colibri® est démontable facilement sans outils et rangé dans le coffre de votre voiture. Avec sa petite taille, ce scooter est exceptionnellement maniable dans les espaces étroits.



Transport facile

- Système Invacare LiteLock™ innovant et breveté.
- Peut être facilement démonté sans outils pour un transport rapide et sans effort.



Grandes roues et grandes batteries

- Plus grandes roues en option.
- Batterie suppl.
- Choisissez où vous souhaitez charger la batterie : directement sur le Colibri® ou séparément de celui-ci.



Plus de confort

- L'assise rembourrée assure à l'utilisateur une conduite relaxante.
- Pour encore plus de confort, une suspension de siège "easy fit" est également disponible.



Panneaux Mix 'n' Match


- Panneaux interchangeables mix 'n' match.
- Changez facilement les panneaux, aucun outil n'est nécessaire grâce au mécanisme à clipser.

Données techniques


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur siège/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout
465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm
Franchissement	Pente max. sécurité	Puissance moteurs	Autonomie	Vitesse
45 mm	6° / 10.5%	200 W	Tot 16 km	8 km/h
Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration
1170 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm

Coloris



Bleu Rouge



Vert Blanc Marble



Diamant Argent

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

