



Invacare[®] | **Comet[®] Alpine+**

Partez à l'aventure avec
puissance, contrôle et stabilité



Pour ceux qui souhaitent partir à l'aventure en terrains vallonnés, le **Comet Alpine +** offre la solution parfaite. Sa robustesse et sa conduite puissante vous donnent la liberté de découvrir de nouveaux horizons, sans effort, confortablement et en toute sécurité.

Membre de la **Comet Family**, le **Comet Alpine +** possède toutes les caractéristiques de sécurité et de personnalisation, afin d'être un scooter fiable, vigoureux et tendance.

- **Puissant et robuste**
- **Excellentes capacités en extérieur**
- **Sécurité avant tout**

Puissant et robuste

Que vous soyez face à un terrain accidenté ou une pente raide, le **Comet Alpine +** vous offrira une excellente maniabilité et puissance sans faire de compromis sur la sécurité et le style. Grâce à ses moteurs puissants et son système de suspensions amélioré, le **Comet Alpine +** vous permettra de partir à l'aventure.

Caractéristiques et options

Excellentes capacités en extérieur



Suspension d'assise

Offre davantage de confort (en option).



Élévation de l'assise

Élève l'assise électriquement pour adapter votre hauteur de conduite. (Lift, en option)



Kit de charge externe









Vous permet de charger directement les batteries retirées du scooter.









Les composants vitaux du scooter sont protégés de l'eau et de la saleté grâce aux garde-boue.








Soyez stable et à votre aise lors de la conduite, même à grande vitesse : votre scooter garde sa rectitude et la réduction automatique de la vitesse dans les virages offre plus de sécurité.

Données techniques




Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur de dossier	Profondeur d'assise	Hauteur siège/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids de la partie la plus lourde
Comet Alpine +	 510 mm	 Deluxe : 470 mm Premium: 460 mm	 Min. 440 mm Max. 515 mm	 Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	 665 - 685 mm	 1450 mm	 143 kg	 Environ : 63 kg

	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol	Pente max. sécurité	Autonomie	Vitesse
Comet Alpine +	 160 kg	 2 x 12 V/ 75 Ah AGM	 2750 mm	 100 mm	 30 mm	 10°	 49 km	 10 km/h

Moteurs	Coloris des carénages				Revêtement du siège	
 10km/h: 650 W / 1800 W ¹						

1. Pic de performance

				
---	---	---	--	---