



Invacare® | **Jasmine**

Flexibilité et confort:
solution idéale dans les soins

Trusted Solutions,
Passionate People



Le lève-personne **Jasmine** offre un grand confort aussi bien pour le soignant que pour le patient.

Ce lève-personne permet, grâce à l'ouverture électrique de sa base et à son importante amplitude de levage, une prise en main en toute sécurité des patients jusqu'à 200 kg. Idéal pour les transferts au quotidien, le lève-personne **Jasmine** en aluminium, est démontable en 2 parties sans outils pour faciliter le transport.

Ultra-maniable pendant les transferts

Flexible, mobile et d'une grande manœuvrabilité, la rotation du lève-personne **Jasmine** permet d'orienter le patient facilement lors des transferts et de le positionner correctement au fauteuil ou au lit. L'amplitude de la flèche limite le risque de contact des genoux contre le vérin. La large ouverture de la base, avec piètement électrique de série, facilite les transferts du patient depuis un fauteuil roulant.

Sécurité et simplicité d'utilisation grâce à son unité centrale

Le **Jasmine** offre au patient un maximum de confort et de sécurité pendant le transfert grâce à son mécanisme de démarrage et d'arrêt progressif de la flèche. L'unité centrale permet de contrôler le niveau de la batterie ainsi que les conditions d'utilisation des vérins pour une prise en charge optimale du patient.

Caractéristiques et options



Fléau à 2 ou 4 points

Disponible en accessoire de largeur 450 ou 550 mm en fonction de la morphologie du patient.



Échelle

Si nécessaire, une échelle peut être commandée. Celle-ci est certifiée et scellée, et répond à la norme médicale EN45501.



L'unité centrale

Elle comprend un indicateur pour l'entretien de l'appareil, un bouton d'arrêt d'urgence, un indicateur visuel et sonore de niveau de charge des batteries.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Longueur hors-tout de la base	Largeur intérieure: pieds fermés	Largeur intérieure: pieds ouverts	Hauteur Min. et Max.	Hauteur des pieds	Rayon de braquage	Poids max. utilisateur	Poids total du produit
Invacare Jasmine	1340 mm	690 mm	1050 mm	540 - 1920 mm	120 mm	1530 mm	200 kg	43 kg

	Nombre de cycles
Invacare Jasmine	40 cycles

Coloris	
Moderate white	Blue dusk



Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

