

Invacare®

Aperçu des aides sanitaires



		Poids (kg) ▼	Poids max. utilisateur (kg) ▼	Stockage peu encombrant ▼	Accoudoirs ▼	Hauteur d'assise (mm) ▼
Chaises de douche/-toilettes à pousser:						
Aquatec Ocean Ergo		17	150	démontable	escamotable	475-600
Aquatec Ocean Ergo XL		18	180	démontable	escamotable	475-600
Aquatec Ocean 24" Ergo		23	150	démontable	escamotable	475-600
Aquatec Ocean VIP Ergo		23,5	150	non	escamotable	475-600
Aquatec Ocean Dual VIP Ergo		28,3	150	non	escamotable	475-600
Invacare Lima H263		14	135	non	escamotable	580
Invacare Lima H273		18,5	135	non	escamotable	580

		Poids (kg) ▼	Poids max. utilisateur (kg) ▼	Stockage peu encombrant ▼	Accoudoirs ▼	Hauteur d'assise (mm) ▼
Tabourets de douche, Chaises de douche, Chaises de douche/-toilettes:						
<i>Aquatec</i> Sorrento		4	135	démontable	en option	460-610
<i>Aquatec</i> Pico		4,8	160	démontable	en option	425-575
<i>Aquatec</i> Pico Commode		4,8	160	démontable	oui	425-575
Sièges de douches muraux:						
Revato Futura R8802 -60		4,8	135	escamotable	non	n/a
Revato Futura R8804 -60		9	135	escamotable	escamotable	440-550
<i>Aquatec</i> Sansibar		2,6	130	escamotable	non	460-530

	Poids (kg) ▼	Poids max. utilisateur (kg) ▼	Hauteur (mm) ▼	Type de fixation ▼	Livable avec couvercle ▼	Livable avec accoudoirs ▼
Réhausseurs de WC:						
 Aquatec 90000	3,6 / 4,0 / 4,4	150	20 / 60 / 100	boulon et écrou	oui	oui
 Aquatec 900	2,7 / 5	120	60 / 100 / 150	boulon et écrou	oui	oui
 Aquatec 90 Ergo	1,2 / 1,6	225	100	pinces	oui	non
	Poids (kg) ▼	Poids max. utilisateur (kg) ▼	Hauteur d'assise (mm) ▼	Largeur d'assise (mm) ▼	Profondeur d'assise (mm) ▼	Livable avec accoudoirs ▼
Cadres de toilettes:						
 Invacare Adeo C407A	2	100	640 - 740	590	440	oui
 Invacare Styxo2	4,6	159	380 - 530	480	380	oui

	Poids (kg) ▼	Largeur d'assise sans rabats (mm) ▼	Largeur d'assise avec rabats (mm) ▼	Hauteur d'assise min./max. (mm) ▼	Dimensions plaque de fond (mm) ▼	Poids max. utilisateur (kg) ▼
Elévateurs de bain:						
 Aquatec Orca	12,1	375	375	60-420	580 X 285	140
 Aquatec Orca XL	12,1	715	715	60-420	580 X 285	170

Invacare a plusieurs autres aides sanitaires: ▼



Barres de maintien

Différentes versions disponibles:

- Poignée fixe - vissée au mur, e.g. dans un coin de la salle de bain
- Poignée à ventouse - disponible en différents longueurs. Pour une utilisation occasionnelle dans une salle de bain, comme en vacances
- Perroquet / Triangle - avec montage mural ou au plafond. Particulièrement adapté pour une utilisation au chevet
- Barre permettant de prendre appui autour du lavabo et d'y suspendre des serviettes de toilette



Barres d'appui relevable

- Un support de toilette Invacare est composé de pièces d'angle en plastique ABS résistant aux chocs et d'un revêtement Rilsan sur les tuyaux en acier. Les supports de toilettes sont disponibles en différentes versions, avec ou sans pieds de support, accoudoirs confortables et support de papier toilette intégré.



Planche de bain

- La planche de bain est suspendue au bord d'une baignoire et permet de prendre une douche en étant assis dans la baignoire lorsque la douche debout n'est plus possible. Une version de la planche de bain est également disponible pour les utilisateurs plus lourds.

AQUATEC® Ocean Ergo

ACCESSOIRES ET RÉGLAGES

Assise et dossier ▼



Coussin d'assise de confort

- ▶ Assise percée pour la toilette intime.



Couvre pot (bouchon)

- ▶ S'adapte à la plaque d'assise standard et au coussin d'assise de confort.



Coussin d'assise de confort avec ouverture ovale

- ▶ Avec une assise percée adaptée aux personnes de petite taille ou les enfants.



Couvre pot pour ouverture ovale (bouchon)

- ▶ S'adapte au coussin d'assise de confort avec découpe ovale.



Coussin ergonomique extra confort avec assise percée

- ▶ Surface souple et texturée pour la stabilité pelvienne.



Assise confort 4 positions

- ▶ Découpe intime rotatif 4 positions. Montage sans outils.



Coussin confort en mousse PU

- ▶ Confortable et assise pleine sans découpe intime.



Dossier XL

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 80 mm. S'adapte aux modèles standards Ocean Ergo.



Dossier rigide

- ▶ Facile à nettoyer, il offre une position verticale stable



Accoudoirs élargis, la paire

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 40mm de chaque côté.



Coussin de dossier confort bleu

- ▶ Augmente la stabilité et le confort au niveau du tronc pour les personnes de petite taille ou les enfants. Réduit la profondeur d'assise.



Toile de dossier confort en vinyl/PVC

- ▶ Pour plus de confort. Lavable en machine à 60°C.

Positionnement ▼



Cale tronc, la paire

- Pour une position sécurisée. Largeur et hauteur réglables - adapté pour les utilisateurs de petite taille et les enfants.



Fixation pour appui tête ergonomique

- Plusieurs possibilités de réglage. *(coussin non inclu).*



Appui-tête et appui-nuque ergonomiques

- Offre un positionnement optimal de la tête. Appui-nuque en photo.



Repose-jambe complet

- Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Disponible à gauche et à droite.



Support amputé

- Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Pour une utilisation avec la plaque d'assise standard ou les coussins d'assise de confort.

Sécurité ▼



Barre de maintien

- Pour plus de sécurité et d'assurance.



Ceintures de sécurité

- Pour un positionnement sécurisé. Lavables en machine.



Bloque accoudoir, la paire

- Permet de verrouiller l'accoudoir en position baissée ou relevée.



Anti-bascule avant et/ou arrière, la paire

- Pour une sécurité supplémentaire. (Ocean Ergo VIP & Dual VIP)

Toilette ▼



Protection anti-éclaboussures

- Facile à utiliser, adaptée pour la plaque d'assise standard et les coussins d'assise de confort avec découpe.



Seau

- Poignée ergonomique permettant au soignant de retirer facilement le seau du rail.
- Echelle de graduation à l'intérieur du seau.
- Support à l'arrière du seau pour tenir le couvercle lorsqu'il n'est pas utilisé.

www.invacare.be/fr



Toutes les informations sur
Invacare® sous le bouton de
votre souris!

- ▶ **Information sur Invacare**
- ▶ **Informations sur le produit**
- ▶ **Service client**
- ▶ **Nouveaux produits**
- ▶ **Listes de prix**
- ▶ **Actualités et événements**



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

