

# Systeme de pesée



Une pesée simple et précise



Yes, you can.®

Cette nouvelle génération de balance pour lève-personnes offre une précision de 100 grammes pour toutes charges allant jusqu'à 300kg.

L'avantage principal de ce nouveau modèle est l'agrandissement de son écran qui permet un meilleur affichage des informations.

Disponible en version non homologuée ou homologuée de Classe III médicale, cette balance est compatible avec les lève-personnes **Birdie® EVO**, **Birdie®** et **Jasmine**.

**Plus compact et plus précis, ce nouveau système de pesée a tout pour vous séduire !**

## Caractéristiques et options



### Un écran plus grand

Ce nouveau modèle garde son affichage LCD tout en agrandissant son écran afin de permettre une meilleure lecture de l'information. De plus, l'écran peut être positionné à la convenance de l'utilisateur par rapport au lève-personnes et cela avant le levage.

### Un système de pesée de Classe III

Homologuée classe III médicale, ce peson est conforme à la norme NF EN 45501. Il est délivré avec un carnet de métrologie et une vignette verte précisant la date de validité.

### Fonctions et spécificités

- Extinction automatique programmable
- Tare
- Stabilisation de l'affichage du poids

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à cet accessoire.



Poids max. utilisateur

300 kg



Poids total du produit

1,2 kg



Batteries

6 x AAA inclus

Système de pesée

## Références

### Kit non médical (système de pesée non homologué + adaptateur)

- AP1656595 : pour Birdie Evo fléau fixe
- AP1656596 : pour Birdie Evo fléau détachable Smartlock™

### Kit médical (système de pesée homologué Classe III + adaptateur)

- AP1656597 : Pour Birdie Evo fléau fixe
- AP1656598 : Pour Birdie Evo fléau détachable Smartlock™

### Système de pesée seul

- AP1656422 : Système de pesée non homologué, seul
- AP1656423 : Système de pesée seul, homologué Classe III médicale

### Adaptateur pour système de pesée

- AP1656599 : pour Birdie Evo fléau fixe
- AP1656600 : pour Birdie Evo fléau détachable Smartlock™