

Yes, you can.®

 Invacare SA
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Action® Ampla

Voiturette manuelle à châssis pliable


 Poids max. utilisateur: 300 kg.
 Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans


Date :






Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
SMA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action® Ampla	3.950,00
SMASPEC	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale	Sur demande
PROPULSION TYPE			
SMA0500	<input checked="" type="checkbox"/>	Propulsion par cerceaux	
ASSISE			
LARGEUR D'ASSISE			
SMA1000	<input checked="" type="checkbox"/>	505 mm	NC 5010
SMA1010	<input type="checkbox"/>	555 mm	200,00
SMA1020	<input type="checkbox"/>	605 mm	200,00
SMA1030	<input type="checkbox"/>	655 mm	200,00
SMA1040	<input type="checkbox"/>	705 mm	200,00
SMA1050	<input type="checkbox"/>	755 mm	200,00
PROFONDEUR D'ASSISE			
SMA1100	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	(A) / l'avant du dossier à l'avant du revêtement de l'assise 495 mm (B)
SMA1110	<input type="checkbox"/>	510 mm	(A) / l'avant du dossier à l'avant du revêtement de l'assise 545 mm (B)
HAUTEUR D'ASSISE AVANT			
SMA1200	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise avant, livrée à 380mm (réglable de 380-405 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 370mm	
SMA1210	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise avant, livrée à 405mm (réglable de 380-405 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 950mm	
SMA1220	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauteur d'assise avant, livrée à 430mm (réglable de 430-455 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 420mm	
SMA1230	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise avant, livrée à 455mm (réglable de 430-455 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 445mm	
REVÊTEMENT DE L'ASSISE			
SMA1300	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	
DOSSIER			
SMA2000	<input checked="" type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm	
SMA2010	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm	
REVÊTEMENT DE DOSSIER			
SMA3110	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin de dossier fixe	
REPOSE-PIEDS			
SMA3100	<input type="checkbox"/>	Option de déclenchement à droite, sans palettes	
SMA3200	<input type="checkbox"/>	Option de déclenchement à gauche, sans palettes	
SMA3110	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds à droite amovible et escamotable	
SMA3210	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds à gauche amovible et escamotable	
PALETTES			
SMA3400	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglable en angle et en profondeur à droite; tube de palette court (365 à 445mm)	
SMA3420	<input type="checkbox"/>	Escamotable, droite, tube de palette court (365 à 445 mm)	
SMA3450	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle et en profondeur à droite; tube de palette long (445 à 525mm)	



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse																																										
SMA3470	<input type="checkbox"/>	Escamotables, droit, tube de palette long (445 à 525 mm)																																												
SMA3500	◆	Réglable en angle et en profondeur à gauche; tube de palette court (365 à 445mm)																																												
SMA3520	<input type="checkbox"/>	Escamotable gauche, tube de palette court (365 à 445 mm)																																												
SMA3550	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle et en profondeur à gauche; tube de palette long (445 à 525mm)																																												
SMA3570	<input type="checkbox"/>	Escamotable, gauche, tube de palette long (445 mm à 525 mm)																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Setting footplate height with long tube</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="5">ULL</th> </tr> <tr> <th>Seat height</th> <th>445</th> <th>465</th> <th>485</th> <th>505</th> <th>525</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>405</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>455</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Setting footplate height with long tube							ULL					Seat height	445	465	485	505	525	380						405						430						455							
Setting footplate height with long tube																																														
	ULL																																													
Seat height	445	465	485	505	525																																									
380																																														
405																																														
430																																														
455																																														
POIGNEES DE TRANSFERT																																														
SMA4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite		100,00																																										
SMA4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche		100,00																																										
OPTIONS D'ASSISE																																														
COUSSIN D'ASSISE																																														
SMA5000	◆	Coussin d'assise standard (profondeur d'assise 560mm - poids max utilisateur 300kg)																																												
COULEUR DE CHÂSSIS																																														
SMA6000	<input type="checkbox"/>	BLANC TECH																																												
SMA6010	◆	GRIS TECH																																												
SMA6099	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPECIALE		Sur demande																																										
COULEURS ACCENTS																																														
SMA6500	◆	BLEU PULSE																																												
SMA6510	<input type="checkbox"/>	ROSE PULSE																																												
SMA6520	<input type="checkbox"/>	VERT PULSE																																												
ROUES AVANT																																														
SMA7000	<input type="checkbox"/>	5" 125 x 35 mm bandage noir, jante noire																																												
SMA7010	◆	6" 125 x 35 mm bandage noir, jante noire																																												
ROUES ARRIÈRE																																														
SMA7100	◆	610 x 25 mm standard, bandage noir, 5 rayons noirs, cerceaux en alu. Noir																																												
SMA7200	◆	A demontage rapide																																												
FREINS																																														
SMA8000	◆	Freins à pousser																																												
SMA8010	<input type="checkbox"/>	Freins tierce-personne incluant barre à pousser et avec freins à pousser		325,00																																										
OPTIONS DE SECURITE																																														
SMA8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport		149,00																																										
SMA8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		55,00																																										
SMA8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-bascule, la paire		229,00																																										
OPTIONS POUR TIERCE PERSONNE																																														
SMA9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite		139,00																																										
SMA9010	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche		139,00																																										
SMA9020	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum à droite - livrée avec barre de pousser pour tierce personne		399,00																																										
SMA9030	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum à gauche - livrée avec barre de pousser pour tierce personne		399,00																																										
SMA9040	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille d'oxygène		229,00																																										
SMA9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur pour tierce personne		220,00																																										
SMA9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte		370,00																																										