

NordBed Kid



Sécurité et confort pour
chaque enfant

SÉCURITÉ | RÉGLAGE | CONFORT



NordBed Kid

Un lit sécurisant et confortable adapté aux enfants

Notre nouveau NordBed Kid est le lit idéal à domicile ou en collectivité.

Conçu pour s'adapter à l'enfant

Nos lits sont adaptés aux enfants de 3 à 12 ans ou aux utilisateurs de taille allant de 75 à 154 cm. Disponible en trois longueurs avec des barrières au choix, le lit peut être configuré pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant.

Les différentes barrières peuvent être de type accordéon, rabaisables ou fixes. Elles sont disponibles avec une hauteur de 40 cm, ou de 80 cm pour les barrières accordéon et fixes - vous pouvez donc choisir la solution la plus adaptée à l'enfant.

Le plan de couchage, équipé de 3 fonctions électriques a été conçu selon des mesures anthropométriques, ce qui permet d'offrir un soutien anatomique ainsi qu'un confort exceptionnel.

Des protections en mousse avec housse PU sont disponibles en accessoire. La protection s'attache à l'intérieur des barrières à l'aide d'une boucle et d'un crochet, et offre une protection supplémentaire pour l'enfant tout en restant à sa place lors des manipulations des barrières.

Sécurité

La recherche de sécurité a été prioritaire lors de la conception du lit, que ce soit pour le mécanisme de verrouillage des barrières ou pour le support en pied de lit qui permet de ranger en toute sécurité la télécommande hors de la portée de l'enfant. De plus, le NordBed Kid est conforme à la nouvelle norme de sécurité NF EN 50637:2017 qui concerne les lits médicalisés pédiatriques, tout en conservant un design moderne et accueillant.

Un environnement de travail sûr pour la tierce-personne

Nos lits NordBed Kid sont réglables en hauteur, de la position la plus basse à 30 cm pour faciliter les transferts, à une hauteur de travail de 80 cm pour la tierce-personne. Le frein centralisé (en option), les différentes barrières avec leur système de verrouillage ainsi que les fonctions électriques du lit sont autant de caractéristiques conçues pour assurer un environnement de travail sûr et confortable pour la tierce-personne.



Caractéristiques clés du NordBed Kid

Nous proposons
matelas spécifiques
conçus
NordBed

Consultez la
matelas Dac
plus d'info

1. Système de verrouillage des portes

- ▶ Les portes des barrières de type accordéon sont équipées d'un système de verrouillage facile à actionner par la tierce-personne
- ▶ Conçu pour éviter à l'enfant tout risque de blessure lorsqu'il est au lit

2. Télécommande discrète et facile à utiliser avec verrouillage

- ▶ Les boutons de la télécommande sont codés par couleur pour faciliter la reconnaissance des fonctions
- ▶ Le mécanisme de verrouillage aimanté permet une utilisation correcte et en toute sécurité uniquement par la tierce-personne



3. Stockage de la télécommande en toute sécurité

- ▶ La télécommande peut être facilement rangée dans son support à la base du lit, pour s'assurer que seule la tierce-personne puisse y accéder

4. Réglable en hauteur

- ▶ A partir de 30 cm seulement pour faciliter les transferts des utilisateurs, à 80 cm pour faciliter le travail des tierce-personnes





Norme de sécurité NF EN 50637:2017

Conforme aux nouvelles normes européennes concernant la sécurité des lits



Design

Un design moderne et chaleureux avec une finition douce en bois de hêtre



Différentes tailles

Disponible en trois longueurs (**S**, **M** et **L**), afin de proposer un lit adapté à chaque enfant

osons des
écialement
pour le
ed Kid

brochure du
apo Kid pour
ormations



5. Choix de barrières

- ▶ Les différentes barrières permettent de configurer le lit selon les besoins de l'enfant et/ou de la tierce-personne
- ▶ Choix possible entre des barrières de type accordéon, rabaisables ou fixes
- ▶ Deux hauteurs différentes : 40 cm ou 80 cm

6. Plan de couchage ajusté


- ▶ La longueur des différentes sections du plan de couchage est basé sur des mesures anthropométriques, pour accroître le maintien et le confort de l'enfant

7. Fonctions électriques

- ▶ Afin d'offrir un soutien optimal à l'utilisateur, NordBed Kid est équipé de série de 3 fonctions électriques (Hauteur variable, Relève-buste, Plicature des genoux) et d'un repose-jambes manuel (Rastofix)



Mogelijke configuraties van het inlegraam



Conçu pour offrir confort et sécurité

Le NordBed Kid offre un confort maximal, tout en répondant aux nouvelles normes de sécurité.

Choix de barrières

Le NordBed Kid est disponible avec différentes barrières, permettant ainsi de configurer le lit selon les besoins de l'enfant. Les barrières ont été conçues avec une résistance et une rigidité accrues, afin de répondre aux exigences de la norme NF EN 50637:2017. Les options disponibles sont présentées ci-dessous.

Barrières de type accordéon

- ▶ Les barrières peuvent être partiellement ou totalement ouvertes afin de faciliter l'accès tout en maintenant la stabilité du lit et la sécurité de l'enfant
- ▶ Système de verrouillage facile d'utilisation, tout en conservant une sécurité accrue au niveau des barrières
- ▶ Le système de verrouillage a été conçu de façon à éviter tout accrochage ou blessure pour l'enfant
- ▶ Disponible avec une hauteur de 40 cm pour les lits de taille M et L, et avec une hauteur de 80 cm pour toutes les tailles de lit (S, M et L)

Barrières fixes

- ▶ Barrières fixes disponibles en 40 cm et 80 cm de hauteur

Barrières rabaisables

- ▶ Barrière unique qui se rabaisse en un seul mouvement afin de faciliter l'accès au lit
- ▶ Le déverrouillage central facile d'utilisation permet à la tierce-personne de rester face à l'enfant
- ▶ Disponible uniquement avec une hauteur de 40 cm pour les lits de taille M et L







Protection






- ▶ Des protections en mousse dotées de housse PU sont disponibles pour les différentes barrières, offrant ainsi une protection supplémentaire pour l'enfant et une tranquillité d'esprit pour la tierce-personne
- ▶ Toutes les barrières peuvent être utilisées normalement avec les protections




Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.be/fr.

	 Largeur ext. / Largeur int. ▼	 Longueur ext. / Longueur int. ▼	 Hauteur plan de couchage ▼	 Section de plan de couchage ▼	 Garde au sol ▼	 Angle du relève-buste ▼
NORDBED KID S	90/80cm	146/140cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
NORDBED KID M	90/80cm	166/160cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
NORDBED KID L	90/80cm	185/179cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°

	 Angle plicature ▼	 Angle repose- jambes ▼	 Poids max. utilisateur ▼	 Poids total (sans les panneaux) ▼	 Poids de la partie la plus lourde ▼
NORDBED KID S	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
NORDBED KID M	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
NORDBED KID L	0-12°	0-30°	70kg	97kg	42kg

Coloris ▼



Blanc
RAL: 9016



Hêtre



Testé au TÜV suivant la norme EN 50637:2017

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles ci-dessus.

Données réglementaires ▼

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.®