

# **ESPRIT** Action®

DÉCOUVRIR. EXPLORER. VIVRE.



Le **NOUVEAU** fauteuil électrique pliant et léger

Doté d'une technologie gyroscopique innovante



**Yes, you can.®**



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Négocier des passages plus étroits

Allié à un innovant gyroscope qui permet de réduire l'empattement, l'Esprit Action® offre une meilleure maniabilité pour que les espaces les plus réduits soient simples à aborder. Les roues arrière ont été avancées pour une meilleure traction et un rayon de giration plus court.



### Gérer les inclinaisons sans effort

Les pentes jusqu'à 6° se montent sans effort, en douceur et en toute stabilité. La technologie du gyroscope réduit l'accélération en fonction du degré d'inclinaison et détecte instantanément la position du fauteuil pour une conduite en toute sécurité.



15kg\*

\*poids de transport min.

14" Roues motorisées Alber

### Performances de conduite améliorées

Les roues arrière de 14" associées à des pneumatiques arrière et avant offrent une conduite souple et confortable. Pour une conduite encore plus adaptée à un environnement extérieur, la nouvelle motorisation propose une vitesse jusqu'à 8 km/h disponible en option.



## Pliant et facile à transporter

Conçu à partir d'un châssis pliant et léger de la famille Action®, l'Esprit Action® est équipé de roues arrière motorisées et d'une batterie amovible. Aucune pièce n'excède 15 kg. Pas besoin de rampe ou de véhicule adapté pour le transporter.



## Intercompatibilité

Les nombreuses pièces communes aux différents fauteuils de la gamme Action permettent des adaptations rapides. L'Esprit Action® peut être facilement personnalisé à des besoins spécifiques.



8km/h

option de vitesse

## Options



Support manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable



En option, des roulettes anti-basculé offrent une fonction de levage pour un démontage simplifié des roues



## Un confort et un maintien durable

Un positionnement optimal est obtenu grâce à de nombreuses possibilités de configuration et d'options. L'Esprit Action® peut être discrètement ajusté pour correspondre aux différents besoins.







# ESPRIT Action®

## Junior

L'Esprit Action® permet aux enfants d'apprécier une vie active en toute indépendance. La nouvelle version Junior encourage les enfants à être des enfants, à être heureux, actif tout en ayant confiance en eux.

Qu'il s'agisse de se connecter avec ses amis en ligne, à l'intérieur, ou de se retrouver et de jouer à l'extérieur, chaque enfant peut pleinement profiter de la vie et se sentir bien avec son Esprit Action. Avec un design tendance et un choix de trois combinaisons de couleurs, l'Esprit Action permet aux enfants de personnaliser leur fauteuil. Plus de possibilités pour plus de plaisir.

## Données techniques

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol / siège	Hauteur de dossier	Longueur UL	Inclinaison d'assise	Inclinaison du dossier
<b>Esprit Action®</b>	380 - 605 mm	400 - 500 mm	460 ou 485 mm	390 - 510 mm	340 - 470 mm	3°	0° - 30°
<b>Esprit Action® Junior</b>	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 ou 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°	0° - 30°
	Largeur hors tout base motrice	Hauteur totale	Longueur hors tout avec repose-jambes	Longueur hors tout sans repose-jambes	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Batteries
<b>Esprit Action®</b>	Largeur d'assise + 180 mm	945 - 1000 mm	980 - 1115 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg <sup>1</sup>	125 kg	36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
<b>Esprit Action® Junior</b>	Largeur d'assise + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg <sup>1</sup>	80 kg	36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
	Diamètre de giration	Franchissement	Pente max. sécurité	Puissance des moteurs	Autonomie	Vitesse	Accoudoirs réglables
<b>Esprit Action®</b>	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h ou 8 km/h	+50 mm
<b>Esprit Action® Junior</b>	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h ou 8 km/h	+50 mm

<sup>1</sup> Le châssis représente la partie la plus lourde, soit 15 kg

### Coloris de châssis

#### Adulte



Gris Ardoise



Bleu Pop

#### Adulte et Junior



Noir Anthracite



Violet Hypnotique

#### Junior



Bleu Acqua

### Touches de couleur



Jaune Citron



Noir

Tél.: +32 (0)50 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be/fr

Invacare SA  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
Belgique



Yes, you can.®