

# Styxo 2

Solution de toilette à triple fonction



**Notre nouvelle génération de solutions pour la toilette**

Polyvalente, Réglable, Discrète



**Yes, you can.®**

# Présentation de notre nouveau cadre de toilettes 3 en 1

Styxo 2 est une solution de toilette simple et rentable, avec trois fonctions.

Elle peut être utilisée comme chaise garde-robe dans une chambre ou dans une salle de bains ainsi que comme cadre de toilettes ou réhausse WC dans des toilettes ou dans une salle de bain.



La nouvelle Styxo 2 a un design amélioré grâce aux nouvelles couleurs proposées mais également car elle est particulièrement facile à nettoyer.

Elle est livrée avec un seau et une protection anti-éclaboussures.

Aucun accessoire n'est nécessaire, la Styxo 2 présente donc une solution de toilette idéale et complète.

## Caractéristiques principales :

- > Cadre de toilette robuste et assurant un maintien optimal
- > Facilement réglable pour une hauteur d'assise parfaite de 38 à 53 cm
- > Ensemble complet de toilettes avec lunette, abattant, seau avec anse et protection anti-éclaboussures.
- > Montage sans outils
- > Poids maximal de l'utilisateur, jusqu'à 159 kg

## Données Techniques

Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Hauteur d'assise ▼ 38-53 cm	Réglage pour la hauteur du siège ▼ 2.54 cm	Profondeur d'assise ▼ 38 cm	Hauteur couvercle fermé ▼ 58 - 73 cm	Largeur hors-tout ▼ 61 cm	
Profondeur hors-tout ▼ 48 cm	Largeur entre les accoudoirs ▼ 48 cm	Hauteur des accoudoirs ▼ 20 cm	Poids Total ▼ 4.6 kg	Poids max. utilisateur ▼ 159 kg	

Tél.: +32 (0)50 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare SA  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
Belgique