# H263/H273 Lima



Chaise / Fauteuil de douche pliant en aluminium



Le fauteuil roulant de douche et la chaise de douche à pousser *Invacare Lima* offrent un châssis pliant par croisillon pour vous permettre de gagner un maximum de place à domicile ou en institution. La conception en aluminium est un gage de légèreté et écarte tout risque de corrosion. Les 2 modèles offrent une assise avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l'avant, vers l'arrière ou vers la droite ou la gauche!

#### L'équipement standard comprend :

- Repose-pieds réglables en hauteur sans outils
- Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur
- Accoudoirs relevables pour libérer de l'espace lors du transfert
- Seau amovible permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes
- Ceinture de maintien
- Assise avec bouchon

## Caractéristiques et Options



2 types de roues

Roues arrière de 24" à bandage + roues avant de 5" ou 4 roues freinées de 5".



Assise anatomique 4 positions avec bouchon de série permettant de positionner la découpe intime vers l'avant, l'arrière, vers la droite ou la gauche.




Très simple à plier et à transporter grâce à son châssis pliant par croisillon.



Ceinture de maintien

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



## Coloris

Bleu



Tél: +32 (0)50 83 10 10 marketingbelgium@invacare.com www.invacare.be/fr Invacare SA Autobaan 22 8210 Loppem Belgique



