

Action[®] 2_{NG}

TRANSIT LITE



Léger et compact

Idéal à transporter



Yes, you can.®

Passez à l'Action.

Le fauteuil roulant Action 2 NG Transit Lite est le dernier né de la famille Action. Confortables et solides, les fauteuils de cette gamme ouvrent une multitude de possibilités pour les utilisateurs. Chaque fauteuil a un design polyvalent et des options le rendant personnalisable. Vous pouvez compter sur la gamme Action.



Découvrez le nouveau Action 2 NG Transit Lite

Le nouvel Action 2 NG Transit Lite est désormais plus léger, plus compact et facile à manier. Son châssis réduit le rend plus facile à transporter et à ranger dans les espaces exigus.

Compatible avec la gamme d'options de l'Action 2 NG, il est facile à configurer et à entretenir pour répondre à vos besoins. Il vous accompagne partout où vous avez besoin d'aller.

En route pour de nouvelles aventures !



1



Plus léger, plus compact.

Nous avons réduit le poids et la taille du châssis, ce qui rend l'Action 2 NG Transit Lite plus facile à utiliser et à pousser. Il possède le châssis le plus étroit et l'empattement le plus réduit de la gamme. Manoeuvrez sans effort, même dans les endroits les plus exigus. C'est facile !
*Poids de transport à partir de 10,5 kg.

2



Très confortable.

Sa nouvelle forme de dossier en Y apporte davantage de confort. Une conduite douce et des freins efficaces offriront à l'utilisateur et à la tierce-personne de voyager en toute confiance. Un nouveau frein, accessible par l'utilisateur, lui permettra de maintenir son niveau d'autonomie.

3



Plié en quelques secondes.

Le châssis pliant et le dossier pliant à mi-hauteur de l'Action 2 NG Transit Lite lui permettent d'être rangé même dans des espaces réduits. Les accoudoirs et les potences se retirent en un tour de main. Facile à plier et déplier, l'Action 2 NG Transit Lite est toujours prêt pour votre prochain déplacement.



Freins
tierce-personne

Transferts
facilités

Accoudoirs
relevables et
amovibles et
repose-jambes
amovibles.

Facile à
stocker

Nouveaux freins
utilisateur

Nouvelles
roues avant
et arrière,
plus légères



Découvrez!



Taille de châssis et poids réduits



Freins utilisateur accessibles

Données techniques

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.be/fr

Action 2 NG Transit Lite	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur de dossier	Angle des potences	
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°	
	Action 2 NG Transit Lite	Distance UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur totale, plié	Longueur hors-tout, potences incluses	Longueur hors-tout, sans potences	Hauteur hors-tout
		330 / 460 mm	280 mm	+100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
		Action 2 NG Transit Lite	Pente max. de sécurité	Rayon de giration	Poids max. utilisateur	Poids total	Poids de transport	
7°			870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg		

Coloris de châssis



Moka



Tél: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

© 2023 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sans préavis. 11/23



Yes, you can.®