

Comet[®] Ultra

Verbeterde prestaties en betrouwbaarheid



Yes, you can.

De Comet® ULTRA is ideaal voor mensen met een grote lichaamsbouw en biedt een krachtige, comfortabele en veilige rijervaring zonder in te boeten aan stijl of functie. Met dezelfde veiligheids- en rijeigenschappen als de hele Comet-familie, brengt de Comet® ULTRA u snel, comfortabel en in volledige controle.

Kenmerken en opties



Verbeterde vering

Biedt superieur comfort voor grotere personen.



Verstevigde zitkolom

Biedt extra stabiliteit en veiligheid.



Verstevigde hoogte- en breedte instelbare armsteunen

Kunnen eenvoudig worden aangepast aan de gebruiker en bieden extra ondersteuning bij het op- en afstappen.

Kracht, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid






















Dankzij het doordacht ontwerpproces en de robuuste constructie zijn veiligheid en stabiliteit de troeven van de Comet® ULTRA; ook voor gebruikers met een gewicht tot 220 kg. Ontworpen met hoogwaardige componenten en veiligheidskenmerken is de Comet® ULTRA een betrouwbare reisgezel, waar u ook heen gaat. Verder zorgen de flexibiliteit en aanpasbaarheid ervoor dat u de scooter aan uw unieke stijl en individuele voorkeur kunt aanpassen.

Ondersteuning en comfort

De speciaal gevormde Ultra-zitting is ontworpen in samenspraak met therapeuten om de zitpositie te optimaliseren en het comfort te verhogen. Daarnaast zorgt een pneumatisch verstelbare lumbaalondersteuning voor nog meer comfort, indien nodig. De verstevigde zitbasis en instelbare armsteunen bieden uitstekende ondersteuning en zorgen ervoor dat de armsteunen extra ondersteuning kunnen bieden bij het op- en afstappen van de scootmobiel.

Technische gegevens

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Totale breedte	Totale lengte	Ledig gewicht	Gewicht zwaarste deel
Comet ULTRA	 660 mm	 470 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 515 mm	 665 - 685 mm	 1450 mm	 148 kg	 circa 63 kg
Comet ULTRA	Max. gebruiksgewicht	Accu capaciteit	Draaicirkel	Max. drempelhoogte	Bodemvrijheid	Max. veilige helling	Actieradius	Max. rijnsnelheid
Comet ULTRA	 220 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10°	 49 km	 10 km/h
Comet ULTRA	Vermogen	Beschikbare kleuren			Bekleding			
Comet ULTRA	 10km/h: 650 W / 1800 W ¹							

1. Piekvermogen

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®

