



Invacare **Pronto Air PT: mobiliteit gepaard met een unieke look!**

De nieuwe elektrische rolstoel **Pronto Air PT** geeft een nieuwe dimensie aan de autonomie en mobiliteit van de gebruiker. Het verbijstert de rolstoelwereld met zijn uniek design. De **Pronto Air PT** is het resultaat van vele jaren onderzoek op basis van de wil om te innoveren en door beroep te kunnen doen op de ervaring van de gebruikers.

Trusted Solutions, Passionate People





Innovatie en design

Dankzij de geringe lengte en de twee 'in-line' motoren, neemt de **Pronto Air PT** niet veel plaats in (breedtekader = 620 mm), ideaal voor gebruik binnenshuis. Te demonteren in 3 elementen, zonder gereedschap, kan de **Pronto Air PT** met gemak vervoerd worden in een kofferbak. Dankzij de centrale zitting, neemt het weinig plaats in tijdens het transport.

Zitting *Invacare MyBody*

De **Pronto Air PT** innoveert met zijn *Invacare MyBody* zitvlak, dewelke een goede houding aanbiedt dankzij het gebogen schuim dat een goede verdeling van de drukpunten bevordert. De **MyBody** zitting biedt een beter comfort aan en dit gedurende de ganse dag.

Specificaties en Opties



Opbergvak

Standaard meegeleverd - Ideaal voor het opbergen van persoonlijke spullen.



Accu

De accu deconnecteert zich gemakkelijk en herconnecteert zich automatisch.



Transport

Ontworpen met twee handvaten, één op de voetenplank en één aan de achterzijde van het chassis om het alleen of met twee personen te kunnen tillen.

Technische specificaties

Pronto Air PT	460, 510 ¹ mm	460 - 510 mm	535 - 635 ² mm	535 mm	155 - 230 mm	8° - 32°
Pronto Air PT	1070 - 1170 mm	960 mm	34 ⁴ / 25 ⁵ / 13,6 ⁶ kg	113 kg	2 x 17 Ah	
Pronto Air PT	1484 mm	50 mm	3°	6 km/h	16 km	

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2016 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Pronto Air - BE-NL - 01/2016

Framekleur



Zilver

- 1/ +76 mm per armleuning
- 2/ Regelbaar per stap van 25,4 mm
- 3/ Breedte ter hoogte van de armleuning. Totale breedte van de motor basis: 600 mm.
- 4/ Motorbasis zonder accu
- 5/ Zitvlak
- 6/ Accu