



Invacare[®]

Wandelstokken/Cannes

Functionaliteit, Stijl en Kwaliteit /
Fonctionnalité, Style et Qualité

Trusted Solutions,
Passionate People





Invacare **O300**



Invacare **Caneo O400**



Invacare **Dragonne O310**

Invacare **Moviale**



- Kastanjehout/Châtaigner (P252, P253, P257)
- Beuk / Hêtre (P254, P255, P270)
- Stijlvol / Esthétique
- Duurzaam dankzij vernislaag in polyurethaan. / Résistantes grâce à un vernis en polyuréthane.
- Hoogteverstelbaar 900mm en 1000mm, kan aangepast worden aan de gewenste lengte. / Réglable en hauteur de 900mm à 1000mm, peut être ajustée à la hauteur souhaitée.

Invacare **Silencio**

Wandelstok in aluminium. Geruisloos dankzij anti-geluidsring. / Canne en aluminium. Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

Invacare **Prompto**

Aluminium wandelstok met anatomisch handvat. Beschikbaar voor links- of rechtshandigen. / Canne en aluminium avec poignée anatomique. Disponible pour droitier ou gaucher.



Invacare **Foldeo**

Hoogteverstelbare, vouwbare wandelstok. Gemakkelijk op te bergen in een zakje. / Canne pliante et réglable en hauteur. Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette.



Invacare **Auxil**

Hoogteverstelbare driepoot. Ook beschikbaar in junior versie. / Canne tripode. Réglable en hauteur. Disponible en version junior.



Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Voor meer informatie, kunt u steeds onze website raadplegen. / Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web.

| | Prompto | Moviale | | Silencio | Foldeo | Auxil |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| Code | P264A (Rechts/Droite) P265A (Links/Gauche) | P252, P253, P254 | P255, P257, P270 | P256 | P260 | P328 (Volwassene/Adulte) P328J (Junior) |
| Hoogte van vloer tot handvat / Hauteur du sol à la poignée | 810 - 1010 mm | 900 mm | 1000 mm | 810 - 1010 mm | 850 - 950 mm | 700-920 mm (A) 520-680 mm (J) |
| Max.gebruikersgewicht / Poids max.utilisateur | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg (P328) 75 kg (P328J) |

T.: +32(0)50 83 10 10
F.: +32(0)50 83 10 11
E.: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V. / S.A.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium



Yes, you can.®