



Yes, you can.®



Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

KÜSCHALL K-SERIES attract CE
Manuele Actief Rolstoel met vast frame en neerklapbare rug

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Datum : _____

Referentie: _____

Dealer: _____


Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ◆ Standaard optie ○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ DDZ0068	KÜSCHALL K-SERIES attract	2.151,42	
SEATING CHOICE			
FRAME			
Materiaal / Hoek / Type			
◆ DDZ0293	75° frame - Aluminium - toelopen frame		
DDZ0294	90° frame - Aluminium - toelopen frame	Niet met 5" voorwielen	
ZITBREEDTE (SB)			
DDZ0126	360 mm		
DDZ0128	380 mm		
◆ DDZ0130	400 mm		
DDZ0132	420 mm		
DDZ0134	440 mm		
DDZ0136	460 mm		
DDZ0138	480 mm		
ZITDIEPTE (ST)			
DDZ0414	375 mm		
◆ DDZ0417	400 mm		
DDZ0420	425 mm		
DDZ0423	450 mm		
DDZ0426	475 mm		
ZITPOSITIE (SP)			
DDZ0462	125 mm	Meest actieve stand	
◆ DDZ0463	110 mm		
DDZ0464	95 mm		
DDZ0465	80 mm	Meest passieve stand	
RUGHOOGTE (RH)			
DDZ0503	315 mm		
DDZ0506	330 mm		
DDZ0509	345 mm		
DDZ0512	360 mm		
◆ DDZ0514	375 mm		
DDZ0516	390 mm		
DDZ0518	405 mm		
DDZ0520	420 mm		
DDZ0522	435 mm		
DDZ0524	450 mm		
DDZ0526	465 mm		
DDZ0528	480 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv)			
DDZ0850	480 mm		
DDZ0851	490 mm		



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆	DDZ0852	500 mm		
	DDZ0853	510 mm		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)				
	DDZ0945	400 mm		
	DDZ0946	410 mm		
	DDZ0947	420 mm		
◆	DDZ0948	430 mm		
	DDZ0949	440 mm		
	DDZ0950	450 mm		
	DDZ0951	460 mm		
	DDZ0952	470 mm		
	DDZ0953	480 mm		
ONDERBEENLENGTE (UL)		75° frame: UL ≤ SHv - 30 mm; 90° frame: UL ≤ SHv - 40 mm		
	DDZ1670	290 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1671	300 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1672	310 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1673	320 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1674	330 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1675	340 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1676	350 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1777	360 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1678	370 mm	Niet mogelijk met voorframe beschermers; enkel met hooggemonteerde voetsteun	
	DDZ1679	380 mm		
	DDZ1680	390 mm		
	DDZ1681	400 mm		
	DDZ1682	410 mm		
	DDZ1683	420 mm		
◆	DDZ1684	430 mm		
	DDZ1685	440 mm		
	DDZ1686	450 mm		
	DDZ1687	460 mm		
	DDZ1688	470 mm		
	DDZ1689	480 mm		
RUG				
TYPE RUG				
◆	DDZ0773	Aluminium, met rechte rugbuis	Compatibel met MatrX rug	
RUGBEKLEDING				
◆	DDZ0725	Naspanbare rugbekleding met velcro; zwarte cover		
	DDZ0735	Aero back, naspanbaar		59,46
DUWHANDVATTEN				
◆	DDZ0750	Zonder duwhandvatten		
	DDZ0751	Vaste duwhandvatten, kort		108,83

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = UL_{pat} - SK$$

Frame	SHv	UL / Footrest mounting	
		High	Std
75° tapered	48	29-39	40-45
	49	29-40	41-46
	50	29-41	42-47
	51	29-42	43-48
90° tapered	48	29-37	38-44
	49	29-38	39-45
	50	29-40	41-46
	51	29-41	42-47

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	DDZ0702	Vaste duwhandvatten, lang		108,83
	DDZ0703	Hoogteverstelbare duwhandvatten / opbouw		246,75
	DDZ0704	Inklapbare duwhandvatten		246,75
RUGHOEK (RW)				
	DDZ0707	74° met de zitting		
	DDZ0718	78° met de zitting		
◆	DDZ0709	82° met de zitting		
	DDZ0719	86° met de zitting		
	DDZ0711	90° met de zitting		
ZITTING				
ZITBEKLEDING				
◆	DDZ0610	Standaard		
	DDZ0611	Naspanbaar met één centrale velcrobond		95,21
ZAKJE VOOR ONDER DE ZITBEKLEDING				
	DDZ0606	click-in en afneembaar		81,91
ZITKUSSEN				
	DDZ0600	Standaard zitkussen, 60 mm, dubbel schuimkussen met viscotop		90,20
VOETSTEUN				
TYPE VOETSTEUN				
◆	DDZ1508	Vaste voetbuis, Aluminium		
	DDZ1570	Carbon voetplaat, hoekinstelbaar		259,90
AFDEKPLAAT VOETBUIS				
	DDZ1513	Kunststof afdekplaat voor voetbuis	Enkel voor vaste voetbuis	67,69
KLEDINGBESCHERMERS				
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN			Niet mogelijk met armsteunen	
◆	DDZ1424	Kunststof kledijbeschermers		
	DDZ1425	Kunststof spatborden		
	DDZ1401	Carbon kledijbeschermers		65,08
	DDZ1408	Carbon spatborden		299,95
	DDZ1416	Hoogteverstelb., korte pad, kledijbeschermer	Niet met SHh < 42cm	283,17
	DDZ1421	Hoogteverstelb., lange pad, kledijbeschermer	Niet met SHh < 42cm	283,17
FRAME				
STANDAARD FRAME KLEUR				
◆	DDZ0360	Attract black		
	DDZ0307	Attract grey		
	DDZ0308	Attract blue		
	DDZ0311	Attract red		
VOORWIELEN				
VOORWIELEN				
	DDZ0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber		
	DDZ0860	4" Comfort wiel met zwarte rubber		
	DDZ0810	5" Light wiel wmet zwarte rubber	Niet mogelijk met 90° frame	
◆	DDZ0863	5" Comfort wiel met zwarte rubber	Niet mogelijk met 90° frame	
ACHTERWIELEN				
CAMBER				
◆	DDZ0277	Standaard aluminium as, zwart		
CAMBER HOEK				
	DDZ0270	0° camber		
◆	DDZ0271	3° camber		
TYPE ACHTERWIELEN				
◆	DDZ0921	24" Standaard wielen	Volledig wiel: light band 7,5 bar en alu velgen en hoepels 24 spaken en naaf in zwart / niet met spaakbeschermers	
	DDZ0915	24" küschall Starec	Kleurloze naaf; gekruiste spaken en zwarte velg	150,00
	DDZ0908	24" High Performance wielen	Spaken, naaf en velgen zwart	396,87

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
	DDZ0906	24" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart	675,58
ALBER ADD-ON KITS			ALBER antitipper moet geïnstalleerd worden	
	DDZ0916	E-Motion adaptatie plaat	2 ALBER antitippers inclusief	824,00
	DDZ0926	Twion adaptatie plaat	2 ALBER antitippers inclusief	824,00
BANDEN			Niet voor standaard wielen	
	DDZ1014	24" Light band, 7 bar Schwalbe Rightrun zwart/grijs		
	DDZ1010	24" Schwalbe Marathon Plus	Smartguard puncture protected	84,62
	DDZ1004	24" Volle band, geprofileerd, grijs	Enkel voor küschall Starec wielen	57,65
	DDZ1011	24" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant	98,83
HOEPELS			Niet voor standaard wielen	
	DDZ1102	24" Supergripp, dist. 30 of 40 mm		182,12
	DDZ1104	24" gepolished staal, afstand 30 mm		105,81
	DDZ1113	24" Light alu, grijs, afstand 30 mm		
	DDZ1120	24" The Surge LT 30mm, afstand 30 mm		295,60
SPAAKBESCHERMERS				
	DDZ1200	24" Transparant	Niet met standaard wielen en Spinergy LXX wielen	143,74
VEILIGHEID				
REMMEN				
◆	DDZ1300	Standaard rem, gebogen hendel		
	DDZ1302	Performance remmen		74,49
	DDZ1303	Actieve remmen		22,38
REMVERLENGERS				
	DDZ1310	Remverlengers voor standaard remmen met gebogen hendel		17,62
VEILIGHEIDSOPTIES				
ANTITIPPER			Niet met ALBER add-on kit	
	DDZ1702	Antitipper, rechts	Niet met stokhouder of trapdop aan zelfde kant	160,97
	DDZ1703	Antitipper, links	Niet met stokhouder of trapdop aan zelfde kant	160,97
	DDZ1704	Antitipper, beide zijden	Niet met stokhouder of trapdop	317,54
TRANSPORT KIT			Enkel met rughoogte (RH) > 400 mm	
	DDZ1770	Transport kit incl. Veiligheidsgordel en labels	Zonder taxifixatiehaken	102,10
VEILIGHEIDSGORDEL				
	DDZ1730	Veiligheidsgordel		35,25
REFLECTOREN				
	DDZ1710	reflectoren op de stoel		13,96
	DDZ1711	reflectoren bijgeleverd		13,96
ACCESSOIRES				
FRAME BESCHERMERS				
	DDZ1739	Voorframe beschermers "küschall", 2 stuks		43,05
TRAPDOP			Niet met ALBER add-on kit	
	DDZ1708	Trapdop, rechts	Niet met stokhouder of antitip aan zelfde kant	76,91
	DDZ1709	Trapdop, links	Niet met stokhouder of antitip aan zelfde kant	76,91
STOKHOUDER			Niet met ALBER add-on kit	
	DDZ1706	Stokhouder, rechts	Niet met trapdop of antitip aan zelfde kant	99,31
	DDZ1707	Stokhouder, links	Niet met trapdop of antitip aan zelfde kant	99,31
POMP				
	DDZ1715	Pomp		
AIRMAN				
	DDZ1716	AirMan		175,86
TOOL KIT				
	DDZ1717	Tool kit		

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
-------------	---------------------	---

WIELZAK		
DDZ1728	Wheel bag: for 24", 25" and 26" rear wheels	63,17

DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
	USER SIZE	

MYküschall

Omschrijving van de aanvraag
