



Invacare® | **Matrix® Elan**

Talrijke verstellingen voor optimaal comfort

matrix
SEATING SERIES

Trusted Solutions,
Passionate People

INVACARE
Yes, you can.®

De *Invacare Matrix Elan* hoofdsteun vervolledigt ons gamma. Hij is licht, compact en multi-verstelbaar. Deze hoofdsteun biedt uitstekende comfort en ondersteuning en is beschikbaar voor kinderen en volwassenen.


De hoofdkenmerken zijn:

- Een hoogteverstelbare fixatie
- Verschillende kussens en hoezen



Een hoogteverstelbare fixatie

- De innovatieve fixatie van de Elan hoofdsteun beschikt over een 6-puntsrotatie om een ideale positionering te bieden en heeft ook een inklapfunctie.
- De **Elan** hoofdsteunen kunnen snel ingesteld worden met slechts één tool voor elk rotatiepunt. Zo wordt elk punt betrouwbaar in de gewenste stand gefixeerd.
- De hendels kunnen de hoofdsteunpositie eenvoudig aanpassen.
- De **Elan** fixatie is beschikbaar voor volwassenen (380 mm) en voor kinderen (280 mm). Ze kan uitgerust worden met elke **Matrix** hoes die beschikbaar is in de handel.



Kussenopties



Drie ellips kussens

Kunnen hervormd worden om ze aan te passen aan het hoofd van de gebruiker en zo de zijdelingse steun te verhogen.

Verkrijgbaar in drie maten :
150 x 90 mm, 250 x 30 mm of
360 x 130 mm.



Twee achterhoofdkussens

Biedt het achterhoofd en onderhoofd ondersteuning. Verkrijgbaar in twee maten :
230 x 180 mm of 310 x 200 mm.



Vier-punts kussen

Biedt het achterhoofd en het slaapbeen 4-puntsondersteuning. Verkrijgbaar in maat 280 x 260 mm.

Kenmerken

Twee types hoezen

De ademende zwarte hoese voorziet twee ritssluitingen. Hij is ook anti-bacterieel. De Dartex hoese is waterdicht. Ze zijn beide eenvoudig te plaatsen en af te nemen.

Twee verschillende schuimdensiteiten

Het gevormd HR schuim zorgt voor comfort, inzinking en bescherming en voorkomt wegzakking van het hoofd. Het schuim omhult de randen voor extra comfort en veiligheid. De kussens zijn 45% lichter dan de meeste kussens op de markt.



Verstelbaar zonder gereedschap

- 1 De verstelbare vleugelmoeren vereenvoudigen de hoofdsteunpositie.
- 2 De fixatiemoer is fijner en ergonomischer. Hij is eenvoudig in hoogte in te stellen en kan verwijderd worden.



Flex 3 adapter

De adapter maakt het mogelijk om de **Elan** hoofdsteunen aan te passen aan de Invacare **Flex 3** rugleuningen.



Multilaag gewrichtsarmen

Zorgt voor een betere weerstand en stabiliteit van de hoofdsteunpositie op korte en lange termijn.



Aluminium structuur

De structuur van de modulaire kussens kan optimaal aangepast worden aan elke gebruiker.



Gamma positioneringsproducten

Invacare biedt u nu een volledig gamma met positioneringsproducten : kussens, ondersteuningen, riemen en hoofdsteunen.

Technische gegevens

Raadpleeg onze website voor meer info.

Fixaties

Elan standaard fixatie	380 mm hoog
Elan mini fixatie	280 mm hoog


Kussens

Ellips - 150 mm	150 x 90 mm
Ellips - 250 mm	250 x 130 mm
Ellips - 360 mm	360 x 130 mm
Achterhoofd - 230 mm	230 x 180 mm
Achterhoofd - 310 mm	310 x 200 mm
4-punt	280 x 260 mm



Bekleding

Zwarte en
ademende stof



Dartex



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Trusted Solutions,
Passionate People

