

Invacare® | **Sta-op-stoelen /
Fauteuils releveurs**



Comfort en design / Confort et design

Invacare biedt een breed gamma moderne sta-op-stoelen aan met 1 of 2 motoren en verschillende types stof, kleuren en afmetingen. De stoelen bieden steeds verschillende zitposities aan, gaande van rechtop tot volledig liggend en passen moeiteloos in elk interieur.

Invacare offre une large gamme de fauteuils releveurs modernes avec 1 ou 2 moteurs et disponibles dans de multiples tissus, couleur et dimensions. Les fauteuils offrent plusieurs positions: d'une position assise à une position complètement allongée.



Yes, you can.®



Invacare **Texas**

De nieuwe sta-op-stoel **Texas**, met 1 motor, biedt de gebruiker maximaal comfort., o.a. dankzij de extra lendensteun. De **Texas** beschikt over een eigentijds design en heeft extra bekleding aan de hoofd- en armsteun.

*Le nouveau fauteuil releveur **Texas**, avec 1 moteur, offre à l'utilisateur un niveau de confort élevé, grâce au support lombaire. Ce fauteuil est doté d'un design contemporain, et de revêtement supplémentaire au niveau de l'appui-tête et de l'accoudoir.*

- 1 motor / 1 moteur
- Eenvoudig te bedienen handbediening / Télécommande simple d'utilisation
- Ruim zijdelings opbervak / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax



Sta-op / Releveur



Lig / Repos

Kleur / Couleur



Microvezel lichtgrijs /
Microfibre gris clair
CE1548713-0636



Invacare **Madison Plus**

De **Madison Plus** sta-op-stoel biedt verhoogd comfort dankzij de continue zit en rug en de extra lendensteun. Modern design en eenvoudig demonteerbare rug zonder gereedschap.

*Le **Madison Plus** offre plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds. Design moderne et dossier rembourré au niveau des lombaires.*

- 1 motor / 1 moteur
- Eenvoudig te bedienen handbediening / Télécommande facile à utiliser
- Ruim zijdelings opbervak / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax



Sta-op / Releveur



Lig / Repos

Kleur / Coloris




Bordeaux microvezel /
microfibre
CE1535568-0623



Bruin microvezel /
Marron microfibre
CE1535568-0624



Bordeaux kunstleer /
simili cuir
CE1535568-0625



Bruin kunstleer /
Marron simili cuir
CE1535568-0638



Invacare **Baltimore**

- Sta-op-stoel 1 motor / Fauteuil releveur 1 moteur
- Groot zitcomfort: rugleuning gevuld ter hoogte van rugwervels, zit en voetsteun vloeien in elkaar over (continue zit) / Grand confort de l'assise : dossier renforcé au niveau des reins, continuité entre assise et repose-pieds (assise-couette)
- Zichtbaar hout in massieve beuk kerskleur getint, goede grip bij opstaan / Boiserie apparente en hêtre massif teinté merisier, permet une bonne préhension pour se relever
- Ergonomische, gemakkelijke handbediening / Télécommande ergonomique et simple d'utilisation
- Ruim zijdelings opbergvak / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax

Sta-op /
Releveur

Kleur / Coloris

Rood / Rouge
LCM150

Invacare **Bristol**

De *Invacare **Bristol***, 1 motor, heeft een compact design voor gebruik in kleine ruimtes. Zichtbaar houtwerk in massieve beuk met kerskleur.

*Le fauteuil releveur Invacare **Bristol**, 1 moteur, a un design compact pour les petites espaces ou les personnes de petite taille. Boiserie apparente en hêtre massif teinté merisier.*

- 1 motor / 1 moteur
- Compact
- Eenvoudige handbediening / Télécommande simple d'utilisation
- Ruim zijdelings opbervak / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax

Sta-op /
Releveur

Kleur / Coloris

Chenille rood /
rouge
LCM100R



NIEUW /
NOUVEAU

Invacare **Cleveland**

De *Invacare Cleveland* is bijzonder geschikt voor kleine ruimtes: kan op 8 cm van de muur geplaatst worden. Vloeiende overgang tussen zit en voetsteun. Geproduceerd in Europa!

Le fauteuil Invacare Cleveland est idéal pour les petites espaces: nécessite un recul de seulement 8 cm. Continuité entre l'assise et le repose-pieds. Fabriqué en Europe!

- 1 motor / 1 moteur
- Rug tegen muur / Dos au mur
- Eenvoudig te bedienen handbediening / Télécommande facile à utiliser
- Ruim zijdelings opbergruimte / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax



Sta-op /
Releveur



Lig / Repos

Kleur / Coloris



Bruin microvezel /
Marron microfibre
CE1545016-0624



Bordeaux kunstleer /
simili cuir
CE1545016-0625



Invacare **Portland**

De *Invacare Portland* is bijzonder comfortabel dankzij de extra lendensteun en de vloeiende overgang tussen zit en voetsteun. Uitgerust met 2 motoren waarbij rug en opgevulde beensteun individueel kunnen bediend worden. Zichtbaar houtwerk in massieve beuk met kerskleur.

Le fauteuil Invacare Portland est très confortable grâce au dossier renforcé au niveau des reins et la continuité entre l'assise et repose-pieds. Equipé de 2 moteurs pour un réglage individuel du dossier et du repose-pieds rembourré. Boiseries apparentes en hêtre massif teinté merisier.

- 2 motoren / 2 moteurs
- Anti-vlek stof / Tissue anti-tâche
- Eenvoudige handbediening op te bergen in opgevulde armleuning / Télécommande simple d'utilisation à ranger dans les accoudoirs rembourrés
- Ruim zijdelings opbergruimte / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax



Sta-op /
Releveur



Lig / Repos



Chenille groen / vert
LCH500V



Invacare **Miami**

De *Invacare Miami* biedt optimaal comfort dankzij de continue zit en voetsteun en de 2 motoren: zowel rug als voetsteun kunnen individueel bediend worden voor een op-maat positie. Zitbreedte 46 cm voor kleinere personen en beperkte ruimtes.

Le fauteuil Invacare Miami offre plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds et grâce aux 2 moteurs: réglage individuel de l'assise et du repose-pieds. Largeur d'assise de 46 cm pour les petites espaces ou les personnes de petite taille.

- 2 motoren / 2 moteurs
- Eenvoudige te bedienen handbediening / Télécommande simple d'utilisation
- Ruim zijdelings opbervak / Large poche latérale de rangement

Posities / Positions



Relax

Sta-op /
Releveur

Lig / Repos

Kleur / Coloris

Bruin microvezel /
Marron microfibre
CE1545017-0624Bordeaux kunstleer /
simili cuir
CE1545017-0625

Invacare **Dover**

De *Invacare Dover* is een manuele relaxstoel die toelaat een relaxpositie aan te nemen via lichte druk op de armsteunen. Ideaal voor kleine ruimtes. Zichtbaar houtwerk in massieve beuk in kerskleur.

Le fauteuil Invacare Dover est un fauteuil relax manuel avec un basculement progressif vers l'arrière par simple appui sur les accoudoirs. Boiserie apparente en hêtre massif teinté merisier.

- Manueel / Manuel

Posities / Positions










Relax

Kleur / Coloris

Chenille rood / rouge
LCM200M

Overzicht / Guide de choix

		Kleur / Coloris	Relax	Sta-op / Releveur	Lig / Repos	Continue zit / Assise couette	ZD / PA	ZH / HA	ZB / LA
									
1 MOTOR / 1 MOTEUR									
CE1548713-0636	Texas	Grijs microvezel / Gris microfibre	◆	◆	◆	◆	545 mm	465 mm	510 mm
CE1535568-0623	Madison Plus	Bordeaux microvezel / microfibre	◆	◆	◆	◆	480 mm	510 mm	530 mm
CE1535568-0624		Bruin microvezel / marron microfibre	◆	◆	◆	◆			
CE1535568-0625		Bordeaux kunstleer / simili cuir	◆	◆	◆	◆			
CE1535568-0626		Bruin kunstleer / Marron simili cuir	◆	◆	◆	◆			
1 MOTOR & COMPACT / 1 MOTEUR & COMPACT									
LCM150	Baltimore	Chenille rood / rouge	◆	◆		◆	520 mm	500 mm	520 mm
1 MOTOR & RUG TEGEN MUUR / 1 MOTEUR & DOS AU MUR									
CE1545016-0624	Cleveland	Bruin microvezel / Marron microfibre	◆	◆	◆	◆	520 mm	490 mm	560 mm
CE1545016-0625		Bordeaux kunstleer / simili cuir							
2 MOTOREN / 2 MOTEURS									
LCH500V	Portland	Chenille groen / vert	◆	◆	◆	◆	510 mm	500 mm	530 mm
CE1545017-0624	Miami	Bruin microvezel / Marron microfibre	◆	◆	◆	◆	480 mm	490 mm	460 mm
CE1545017-0625		Bordeaux kunstleer / simili cuir							
MANUEEL / MANUEL									
LCM200M	Dover	Chenille rood / rouge	◆				510 mm	470 mm	510 mm

ZD = Zitdiepte / PA = Profondeur d'assise

ZH = Zithoogte / HA = Hauteur d'assise

ZB = Zitbreedte / LA = Largeur d'assise

Max. rughoek / Angle max. dossier	Tot. hoogte rug / Hauteur tot. dossier	Tot. breedte / Largeur HT	Tot. diepte gesloten / Prof. HT Fermé	Diepte open / Prof. Ouvert	Vereiste afstand tot muur / Distance au mur nécessaire	Hoogte bodem - armsteunen / Hauteur sol/ accoudoirs	Max. gebruikersgewicht / Poids utilisateur max	Gewicht / Poids	Dichtheid schuim / Densité mousse
135°	1160 mm	710 mm	1000 mm	1475 mm	260 mm	640 mm	130 kg	49,9 kg	Zit / Assise 25kg/m ³ Rug / Dossier 25kg/m ³ Armsteunen /Accoudoirs 25kg/m ³
148°	1050 mm	820 mm	830 mm	1700 mm	480 mm	640 mm	110 kg	47 + 8 kg	Zit / Assise 35 kg/m ³ Rug / Dossier 17 kg/m ³ Armsteunen /Accoudoirs 30 kg/m ³
115°	1090 mm	670 mm	970 mm	1600 mm	200 mm	650 mm	120 kg	46 kg	Zit / Assise 37 kg/m ³ Rug / Dossier 26 kg/m ³
110°	1030 mm	830 mm	840 mm	1400 mm	80 mm	660 mm	120 kg	56 kg	Zit / Assise 30kg/m ³ Rug / Dossier 25kg/m ³ Armsteunen /Accoudoirs 30kg/m ³
180°	1150 mm	740 mm	940 mm	1850 mm	500 mm	660 mm	150 kg	71 kg	Zit / Assise 37 kg/m ³ Rug / Dossier 26 kg/m ³
180°	1070 mm	820 mm	940 mm	1830 mm	460 mm	660 mm	120 kg	53 kg	Zit / Assise 30kg/m ³ Rug / Dossier 25kg/m ³ Armsteunen / Accoudoirs 30kg/m ³
130 °	1100 mm	620 mm	820 mm	1610 mm		650 mm	90 kg	26 kg	Zit / Assise 16kg/m ³ Rug / Dossier 26kg/m ³

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

LOC - BE - 12/2011



Yes, you can.®