



Veilige, comfortabele actieve tillift / Lève-personne actif confortable et sûr

De *Invacare Roze* actieve tillift is de ideale oplossing voor personen die hulp nodig hebben bij het opstaan of bij transfers. De brede elektrische pootspreiding, de afneembare voetplaat en de intelligente controlebox zorgen elke dag opnieuw voor snelle en veilige transfers.

Le lève-personne actif Invacare Roze offre la solution idéale pour les personnes ayant besoin d'aide pour se lever et pour faire des transferts. Son large piétement électrique, sa palette amovible et son boîtier de commande intelligent rendent les transferts plus sûrs et plus rapides, chaque jour.



Trusted Solutions, Passionate People





Opties / Options

Comfort / Confort

Optimaal comfort voor verzorger en gebruiker. Compacte basis, elektrische pootspreiding en multi-verstelbaar. /

Confort optimal pour le patient et la personne soignante: piétement électrique, base compacte et multi-réglable.

Jumbo Care Control Box / Boîtier de commande Jumbo Care

Intelligente controlbox die toelaat het batterij- en onderhoudsniveau af te lezen en ook onderhouds- en gebruiksgegevens te downloaden op pc. /

Boîtier de commande intelligent permettant de voir le niveau de batterie et de maintenance ainsi que de télécharger des données d'utilisation et de maintenance sur votre pc.



Hoogteverstelbare kniesteun

Individueel verstelbare opgevulde anti-slip kniesteun.

Repose-jambes réglable en hauteur

Repose-jambes rembourré anti-dérapant avec réglage individuel.



Afneembare voetplaat

Anti-slip en afneembaar voor revalidatie doeleinden.

Palette amovible

Anti-dérapant et amovible pour la révalidation.



Jumbo Care control Box

Indicator voor volgend onderhoud en batterijniveau, alarm bij lage batterij en noodstop.

Boîtier de commande Jumbo Care

Indique le niveau de batterie et de maintenance, alarme sonore en cas de faible batterie et bouton d'arrêt d'urgence.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Invacare **Roze** 940 - 1610 mm



1050 mm



660 mm



1110 mm



1380 mm



Invacare **Roze** 120 mm



100-200 cycles



53 kg



Max. 200 kg


Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2015 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Roze - BE - 10/2015

Kleur frame / Coloris châssis



Wit / Blanc



Blauw / Bleu



Yes, you can.®