

Invacare **Brio**



Comfort



Kwaliteit

Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren
Vouwstelsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen
Lower side brace stiffens the frame and adds stability
Offered in junior and adult version depending on the user's size

Comfort

Designed for easy use in small spaces and over the toilet
Folding mechanisms are easy to reach from a seated position
Adult version is height adjustable from 770-950mm, junior vers. from 640-820mm
Compact: only 100mm deep when folded
Accessory wheels and pouch available


Technische gegevens

Voor meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

Total width	610 - 630 mm (Adult) / 600 - 630 mm (Junior)
Width between handles	430 mm
Width between back feet	520 - 540 mm (Adult) / 510 - 540 mm (Junior)
Total depth	430 - 460 mm
Height adjustment	770 - 950 mm (Adult) / 640 - 820 mm (Junior)
Weight	2,7 kg (Adult) / 2,5 kg (Junior)
Weight capacity	135 kg

Kleur

Grijs



Artikelnr

Adult version **6291E-A**
Junior version **6291E-JR**

Invacare **Foria**



Two step walking frame

Walking frame made of anodized aluminum with sit to stand assistance.

Safe

Two stages of grips to help the user ease from a sitting to standing position
Lightweight: easy to lift and maneuver
Lower side brace stiffens the frame and adds stability

Comfort

Designed for easy use in small spaces and over the toilet
One button to press and fold for transport or storage
Adjustable height settings (790 - 920mm).
Comfortable foam hand grips


Technische gegevens

Voor meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

Total width	640 - 655 mm
Width between handles	420 mm
Width between back feet	590 - 610 mm
Total depth	490 - 510 mm
Height adjustment	795 - 920 mm
Weight	3 kg
Weight capacity	130 kg

Kleur

Grijs



Artikelnr

P421B

Invacare **Escort**



0435CE:
pair of fixed front wheels
(diameter 114mm).

Lightweight, stable and safe

Fixed walking frame made of anodized aluminum

- Outward angled feet provide greater stability
- Very light: only 2 kg
- Adjustable height settings (770 - 850mm)
- Accessory front wheels available


Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

Total width	620 - 630 mm
Width between handles	360 mm
Width between back feet	540 - 550 mm
Total depth	390 - 400 mm
Height adjustment	770 - 850 mm
Weight	2 kg
Weight capacity	130 kg

Kleur

Grijs



Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

Artikelnr

P435B

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

