

# Aquatec® | Douchekrukken en douchestoelen / Tabourets et chaises de douche



Aquatec **Dot**

- Ronde douchekruk in PVC en aluminium, past in elke douche / *Tabouret de douche ronde en PVC et aluminium, pour tout type de douche*
- Twee zithoogtes: 500 en 550 mm / *Deux hauteurs d'assise: 500 et 550 mm*
- Antislip oppervlak / *Surface antidérapante*
- Poten met zuignappen voor een stabiele positie / *Pieds à caoutchouc pour une position stable*



Aquatec **Disk on Dot**

- Douchekruk met alle voordelen van de **Dot** en uitgerust met de draaischijf **Disk**. / *Tabouret de douche réunissant tous les avantages du Dot et d'une assise tournante Disk.*


## Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Code	Aquatec <b>Dot</b>	Aquatec <b>Disk on Dot</b> 550 mm	Aquatec <b>Disk on Dot</b> 500 mm
Douchekruk 500 mm / <i>Tabouret de douche 500 mm</i>	<b>10200-32</b>		
Douchekruk 550 mm / <i>Tabouret de douche 550 mm</i>	<b>10201-32</b>		
Disk Blauw / <i>Bleu + Dot</i>		<b>9.01.002</b>	<b>9.00.002</b>

Afmetingen / Dimensions			
Zitbreedte / <i>Largeur d'assise</i>	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Zitdiepte / <i>Profondeur d'assise</i>	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Zithoogte / <i>Hauteur d'assise</i>	500 / 550 mm (B)	575 mm (B)	525 mm (B)
Totale breedte / <i>Largeur totale</i>	460 mm (C)	460 mm (C)	460 mm (C)
Totale diepte / <i>Profondeur totale</i>	460 mm (C)	460 mm (C)	460 mm (C)
Totale hoogte / <i>Hauteur totale</i>	500 / 550 mm (B)	575 mm (B)	525 mm (B)

Meer info / Plus d'info			
Gewicht / <i>Poids</i>	2.5 kg	4.1 kg	4.1 kg
Max. gebruikersgewicht / <i>Poids max. utilisateur</i>	125 kg	125 kg	125 kg
Kleur / <i>Coloris</i>	Wit / <i>Blanc</i>	Blauw / <i>Bleu</i> , Grijs / <i>Gris</i>	Blauw / <i>Bleu</i> , Grijs / <i>Gris</i>

Accessoires	Aquatec <b>Dot</b>
<b>Disk</b> , blauw / <i>bleu</i>	4.02.002
<b>Disk</b> , grijs / <i>gris</i>	4.02.008



ZH : Zithoogte / HA : Hauteur d'assise

**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



**Invacare® I-Fit 9780E**

- Zit hoogteverstelbaar van 380 - 550 mm (tot op de cm) / Assise réglable en hauteur de 380 - 550 mm (au cm près)
- Brede, ergonomische zit / Large assise ergonomique
- Makkelijk te reinigen / Facile à nettoyer
- Brede steunpoten voor extra stabiliteit / Grandes pieds pour une grande stabilité
- Stijlvol design / Design épuré
- Hygiënische opening / Découpe intime
- Max. gebruikersgewicht: / Poids max. utilisateur : 180 kg !




**Invacare I-Fit 9781E**

- Zit hoogteverstelbaar van 380 - 550 mm / Assise réglable en hauteur de 380 - 550 mm (au cm près)
- Afneembare rug / Dossier amovible
- Ergonomische zit met rugsteun / Assise ergonomique avec dossier
- Makkelijk te reinigen / Facile à nettoyer
- Brede steunpoten voor extra stabiliteit / Large pieds pour une grande stabilité
- Max. gebruikersgewicht: / Poids max. utilisateur : 180 kg !


**Technische gegevens / Caractéristiques techniques**

Code	Invacare I-Fit 9780E	Invacare I-Fit 9781E
Douchekruk / Tabouret de douche	<b>9780E</b>	
Douchestoel / Chaise de douche		<b>9781E</b>
<b>Afmetingen / Dimensions</b>		
Zitbreedte / Largeur d'assise	340 mm	340 mm
Zitdiepte / Profondeur d'assise	370 mm	370 mm
Zithoogte / Hauteur d'assise	380-550 mm	380-550 mm
Totale breedte / Largeur totale	500 mm	500 mm
Totale diepte / Profondeur totale	430 mm	430 mm
Totale hoogte / Hauteur totale	380-550 mm	760-930 mm
<b>Meer info / Plus d'info</b>		
Gewicht / Poids	3,7 kg	4,5 kg
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur	180 kg	180 kg
Kleur / Couleur	Wit / Blanc	Wit / Blanc

Invacare I-Fit 9780E



Invacare I-Fit 9781E





Invacare® **Alizé H2120/1**

- Douchekruk in gegalvaniseerd staal met epoxy behandeling / *Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy*
- Hoogteverstelbare zit, 470-550 mm / *Assise réglable en hauteur de 470 à 550 mm*
- Ergonomische zit in ABS / *Assise ergonomique en ABS*
- Licht, vlot te transporteren / *Facile à transporter (léger)*



Invacare **Alizé H2240/1**

- Douchekruk in gegalvaniseerd staal met epoxy behandeling / *Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface epoxy*
- Hoogteverstelbaar van 470 - 550 mm (per 20 mm) / *Réglable en hauteur de 470 - 550 mm (tous les 20 mm)*
- Vaste armleuningen / *Accoudoirs fixes*
- Breed zitoppervlak in ABS, met hygiënische opening / *Large assise en ABS, avec découpe intime*



Invacare **Alizé H2480/1**

- Douchestoel in gegalvaniseerd staal met epoxy behandeling / *Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy*
- Hoogteverstelbare zit, 500-560 mm / *Assise réglable en hauteur de 500 à 560 mm*
- Ergonomische zit en rug in ABS / *Assise et dossier ergonomiques en ABS*
- Opklapbare armleuningen: gemakkelijke transfer / *Accoudoirs relevables: transfert aisé*

### Aquatec **Galaxy**

- Vouwbaar, hoogteverstelbare douchestoel, in gegalvaniseerd staal met epoxy behandeling / *Chaise de douche pliable, réglable en hauteur en acier galvanisé, traitement surface époxy*
- Ergonomisch zitoppervlak met hygiënische opening / *Assise ergonomique avec découpe intime*
- Soepele rug in PVC, voor betere ondersteuning / *Dossier souple en PVC, pour plus de support*
- Flexifoot verstelling: extra afstel mogelijkheden voor steunpoten / *Ajustement Flexifoot pour de larges possibilités de réglage*



Invacare **Alizé H2080**

- Douchestoel in hoogwaardig, gegalvaniseerd staal met epoxy behandeling / *Chaise de douche en acier galvanisé haute qualité et traitement époxy*
- Ergonomische rug en zit in hoogwaardige ABS / *Dossier et assise ergonomiques en ABS de haute qualité*
- Opklapbare armsteunen / *Accoudoirs relevables*
- Duwhandvaten / *Poignées de poussée*
- Opklapbare voetsteun / *Repose-pieds relevable*
- Beremde achterwielen / *Roulettes arrières freinées*
- Max. gebruikersgewicht 120 kg / *Poids max. 120 kg*




**Technische gegevens / Caractéristiques techniques**

Code	Invacare® H2120/1	Invacare H2240/1	Invacare H2480/1	Invacare H2080	Aquatec Galaxy
Douchekruk / Tabouret de douche	<b>H2120/1</b>				
Douchekruk met armsteunen / Tabouret de douche avec accoudoirs		<b>H2240/1</b>			<b>1470805</b>
Douchestoel met rug en armsteunen / Chaise de douche avec dossier et accoudoirs			<b>H2480/1</b>		
Vrijrijdbare douchestoel met rug, armsteunen en voetsteun / Chaise de douche mobile avec dossier, accoudoirs et repose-pieds				<b>H2080</b>	


Afmetingen / Dimensions					
Zitbreedte / Largeur d'assise	410 mm (A)	410 mm (A)	410 mm (A)	410 mm (A)	400 mm (A)
Zitdiepte / Profondeur d'assise	400 mm (B)	400 mm (B)	-	-	345 mm (B)
Zithoogte / Hauteur d'assise	470 - 550 mm (C)	470 - 550 mm (C)	500 - 560 mm (C)	530 mm (C)	470 - 620 mm (C)
Totale breedte / Largeur totale	500 mm (D)	500 mm (D)	590 mm (D)	590 mm (D)	580 mm (D)
Totale diepte / Profondeur totale	450 mm (E)	450 mm (E)	480 mm (E)	690 mm (E)	460 mm (E)
Totale hoogte / Hauteur totale	470 - 550 mm (F)	580 - 660 mm (F)	880 - 940 mm (F)	910 mm (F)	840 - 990 mm (F)
Verdeling hoogteregeling / Graduation réglage d'hauteur	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Hoogte tot armsteunen / Hauteur jusqu'aux repose-bras	-	-	-	-	630 - 780 mm (G)
Breedte tss. armsteunen / Largeur entre repose-bras	-	450 mm (G)	530 mm (G)	530 mm (G)	510 mm (H)
Breedte hyg. opening / Largeur découpe intime	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	130 mm
Diepte hyg. opening / Profondeur découpe intime	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	140 mm

Meer info / Plus d'info					
Gewicht / Poids	4.5 kg	5.7 kg	7.5 kg	10 kg	7.5 kg
Max. gebruikersgewicht / Poids max. de l'utilisateur	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
Kleur / Coloris	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc


Invacare **H2120/1**




Invacare **H2240/1**




Invacare **H2480/1**



Invacare **H2080**



Aquatec **Galaxy**





Aquatec **Pico**

- Modulaire douchestoel / *Chaise de douche modulaire*
- 3 configuraties / *3 configurations*
- Veilige antislip zit / *Assise antidérapante pour utilisation en toute sécurité*
- Brede hygiënische opening voor- of achteraan, dankzij 2 mogelijkheden om de rug te monteren / *Large découpe intime avant ou arrière, grâce aux 2 possibilités de monter le dossier*
- Hoogteverstelbare poten / *Pieds réglables en hauteur*
- Rubberen voeten, voor meer stabiliteit / *Pieds en caoutchouc, pour plus de stabilité*
- Gemakkelijk ineen te steken, zonder gereedschap / *Facile à monter, sans outils*
- Max. gebruikersgewicht: / *Poids max. utilisateur: 160 kg*

### Opties / Options



**Douchekruk / Tabouret de douche**

**Douchekruk met armsteunen / Tabouret de douche avec accoudoirs**

**Douchestoel met rug en armsteunen / Chaise de douche avec dossier et accoudoirs**

### Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Code	Aquatec <b>Pico</b>
Douchekruk / <i>Tabouret de douche</i>	<b>9.20.001</b>
Douchekruk met armsteunen / <i>Tabouret de douche avec accoudoirs</i>	<b>9.21.001</b>
Douchestoel met rug en armsteunen / <i>Chaise de douche avec dossier et accoudoirs</i>	<b>9.22.001</b>
Rugsteun / <i>Dossier</i>	<b>16469</b>
Armsteunen (paar) / <i>Accoudoirs (paire)</i>	<b>16468</b>



#### Afmetingen / Dimensions

Zitbreedte / <i>Largeur d'assise</i>	430 mm (A)
Zitdiepte / <i>Profondeur d'assise</i>	420 mm (B)
Zithoogte / <i>Hauteur d'assise</i>	425 - 575 mm (C)
Totale breedte / <i>Largeur totale</i>	575 mm (D)
Totale diepte / <i>Profondeur totale</i>	520 mm (E)
Totale hoogte / <i>Hauteur totale</i>	825 - 975 mm (F)
Hoogte tot armsteunen / <i>Hauteur jusqu'aux accoudoirs</i>	605 - 755 mm (G)
Breedte tss armsteunen / <i>Largeur entre repose-bras</i>	430 mm (H)
Breedte hyg. opening / <i>Largeur découpe intime</i>	180 mm
Diepte hyg. opening / <i>Profondeur découpe intime</i>	145 mm
Verdeling hoogteregeling / <i>Graduation réglage d'hauteur</i>	25 mm

#### Meer info / Plus d'info

Gewicht douchekruk / <i>Poids tabouret de douche</i>	3,2 kg
Gewicht douchekruk met armsteunen / <i>Poids tabouret de douche avec repose-bras</i>	4,1 kg
Gewicht complete douchestoel / <i>Poids chaise de douche complète</i>	4,8 kg
Max. gebruikersgewicht / <i>Poids max. de l'utilisateur</i>	160 kg!
Kleur / <i>Coloris</i>	Wit / <i>Blanc</i>

Aquatec **Pico**





Aquatec **Pico Commode**

- Modulaire, hoogteverstelbare douchestoel / *Chaise de douche modulaire, réglable en hauteur*
- 3 in 1: te gebruiken als toiletstoel, douchestoel of in de kamer / *3 en 1: à utiliser dans les toilettes, dans la douche ou dans la chambre*
- Emmer kan langs de 4 zijden worden uitgehaald / *Seau escamotable par les 4 côtés ou par l'avant*
- Roestvrij / *Inoxydable*
- Armsteunen, rug, toiletemmer en houder voor emmer zijn inbegrepen / *Accoudoirs, dossier, seau et rail pour seau sont livrés standard*
- Hoogteverstelbare zit, 420-575 mm, om de 25 mm / *Ajustement de la hauteur d'assise de 420 à 575 mm, tous les 25 mm*
- Max. gebruikersgewicht: / *Poids max. utilisateur: 160 kg*

## Opties / Options



Afneembare armsteunen voor transfers. Zuignappen aan de poten voor meer stabiliteit. / *Accoudoirs amovibles pour un transfert facile. Equipée de ventouses pour plus de stabilité.*



Afneembare rug: makkelijker wassen in de douche. / *Dossier amovible pour faciliter la toilette dans la douche.*



Met comfortabel zitkussen in PU-schuim, optie. / *Avec coussin d'assise confort en mousse PU en option.*



## Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Code	Aquatec <b>Pico Commode</b>
Complete douchestoel / <i>Chaise de douche complète</i>	<b>1525887</b>
Universele zachte zit / <i>Coussin d'assise confort</i>	<b>1526032</b>

Afmetingen / Dimensions	
Zitbreedte / <i>Largeur d'assise</i>	430 mm (A)
Zitdiepte / <i>Profondeur d'assise</i>	420 mm (B)
Zithoogte / <i>Hauteur d'assise</i>	425 - 575 mm (C)
Totale breedte / <i>Largeur totale</i>	575 mm (D)
Totale diepte / <i>Profondeur totale</i>	520 mm (E)
Totale hoogte / <i>Hauteur totale</i>	825 - 975 mm (F)
Hoogte tot armsteunen / <i>Hauteur jusqu'aux repose-bras</i>	605 - 755 mm (G)
Breedte tss armsteunen / <i>Largeur entre repose-bras</i>	430 mm (H)
Verdeling hoogteregeling / <i>Graduation réglage d'hauteur</i>	25 mm
Hoogte grond - laagste zitpositie / <i>Hauteur sol - position d'assise la plus basse</i>	340 - 490 mm
Met houder voor toiletemmer / <i>Avec porte-seau</i>	375 - 525 mm
Zonder houder voor toiletemmer / <i>Sans porte-seau</i>	
Breedte hyg. opening / <i>Largeur découpe intime</i>	215 mm
Diepte hyg. opening / <i>Profondeur découpe intime</i>	250 mm

Meer info / Plus d'info	
Gewicht, complete douchestoel / <i>Poids, chaise de douche complète</i>	4,8 kg
Max. gebruikersgewicht / <i>Poids max. utilisateur</i>	160 kg!
Kleur / <i>Coloris</i>	Wit / <i>Blanc</i>

Aquatec **Pico Commode**



Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© 2014 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
*Tous droits réservés.*

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

Douchekrukken en douchestoelen / *Tabourets et chaises de douche* - BE - 05/2014



**Yes, you can.®**