


Liber L803 / Eskal L839



Oplegmatras zorgt voor veranderende
ligdruk



De Invacare® Eskal is gemakkelijk op een bestaande matras te plaatsen. De oplegmatras bestaat uit twee secties die door onderling veranderende drukwisseling zorgt voor een goed ligcomfort. De veranderende luchtdruk in de matras zorgt voor een afwisselende druk op het lichaam en is daardoor te gebruiken bij een licht risico op doorligwonden.



Eigenschappen en opties ▼

- Voor patiënten met een gemiddeld tot hoog risico op doorligwonden (Norton score ≤ 14 , bedlegerig > 14 u/dag).
- Luchtcompressor handmatig instelbaar. Aanpassing volgens gewicht van de gebruiker (50-100 kg). Kan max 5 liter per minuut afgeven.
- Continu lage druk.
- Matrasbeschermer met individuele vervormbare cellen in PU.
- Deze matrasbeschermer wisselt druk in cycli van 10 minuten om langdurige en overmatige druk te voorkomen.



Invacare **Eskal wisseldrukmatras (L839)**



Invacare **Liber compressor (L803)**

Kleur ▼



Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.

Technische gegevens Eskal matras	
Totale breedte	890 mm
Totale lengte	1980 mm
Totale hoogte	68 mm
Gewicht	2 kg
Max. gebruikersgewicht	100 kg

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 België