



Comfortabale actieve transfers / Des transferts actifs et confortables

Invacare **Reliant 350** is een compacte, actieve tillift die zorgt voor een gemakkelijke transfer (bed/zetel/toilet, etc.) van zowel autonome als meer afhankelijke patiënten. Veiligheid en comfort in alle omstandigheden dankzij 8 verschillende bevestigingspunten voor de tildoeek.

Invacare **Reliant 350** est un lève-personnes compact, actif, très facile à utiliser qui permet de transférer rapidement la plupart des patients d'un lit vers un fauteuil, d'un fauteuil vers une chaise-toilettes etc. Sécurité et confort en toutes circonstances grâce aux 8 points de fixation de la sangle.

Verkrijgbaar met / Disponible avec:

- Geïntegreerde lader / Chargeur intégré
- Incl. sling Stand Assist, polyester, M, / Sangle Stand assist taille M, solid include



Gebruikersgemak / Facilité d'utilisation

- Hoogteverstelbare kniesteun naargelang grootte patiënt / Support genoux régl. en hauteur selon la taille du patient


2 types transfers / 2 types de transferts :

- Staand, voor gebruikers met goede spierkracht / Debout pour les patients disposant d'un bon tonus musculaire.
- Zittend, voor gebruikers met zwakke spierkracht / Assis pour les patients disposant d'un faible tonus musculaire.

Veilig, betrouwbaar / Sûr, fiable


- Conform Eur. richtlijnen / Conforme aux directives européennes MDD 93/42/EEC
- Gasveer LINAK: zakken stopt automatisch bij obstakel / Vérin LINAK : arrêt automatique de la descente du vérin en cas d'obstacle
- Mechanisch zakken in nood / Système de descente mécanique d'urgence
- Antislip voetplaat / Repose-pieds anti-dérapant
- Noodstop / Bouton d'arrêt d'urgence

Opties / Options



Liftmat / Sangle Stand Assist

- Transfer in sta-positie / Pour transfert en position debout
- Comfortabele, opgevlude liftmat / Sangle rembourrée pour plus de confort
- Antislipbasis in de rug / Base antidérapante dans le dos



Liftmat / Sangle Transfer Stand Assist

- Transfer in zitpositie / Pour transfert en position assise
- Comfortabele, opgevlude liftmat met 4 bevestigingsposities / Sangle rembourrée avec 4 positions de réglage



Snel en praktisch

Geïntegreerde lader met indicator batterijniveau.

Rapide et pratique :

Le chargeur intégré avec indicateur du niveau de charge de la batterie.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

<p>Invacare Reliant 350</p>	<p>1670 mm</p>	<p>1020 mm</p>	<p>900 mm</p>	<p>940 mm</p>	<p>660 mm</p>
<p>Invacare Reliant 350</p>	<p>110 mm</p>	<p>100-200 autonomie: 40 cycli / cycles</p>	<p>4,5 Ah Charge 3-4h</p>	<p>49 kg</p>	<p>Max. 158 kg</p>

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2015 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Kleur / Coloris



Beige

Garantie

Gasveer / Vérin Linak : 3 ans
Frame / Châssis : 3 ans
Batterij / Batterie : 1 an

Norm / Norme MDD 93/42/EEC

Reliant 350 - BE - 10/2015



Yes, you can.®

